

Challenger 1E95

- 1 **Adaptateur pyramidal**
fabriqué en titane.
- 2 **Lame incurvée en carbone**
pour une absorption des chocs et une forte restitution d'énergie.
- 3 **Lame de base en carbone**
pour une stabilité lors de la marche et en position debout.
- 4 **Cales de talon interchangeables**
pour adapter l'amorti du talon et la souplesse du déroulé en fonction des différents sports pratiqués.
- 5 **Coussinet d'avant-pied**
pour des chaussures de sport mieux serrées.

Les sportifs amateurs ayant été amputés au-dessus ou au-dessous du genou apprécieront le Challenger comme un compagnon idéal pour la pratique des sports en salle ou en plein air.

La grande déformation de la lame incurvée fournit une excellente absorption des chocs, particulièrement nécessaire pour les sports tels que le tennis ou le basket-ball, et une restitution d'énergie importante pour les activités telles que la course de fond.

La lame de base et un amortissement ajustable du talon n'offrent pas seulement une stabilité, mais également un contrôle efficace pendant les mouvements rapides, lors de la marche et en position debout. Comme le Challenger convient à la plupart des chaussures de sport et est équipé de cales de talon remplaçables, il est optimal pour une grande variété de sports et répond à d'autres besoins personnels.

Avantages

- Peut être utilisé pour une grande variété de sports (tels que le tennis, le basket-ball, le jogging, etc.)
- Bonne absorption des chocs et forte restitution d'énergie
- Stabilité lors de la marche et en position debout grâce au talon (lame de base)
- Cales de talon remplaçables pour un déroulement personnalisable
- Étanche



Caractéristiques techniques

Poids corporel max.	110 kg
Tailles	23 – 30 cm
Enveloppe de pied	Le coussinet d'avant pied assure une tenue parfaite dans la chaussure, il exerce la fonction d'enveloppe de pied.
Personnalisation	Ajustement personnel de la raideur du talon grâce à deux cales de talon incluses dans la livraison (utilisation du pied impossible sans les cales de talon).
Poids*	800 g
Hauteur du système*	156 mm
Garde au sol*	174 mm
Sports adaptés	Sports de plein air, sports sur terrain et sports de course (tels que le tennis et le basket-ball)
Composants de genou recommandés	Genium X3, Genium

*Caractéristiques techniques pour les tailles de 27–28 cm

Challenger 1E95

Formulaire de commande à faxer au 01 69 07 18 02

Client		Adresse de livraison (si différente)	
Numéro client		Numéro client	
Entreprise		Entreprise	
Rue		Rue	
Code postal/ville		Code postal/ville	
Prothésiste			

Quantité	Réf.	Côté	Taille	-	Rigidité	-	P	/	0
	1E95=	N		-		-	P	/	0
	1E95=	N		-		-	P	/	0

Taille	
23 – 24 cm	2324
25 – 26 cm	2526
27 – 28 cm	2728
29 – 30 cm	2930

Tableau de rigidité

Poids corporel \ Tailles	Tailles							
	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
50 – 70 kg	2		2		2			
71 – 90 kg			3		3		3	
91 – 110 kg			4		4		4	

Sélection de cales de talon

Réf.	Poids corporel	Niveaux de rigidité des cales de talon*
2F95=2330-2	50–70 kg	30 et 35
2F95=2330-3	71–110 kg	40 et 45

*À noter : plus le chiffre est bas, plus la cale de talon est souple

La série de cales de talon incluse dans la livraison contient deux cales correspondant au poids du patient. Si nécessaire, une série supplémentaire peut être commandée.

Composants additionnels

Quantité	Réf.	Quantité	Réf.

Date Votre adresse Signature

Exemple de commande pour le Challenger
1E95=N2526-3-P/0



La livraison inclut un dispositif d'insertion de l'avant-pied (2Z95), une série de deux cales de talon (2F95) de différentes rigidités et un outil (2C101) permettant un changement de chaussures.