

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 50 kg

Poids du fauteuil à partir de : 66,5 kg

Fauteuil garanti 2 ans / Batteries 1 an

- + Châssis aluminium
- + Electronique VR2 avec escamotage latéral
- + Vitesse 6 ou 7,2 km/h, moteurs 200W, batteries 28Ah
- + Accoudoirs réglables en haut. et en prof.
- + Assise avec coussin et repose-jambes/ repose-pieds
- + Bascule d'assise 20° et de dossier 25° électrique
- + Entièrement démontable et pliable
- + Roues avant 8", arrière 12,5"
- + Appui-tête
- + Accroche-taxi



# Skippi AA2

## 01 Modèle

490E55=00000_K	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
Skippi AA2 VR2 3 fonctions électriques max	5 677,73€	5 990,00€	9161584	3 938,01€	3 938,01€
ET 01 Vitesse 6km/h	0	0			
ET 09 Vitesse 7,2km/h	0	0			

## 02 Assise et dossier

◇ : configuration standard  
 O : options sans supplément de prix

Largeur d'assise en cm (SB)	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	24	26	28	29	possible avec cales latérales				
Prof. d'assise en cm (ST)	28	30	32	34	36	38			
Hauteur de dossier en cm	35								

### Accessoires

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ED 11 Rallonge de dossier (35cm - 46cm)	195,26€	206,00€
ED 10 Poignées de poussée réglables en hauteur et amovibles - Obligatoire avec EC51	248,34€	262,00€
EE 37 Coussinets latéraux pour protège-vêtements (la paire) - Epaisseur 3 cm	102,37€	108,00€



**Appui-tête**

<b>EE 30</b>	Kit de fixation pour appui-tête
Appui-tête, pour siège standard, modèle courbe petit avec tige appui-tête, avec réglage tridimensionnel par 2 rotules - 430H1=3-7 et 476L52=SK015	

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇

**Angle de dossier (si mécanique) - NC ED50**

-9 / 1 / 11 / 21°
0 / 10 / 20 / 30°

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
o	o
o	o

**Réglage assise et dossier**

<b>EC 51</b>	Bascule d'assise par vérin pneumatique 20° - NC EC57 poignées ED10 obligatoires, gachette du vérin fixée à la poignée accompagnateur droite
<b>EC 50</b>	Bascule d'assise par vérin électrique 20° 
<b>ED 50</b>	Dossier inclinable électrique 25° (châssis droit impératif)
<b>EC 57</b>	Lift électrique 20cm - NC profondeur 28cm - NC EC51

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
◇	◇
◇	◇
2 007,58€	2 118,00€



Les vérins limitent le démontage du fauteuil, on ne peut plus séparer le châssis de l'assise

**03** **Repose-pieds / Repose-jambes**

◇ : configuration standard  
o : options sans supplément de prix

<b>EB 20</b>	Repose-jambes mécaniques pour longueur de jambes 15 à 33cm
<b>EB 02</b>	Palettes individuelles en aluminium pour longueur de jambes 23 à 38cm 
<b>EB 05</b>	Palette monobloc en aluminium, inclinaison réglable, inversion possible pour longueur de jambes 23 à 38cm

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
◇	◇
196,21€	207,00€



**Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)**

Longueur de tibia (UL) en cm ..... (réglage possible de 15 à 38cm)  
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. .... cm

## 04 Commandes électroniques

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

### Boîtier de commande et support

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 85	Boîtier de contrôle standard VR2 - permet de contrôler 3 fonctions électriques max.		◇	◇
EU 06	Commande sur tablette escamotable		1 152,61€	1 216,00€
EU 20	Support de boîtier de commande escamotable à attache rapide		◇	◇
EU 19	Support de boîtier de commande fixe à attache rapide		◇	◇
Côté de montage du joystick (réversible)	Droit	Gauche	O	O



### Options de commande

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 15	Double commande accompagnateur, poignées ED10 incluses commande fixée à la poignée accompagnateur droite		9384775	714,26€



### Accessoires de joystick

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 23	Joystick fourche tétraplégique	72,04€	76,00€
EU 24	Stick S80 (tige de 80mm de hauteur)	57,82€	61,00€
EU 25	Soft ball (embout en mousse gainée)	107,11€	113,00€
EU 35	Soft ball colorée (diamètre 30mm)	53,08€	56,00€
EU 26	Embout de balle de golf, petit (diamètre 43mm)	78,67€	83,00€



## 05 Roues

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EF 10	Roues avant 8" increvables	◇	◇
EG 06	Roues arrière increvables - Flexel	125,12€	132,00€

## 06 Batteries

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 91	Chargeur de batteries standard	◇	◇
EU 02	Chargeur de batteries avec réduction de bruit	92,89€	98,00€

## 07 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ES 08	Eclairage unilatéral avant avec détection automatique - NC ES05	46,45€	49,00€
ES 06	Eclairage route LED avant-arrière 	600,00€	633,00€
ES 40	Fanion bleu (permet de repérer le fauteuil à distance dans une foule)	54,03€	57,00€
ES 35	Tablette thérapeutique escamotable (la découpe pour y installer le boîtier de commande doit être faite par le prestataire)	381,04€	402,00€
ES 63	Pare-choc détachable, argent métallisé - Uniquement UL <32cm 	222,75€	235,00€
ES 39	Klaxon manuel, petit kangourou	15,17€	16,00€
EP 65	Ceinture de sécurité à boucle métallique	◇	◇
ES 60	Kit de transport en véhicule - Norme ISO 7176-19	O	O



## 08 Coloris de châssis

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
013	Noir mat	◇	◇
016	Gris clair métallique	O	O
021	Vert pomme métallique	O	O
023	Blanc neige RAL 9016	O	O
037	Rose RAL 4010	O	O

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

Maj 21/12/23



ED 10 Poignées de poussée réglables en hauteur et amovibles



EE 37 Coussinets latéraux pour protège-vêtements



EC 50 Bascule d'assise par vérin électrique 20°



ED 50 Dossier inclinable électrique 25°



EC 57 Lift électrique 20cm



EB 02 Repose-pieds à palettes individuelles en aluminium



EB 05 Repose-pieds à palette monobloc en aluminium



EB 20 Repose-jambes mécaniques



EU 85 Boîtier de contrôle standard VR2



EU 06 Commande sur tablette escamotable



EU 20 Support de boîtier de commande escamotable



EU 15 Double commande accompagnateur



EU 35 Soft ball colorée



ES 08 Eclairage unilatéral avant avec détection automatique



ES 06 Eclairage route LED avant-arrière



ES 63 Pare-choc détachable, argent métallisé