

Runner junior 1E93

Pur sport.

Conçue pour les enfants et adolescents actifs qui veulent participer à des activités sportives, à l'école ou entre copains. La lame de course Runner junior convient aux enfants âgés d'environ 13 ans maximum et présentant une amputation transfémorale ou transtibiale.

Conçue pour des résultats optimaux :

- La lame en carbone légère et résistante offre à l'enfant une propulsion puissante.
- La réponse dynamique et la rigidité de la lame de la prothèse de course peuvent être adaptées aux besoins de l'utilisateur par le déplacement de l'adaptateur le long de la lame de carbone.
- La flexibilité des options d'ajustement et la connectivité au système prothétique modulaire facilitent l'appareillage d'essai et final.
- Outre sa légèreté et sa robustesse, l'adaptateur pyramidal est intégralement rotatif, facilitant ainsi l'ajustement individuel de la prothèse.
- La semelle tout-terrain anti-dérapante permet aux enfants de courir sur différents sols, du terrain en gazon à la piste en tartan.



Caractéristiques techniques

Poids max. utilisateur	45 kg
Poids de la lame	170 - 210 g

Combinaison recommandée



Information destinée aux professionnels de santé. Fabricant Otto Bock Healthcare.
Dispositif médical de classe I non pris en charge par les organismes d'assurance maladie.
Lire attentivement la notice d'utilisation.

Otto Bock France · 4 rue de la Réunion CS 90011 · 91978 Courtaboeuf Cedex
Tél. 01.69.18.88.30 · Fax 01.69.18.06.17 · information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Runner junior 1E93 - Formulaire de commande

A retourner à votre service commercial par e-mail à : commande-ortho@ottobock.fr

Adresse de facturation		Adresse de livraison (si différente)	
N° de client	<input type="text"/>	N° commande	<input type="text"/>
Société	<input type="text"/>	Société	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	Adresse	<input type="text"/>
Code postal/Ville	<input type="text"/>	Code postal/Ville	<input type="text"/>
Orthoprothésiste	<input type="text"/>		


Tableau de rigidité

Poids corporel	Version
15 - 20 kg	SPR-1
21 - 25 kg	SPR-2
26 - 30 kg	SPR-3
31 - 37 kg	SPR-4
38 - 45 kg	SPR-5

Quantité	Référence	Description
<input type="checkbox"/>	4R111	Ancre à couler avec récepteur pyramidal, rotative
<input type="checkbox"/>	4R116	Ancre à couler avec adaptateur pyramidal, rotative
<input type="checkbox"/>	4R72	Adaptateur double Taille : <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 75
<input type="checkbox"/>	2R58 (long) ou 2R57 (court)	Adaptateur tubulaire long, Ø 34 mm
<input type="checkbox"/>	4R82	Adaptateur tubulaire de vissage
<input type="checkbox"/>	3S80=1 Sport	Articulation de genou
<input type="checkbox"/>	4R224=6	Adaptateur pyramidal Runner junior, rotatif
<input type="checkbox"/>	1E93 Runner junior	Version : <input type="checkbox"/> SPR-1-S-N-6 <input type="checkbox"/> SPR-2-S-N-6 <input type="checkbox"/> SPR-3-S-N-6 <input type="checkbox"/> SPR-4-S-N-6 <input type="checkbox"/> SPR-5-S-N-6
<input type="checkbox"/>	2Z543=6	Semelle Runner junior

Vue d'ensemble

(Merci de spécifier la quantité souhaitée)



Date Lieu Signature