

Famille WalkOn.

À retourner à votre service commercial par e-mail à : commande-ortho@ottobock.fr

Client

Numéro de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
Orthoprothésiste	

Adresse de livraison (si différente de l'adresse du client)


Numéro de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
ID Patient	

Guide de sélection.

État musculaire selon Janda

- 0 Aucune contraction musculaire visible et/ou palpable
- 1 Contraction musculaire visible et/ou palpable, mouvement impossible
- 2 Tension musculaire prononcée, mouvement possible lorsque la pesanteur est suspendue
- 3 Mouvement contre la pesanteur possible
- 4 Mouvement contre une résistance faible à moyenne possible
- 5 Mouvement avec une force normale

Détermination de l'état musculaire



Stabilisation du genou requise ?

Non

Oui

Patient avec instabilité de la cheville ?

Non

Oui

Oui

Patient avec pronation ou malposition en valgus ?

Non

Non

Oui

Oui

Non



WalkOn Flex
28U22



WalkOn
28U11



WalkOn Trimable
28U23



WalkOn Lateral
28U33



WalkOn Reaction Lateral
28U34



WalkOn Reaction
28U24



WalkOn Reaction Plus
28U25



WalkOn.

Tailles adulte.

WalkOn Flex, WalkOn, WalkOn Trimable

Référence		Côté	Taille de chaussure	Hauteur de l'orthèse
28U22 28U11 28U23	=L36-39 =R36-39	Gauche Droit	36-39	36 cm
28U22 28U11 28U23	=L39-42 =R39-42	Gauche Droit		
28U22 28U11 28U23	=L42-45 =R42-45	Gauche Droit	42-45	37 cm
28U22 28U11 28U23	=L45-48 =R45-48	Gauche Droit		

WalkOn Lateral, WalkOn Reaction Lateral

Référence		Côté	Taille de chaussure	Hauteur de l'orthèse
28U33 28U34	=L36-39 =R36-39	Gauche Droit	36-39	32.5 cm
28U33 28U34	=L39-42 =R39-42	Gauche Droit		
28U33 28U34	=L42-45 =R42-45	Gauche Droit	42-45	37 cm
28U33 28U34	=L45-48 =R45-48	Gauche Droit		

Référence		Côté	Taille de chaussure	Hauteur de l'orthèse
28U24 28U25	=L36-39 =R36-39	Gauche Droit	36-39	33.3 cm
28U24 28U25	=L39-42 =R39-42	Gauche Droit		
28U24 28U25	=L42-45 =R42-45	Gauche Droit	42-45	37.7 cm
28U24 28U25	=L45-48 =R45-48	Gauche Droit		

Exemple de commande : 28U24=L42-45

Quantité	Réf. article	Côté	Taille
	28U*	=	
		Côté	Taille (cm)
	R	Droit	36-39 ; 45-48
	L	Gauche	

Commande :

Quantité	Réf. article	Côté	Taille
	28U*	=	



WalkOn. Tailles enfant.

WalkOn Flex Junior

Référence		Côté	Taille de chaussure	Hauteur de l'orthèse
28U22	=L24-27	Gauche	24-27	20.5 cm
	=R24-27	Droit		
28U22	=L27-30	Gauche	27-30	24 cm
	=R27-30	Droit		
28U22	=L30-33	Gauche	30-33	27 cm
	=R30-33	Droit		
28U22	=L33-36	Gauche	33-36	29.5 cm
	=R33-36	Droit		

WalkOn Lateral Junior

Référence		Côté	Taille de chaussure	Hauteur de l'orthèse
28U33	=L24-27	Gauche	24-27	20.5 cm
	=R24-27	Droit		
28U33	=L27-30	Gauche	27-30	24 cm
	=R27-30	Droit		
28U33	=L30-33	Gauche	30-33	27 cm
	=R30-33	Droit		
28U33	=L33-36	Gauche	33-36	29.5 cm
	=R33-36	Droit		

WalkOn Reaction Junior

WalkOn Reaction Lateral Junior

Référence		Côté	Taille de chaussure	Hauteur de l'orthèse
28U25 28U34	=L24-27	Gauche	24-27	20.5 cm
	=R24-27	Droit		
28U25 28U34	=L27-30	Gauche	27-30	24.5 cm
	=R27-30	Droit		
28U25 28U34	=L30-33	Gauche	30-33	27 cm
	=R30-33	Droit		
28U25 28U34	=L33-36	Gauche	33-36	29.4 cm
	=R33-36	Droit		

Exemple de commande : 28U25=L42-45

Quantité	Réf. article	Côté	Taille
	28U*	=	

↓

Côté	Taille (cm)
R Droit	36-39 ; 45-48
L Gauche	

Commande :

Quantité	Réf. article	Côté	Taille
	28U*	=	

Information destinée aux professionnels de santé. Fabricant Ottobock SE & Co. KGaA.
Dispositif médical de classe I pris en charge par les organismes d'assurance maladie sous la
référence 7160913. Lire attentivement la notice d'utilisation.

Otto Bock France · 4 rue de la Réunion
CS 90011 · 91978 Courtaboeuf Cedex
Tél. 01.69.18.88.30 · Fax 01.69.18.06.17
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr