

Manchon sur-mesure TF. Uneo Unique 6Y400 & Skeo Unique 6Y700.

À retourner à votre service commercial par e-mail à : commande-ortho@ottobock.fr

Client

Numéro de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
Orthoprothésiste	

Adresse de livraison (si différente de l'adresse du client)

Numéro de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
ID Patient	

Important

Ce formulaire doit être complété dans son intégralité, les informations manquantes peuvent retarder votre commande. À retourner à votre service commercial par e-mail à : commande-ortho@ottobock.fr. La fabrication du manchon ainsi que sa livraison ne pourront débuter qu'après nous avoir transmis ce bon dûment complété.

Informations sur l'amputation

- Gauche Droite
 TF DDG Autre

Produit sélectionné

- Uneo Unique (Polyuréthane)
 Skeo Unique (Silicone)

Information sur le manchon

- Nouveau manchon
 Renouvellement (Numéro de série :

Système de suspension

- Oui*: Plongeur KISS
 Non

*Pour les manchons avec système de suspension, veuillez sélectionner un revêtement textile extérieur.

Revêtement extérieur textile

- Sans revêtement
 Revêtement partiel
 Hauteur du recouvrement : mm
 Revêtement complet
 Couleur du textile :
 Gris foncé Gris Chair

Pour les manchons avec revêtement textile, l'épaisseur de la paroi augmente de 1 mm.

Épaisseur de la paroi

- Dégressive*
 Uniforme 4 mm 5 mm 6 mm

* Longueur résiduelle minimale des membres de 20 cm vers le haut.

* Uneo Unique : 6 mm extrémité distale-interligne articulaire et 3 mm en proximal.

* Skeo Unique : 4,5 mm extrémité distale-interligne articulaire et 2,5 mm en proximal.

Tolérance de fabrication de +/-1 mm.

Coussinet distal

- Standard 13 mm
 7 mm 9 mm 11 mm 15 mm
 17 mm 19 mm 21 mm


Pour les manchons avec accrochage distal, l'épaisseur distale de la paroi augmente de 10 mm.

Additif

- Avec additif bactériostatique Skinguard

Mesures

Ajoutez des mesures si nécessaire. Merci d'indiquer l'interligne articulaire ou toute zone problématique sur le plâtre ou la fiche.



Important

Quelle que soit la longueur du membre, la circonférence à 50 mm de l'extrémité distale dans la direction proximale est nécessaire.

Ottobock conserve tous les droits, titres et propriétés du manchon Unique. Le moule est conservé sur fichier pendant 2 ans à compter de la date de la commande précédente.

Information destinée aux professionnels de santé. Fabricant Ottobock SE & Co. KGaA. Dispositifs médicaux de classe I pris en charge par les organismes d'assurance maladie sous les références 2755122 et 2738030. Lire attentivement la notice d'utilisation.

Otto Bock France · 4 rue de la Réunion CS 90011 · 91978 Courtaboeuf Cedex
 Tél. 01.69.18.88.30 · Fax 01.69.18.06.17 · information@ottobock.fr · www.ottobock.fr