

# Derma ProFlex

## 453A3 / 453A4

Suspension optimisée et flexion facilitée

### Description

Le Derma ProFlex est un fixe-prothèse de forme anatomique en copolymère résistant à l'usure et doté d'un revêtement textile externe améliorant son étanchéité.

La forme anatomique de la gaine est le résultat de l'association entre la forme conique du dispositif, une préflexion de 15° et une zone rotulienne également préformée. Elle offre un niveau de fonctionnalité et de confort pour le patient jusque-là inédits.

Le protège-genou Derma ProFlex peut être utilisé aussi bien comme système d'adhérence principal qu'avec une soupape ou un système Harmony. Il convient aux patients amputés du membre inférieur présentant une activité faible ou forte.

Elle est disponible en couleurs gris et noir, pour profiter des beaux jours en toute discrétion.

### Caractéristiques et bénéfices pour l'utilisateur

Caractéristiques	Bénéfices pour l'utilisateur
Pré-flexion de 15°	Facilite la flexion et augmente la liberté de mouvement.
Forme conique	Répartit agréablement les pressions au niveau de la cuisse et offre une adhérence optimale sur l'emboîture prothétique.
Zone de la rotule préformée	Réduit les pressions exercées sur la rotule tout au long du mouvement.
Combinaison copolymère et nouveau textile	Souple, confortable et résistante à l'usure.

### Caractéristiques

Matériau	Copolymère (TPE)
Revêtement	Textile
Longueur	<b>453A3</b> : Environ 26 cm entre le milieu du tendon rotulien et l'extrémité proximale <b>453A4</b> : Environ 18 cm.



### Références

453A3=*	Gaine Derma ProFlex		
Taille	1, 2, 3		
Gris	453A3=*		
Noir	453A3=*-7		
453A4=*	Gaine Derma ProFlex, court		
Taille	1, 2, 3		
Gris	453A4=*		
Noir	453A4=*-7		
Taille	1	2	3
<b>Circonférence du milieu du genou (en cm)</b>	24 - 32	30 - 40	36 - 47
<b>Circonférence à 20 cm du milieu du genou, du côté proximal (en cm)</b>	34 - 46	40 - 54	48 - 66