

Evanto 1C70.

Confortable par nature.

Evanto a été conçu pour les personnes actives qui ne souhaitent pas faire de compromis entre flexibilité et dynamisme et accordent une grande importance à une marche naturelle et confortable.

Caractéristiques produit

- La conception innovante d'Evanto permet d'emmagasiner une grande quantité d'énergie lors de la pose du talon et de la restituer au décolllement des orteils afin d'obtenir une propulsion optimale à l'attaque du talon.
- Les coins talonniers haute performance permettent jusqu'à 24 mm d'absorption des chocs à l'attaque du talon.
- Pour la descente de pentes, Evanto prévoit jusqu'à 9 mm d'absorption des chocs verticaux.
- Excellente flexibilité multiaxiale pour une stabilité et un grand confort, avec jusqu'à 20° de mouvement dans le plan sagittal, $\pm 10^\circ$ de flexibilité médiolatérale et $\pm 4^\circ$ de mouvement de torsion.
- Comportement de l'avant-pied et du talon personnalisable pour répondre aux besoins de l'utilisateur.
- Résistant à l'eau douce, salée et chlorée.

More than a foot.
A foundation.¹



Caractéristiques techniques

Niveau de mobilité	2 - 4
Poids maximum du corps	125 kg
Côté	Gauche (L), droit (R)
Taille	22 - 30 cm
Forme de l'enveloppe	Normale avec hauteur de talon de 10 ± 5 mm
Couleur de l'enveloppe	Beige (4), marron clair (15)
Poids sans enveloppe*	450 g
Poids avec enveloppe*	725 g
Hauteur du système*	82 mm

*La taille de référence est 26 cm.

¹ Plus qu'un pied. Une fondation.



Flexibilité multiaxiale

Absorption des chocs pour plus de confort

Gestion innovante de l'énergie pour une endurance améliorée

Evanto 1C70.

À retourner à votre service commercial par e-mail à : commande-ortho@ottobock.fr

Client

N° de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
Orthoprothésiste	

Adresse de livraison (si différente de l'adresse du client)

N° de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
Réf. client	

Sélection de la rigidité du pied en fonction

Taille du pied	Poids corporel									
	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
jusqu'à 58 kg	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
59 – 72 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
73 – 86 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
87 – 100 kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101 – 125 kg	-	-	-	-	5	5	5*	5*	5*	

* Ne pas associer cette configuration à un C-Leg 3C88-3 ni à un C-Leg 3C98-3.

Exemple de commande

1C70=R26-4-P/4

Réf. article	Côté	Taille	Rigidité	Couleur
1C70	=		-	P /
	Côté	Taille (cm)	Rigidité	Couleur
	R Droit	22, 23... 30	1, 2... 5	4 Beige
	L Gauche			15 Marron clair



La livraison comprend le pied 1C70, l'enveloppe de pied 2C70 avec plaque de jonction, le jeu de coins talonniers supérieurs 2F70* (comprenant deux degrés de dureté différents), le jeu de coins talonniers inférieurs 2F71* (comprenant deux degrés de dureté différents) et une chaussette Spectra noire.

Associations recommandées**

TT	TF
 Valve 4R140 + gaine ProFlex Plus 453A30/40 + Caleo 3D 6Y95 ou Harmony P4 4R180 + gaine ProFlex Plus 453A30/40 + Uneo Fresh 6Y512=*-P	 SiOCX TF Pro 7T451=1 Skeo Sealing 6Y110 + Click Valve 21Y21
 Quickchange 4R11=*	 Dynion 3R85*, C-Leg 3C98*, Genium 3B1* ou Genium X3 3B5*
	 Adaptateur de rotation étanche 4R57=WR Quickchange 4R11=*
	 Revêtement esthétique fonctionnel 3F1=* + 99B120=*

* Tous les composants sont vendus séparément et sont compatibles avec le pied Evanto 1C70, pour garantir un fonctionnement optimal. Les praticiens doivent sélectionner les composants adaptés aux besoins de chaque patient.