



ottobock.

Skippi

Le monde en petit

Skippi

“ Le monde en petit ”

Le fauteuil électrique Skippi, aux dimensions compactes, dispose d'une assise adaptée à la morphologie de l'enfant. Il peut être doté d'une électronique évolutive et de commandes spéciales.

La vitesse et la grande agilité du Skippi permettent aux enfants de se mouvoir ludiquement et d'appréhender l'espace qui les entoure.

Démontable et pliant, il se range dans un coffre de voiture, même petit.



Bascule d'assise électrique 20°
et dossier inclinable électrique 25°
(en version Assise Adaptée 2)

Electronique VR2





Personnalisation du Skippi

De nombreuses options sont disponibles pour personnaliser le Skippi aux besoins de l'enfant.

EN STANDARD



Toile de dossier réglable en tension



Accroche-taxi



Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur

EN OPTIONS



Commande sur tablette



Eclairage route LED



Lift électrique 20 cm



Boitier de commande kit éclairage



Commande accompagnateur

Caractéristiques techniques

Modèle	Skippi	Skippi
Version	AA1	AA2
Electronique	VR2	VR2
Vitesse	6 km/h ou 7,2 km/h – Moteurs 200W	6 km/h ou 7,2 km/h – Moteurs 200W
Hauteur d'obstacles franchissables	5 cm	5 cm
Largeur d'assise	30 – 38 cm (24-29 cm avec cales latérales)	30 – 38 cm (24-29 cm avec cales latérales)
Profondeur d'assise	28 – 38 cm	28 – 38 cm
Inclinaison d'assise	20° mécanique	20° électrique
Hauteur d'assise	44,5 cm sans coussin	44,5 cm sans coussin
Inclinaison du dossier	-9° à +30° mécanique	0° à 25° électrique
Hauteur du dossier	40 / 42 / 44 / 46 cm	40 / 42 / 44 / 46 cm
Largeur totale	59 cm	59 cm
Longueur totale	87 – 94 cm (avec repose-jambes)	87 – 94 cm (avec repose-jambes)
Rayon de braquage	68 cm	68 cm
Longueur du segment jambier	15 – 38 cm	15 – 38 cm
Poids max. utilisateur	50 kg	50 kg
Poids du fauteuil	À partir de 66,5 kg	À partir de 66,5 kg

Couleurs de châssis



Noir mat



Gris clair métallique



Vert pomme métallique



Blanc neige RAL 9016



Rose RAL 4010

Ottobock France

4 rue de la Réunion CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex France
T +33 (0) 1 69 18 88 30 • F +33 (0) 1 69 07 18 02
information@ottobock.fr • www.ottobock.fr

Fabricant Ottobock Healthcare. Lire attentivement la notice d'utilisation.
Information destinée au grand public.

Quality for life