

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Poids du fauteuil à partir de : 57 kg

Fauteuil garanti 2 ans / Batteries 1 an

- + Electronique nVR2 (40A)
- + Vitesse 7,2 km/h, moteurs 160W,
- + Batteries Gel 28,75Ah (C5)/35Ah (C20)
- + Boîtier de contrôle standard, montage à droite
- + Accoudoirs relevables
- + Inclinaison de dossier mécanique
- + Roues av. 8", roues motrices 12,5" avec garde-boue
- + Repose-pieds réglables en hauteur avec palette relevable et ajustable en angle (-5°/ 0°/ +5°)
- + Couleur du châssis: noir mat



# Wingus Dossier Fixe

01

## Modèle

◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

490E163=00013		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
Wingus Dossier Fixe rabattable sur l'assise avec garde-boue roues motrices (491S163=SK015)		2 561,91€	2 702,81€	9110032	2 702,81€	2 702,81€
476C00=SK1456	Coussin d'assise Livo - Largeur 45cm x prof. 42cm	97,63€	103,00€			
476C00=SK1457	Coussin d'assise Livo - Largeur 45cm x prof. 44cm	97,63€	103,00€			
476C00=SK1458	Coussin d'assise Livo - Largeur 45cm x prof. 46cm	97,63€	103,00€			
	Ceinture de sécurité	○	○			
	Chargeur de batterie 5A	○	○			

02



## Assise


Largeur d'assise en cm (SB) réglable de 40 cm à 46 cm

Prof. d'assise en cm (ST) réglable de 38 cm à 48 cm

Hauteur d'assise en cm 50 cm

## 03 Accessoires de châssis non montés / livrés séparément

			PRIX PUBLIC HT*	PRIX PUBLIC TTC*
491S163=SK001	Eclairage avant unilatéral (montage côté droit ou gauche)		82,46€	87,00€
491S163=SK006	Kit éclairage		531,75€	561,00€
493U163=SK040	Pantographe escamotable latéralement		112,80€	119,00€
493U163=SK046	Déport du boîtier de commande de l'avant vers l'arrière avec support de fixation LPP: 35,71€ - Code 4308597		112,80€	119,00€
491B163=ST015	Sangle de positionnement pour les pieds - à commander par 2		33,18€	35,00€
471S71=SK035	Porte-bouteille		51,18€	54,00€
481S00=ST102	Pochette pour téléphone portable		168,72€	178,00€
491S163=SK040	Porte-canne		54,03€	57,00€
491S163=SK030	Panier de rangement sous l'assise		358,29€	378,00€
491D16=SK045	Adaptateur pour montage appui-tête		80,57€	85,00€
430H1=1-7	Appui-tête Large		81,52€	86,00€
476L52=SK015	Tige d'appui-tête polyaxial, coudée, noire		126,65€	134,00€
476C00=SM1384	Coussin d'assise standard - largeur 45cm x profondeur 51cm		71,09€	75,00€
476C00=SK1489	Coussin d'assise EvoFlair - largeur 45cm x profondeur 42cm		358,29€	378,00€
476C00=SK1490	Coussin d'assise EvoFlair - largeur 45cm x profondeur 44cm		358,29€	378,00€
476C00=SK1491	Coussin d'assise EvoFlair - largeur 45cm x profondeur 46cm		358,29€	378,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

Maj 29/02/24



Eclairage avant unilatéral



Kit éclairage



Pantographe escamotable latéralement



Garde-boue roues motrices



Sangle de positionnement pour les pieds



Porte-bouteille



Pochette pour téléphone portable



Porte-canne



Panier de rangement sous l'assise



Adaptateur pour montage appui-tête



Coussin d'assise Livo



Coussin d'assise EvoFlair