

Avantgarde 4

Incroyablement léger

ottobock.

“ Rendre chaque jour plus facile avec l'Avantgarde 4 ”

Quand un produit populaire, qui a fait ses preuves au cours de nombreuses années, atteint sa quatrième génération, il y a beaucoup à dire à son sujet.

Sans renoncer à ce qui a été éprouvé auparavant, les nouvelles fonctionnalités offrent encore plus de soutien dans la vie quotidienne et personnelle, et cette génération est nettement plus légère que la précédente.



Avantgarde 4 DS

Potences fixes



Avantgarde 4 DV

Potences amovibles





- 1 : Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
- 2 : Garde-boue carbone
- 3 : Garde-boue aluminium
- 4 : Freins standard 4.0

- 5 : Toile de dossier réglable en tension, nid d'abeille
- 6 : Toile de dossier ultra-légère
- 7 : Dossier Baxx
- 8 : Toile de dossier réglable en tension, microaérée en nylon

Caractéristiques techniques

Modèle	Avantgarde 4 DS	Avantgarde 4 DV
Largeur d'assise	32 - 52 cm	32 - 52 cm
Profondeur d'assise	36 - 54 cm	36 - 54 cm
Hauteur d'assise avant	38 - 54 cm	38 - 54 cm
Hauteur d'assise arrière	36 - 51 cm	36 - 51 cm
Longueur totale	72 - 104 cm	72 - 104 cm
Largeur totale	49 - 72,5 cm	49 - 72,5 cm
Hauteur totale	58 - 110 cm	58 - 110 cm
Taille de pliage	27 cm	27 cm
Hauteur du dossier	25 - 50 cm	25 - 50 cm
Longueur des jambes	16 - 55 cm	16 - 55 cm
Angle de châssis avant	70°/80°	75°
Poids du fauteuil	8,7 kg	9 kg
Poids max utilisateur	100/140 kg	100/140 kg

L'Avantgarde est disponible en version CLT (palier soudé), Hémiplégique, XXL et Junior.

Ottobock France

4 rue de la Réunion CS 90011
 91978 Courtaboeuf Cedex France
 T +33 (0) 1 69 18 88 30 • F +33 (0) 1 69 07 18 02
 information@ottobock.fr • www.ottobock.fr

Fabricant Ottobock Healthcare. Lire attentivement la notice d'utilisation.
 Information destinée au grand public.

Quality for life