


# Cockpit Connect

## Connectez-vous à vos patients, encore plus facilement.

L'application Cockpit Connect permet de visualiser à distance l'état des genoux mécaniques et les données d'activité des patients. Vous obtenez ainsi des informations objectives sur l'utilisation quotidienne de leur prothèse, vous avez accès à des données essentielles sur son état et vous pouvez prévoir très tôt des actions sans que les patients aient à se déplacer jusqu'à vous.



### NOUVEAUTÉ : Votre organisation

L'application Cockpit Connect, que vous utilisez pour vous connecter à distance aux prothèses de vos patients, devient encore plus pratique. Il suffit que les utilisateurs se connectent à la page de votre cabinet d'orthopédie dans l'application Cockpit pour que l'ensemble de votre personnel autorisé puisse accéder aux données, une fonctionnalité particulièrement utile lorsqu'un collaborateur est absent et doit être remplacé par ses collègues. Pour faciliter l'utilisation des applications Ottobock comme Cockpit Connect au sein d'une société, les droits d'accès des collaborateurs sont désormais regroupés en une seule organisation. Vous pouvez ainsi vérifier à tout moment quels collaborateurs de votre société ont accès aux applications et aux données patient associées.

### Connexion du patient

Jusque-là, chacun de vos orthoprothésistes devait se connecter individuellement au patient afin d'accéder à ses données dans l'application Cockpit Connect. Grâce au nouveau système par « organisation », il suffit que les patients connectent leur compte MyOttobock à l'organisation une seule fois pour que les collaborateurs autorisés aient accès aux données.

### Invitation par lien

Vous avez désormais la possibilité de communiquer à vos patients un lien vers votre cabinet ou de le publier sur votre site web. Les patients peuvent ainsi associer leur compte MyOttobock à votre organisation sans qu'il soit nécessaire de les y inviter individuellement.

### Création de l'organisation


Pour créer votre organisation et inviter vos collaborateurs et patients, rendez-vous sur [my.ottobock.com](http://my.ottobock.com), connectez-vous ou créez un compte MyOttobock Pro et suivez les instructions à l'écran.

### Compte MyOttobock

Le compte MyOttobock est la clé qui permet d'accéder à un nombre croissant de nouvelles applications, de fonctions numériques et de services connectés proposés par Ottobock.

- Pour les utilisateurs professionnels : accès aux nouvelles applications et accès à distance aux données du patient.
- Pour les patients : nouvelles fonctions ajoutées à l'application Cockpit, comme les données d'activité et la connexion au cabinet d'orthopédie.

Le site web [my.ottobock.com](http://my.ottobock.com) permet de gérer facilement votre compte, vos paramètres personnels et de confidentialité, ainsi que vos connexions.



**i** Pour plus d'informations, merci de contacter votre responsable de secteur