

## Dynion.

# Le compagnon dynamique.

Dynion est destiné aux personnes actives qui ont besoin d'un partenaire fiable pour les accompagner dans des environnements variés.

### Des résultats optimisés :

- Contrôle dynamique et fiable tout au long du cycle de marche grâce à un système hydraulique rotatif qui permet une adaptation aux besoins de l'utilisateur.
- Résistance constante à la flexion pour un soutien optimal en descendant les escaliers et dans les pentes.
- Position debout sans effort grâce au verrou manuel.
- Mode Vélo pour pouvoir pratiquer en toute liberté et sécurité.
- Résistant à l'eau douce, salée et chlorée.

Dynion permet de participer à un large éventail d'activités quotidiennes et maximise la stabilité lorsque l'équilibre doit être renforcé (grâce au verrou manuel).



### Caractéristiques

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Référence                        | 3R85     |
| Niveau de mobilité               | 3 - 4    |
| Poids maximum du corps           | 100 kg   |
| Poids de l'articulation de genou | 1240 g   |
| Hauteur du système               | 216,5 mm |
| Adaptateur tubulaire             | 2R37     |
| Angle de flexion du genou        | 145°     |



## Les composants adaptés. Pour des solutions d'appareillage optimales.

### Manchon Skeo Sealing

**6Y110**

Le manchon Skeo Sealing est synonyme de liaison sûre et fiable avec la prothèse. Sa surface externe auto-glissante et les orientations visuelles et haptiques sur l'intérieur facilite la mise en place et le retrait du manchon. L'additif antibactérien Skinguard empêche la prolifération de bactéries et l'apparition de mauvaises odeurs.



### Adaptateur de rotation

**résistant à l'eau 4R57 = WR**

Permet la rotation de la jambe inférieure fléchie par rapport à l'emboîture, pour jouir de davantage de liberté de mouvement, avoir une position assise détendue ou encore préserver son dos, par exemple en mettant ses chaussures.

### Genou Dynion

**3R85**

Dynion accompagne l'utilisateur dans ses activités quotidiennes et lui offre un soutien extrêmement fiable lorsqu'il descend les escaliers et dans les pentes. Grâce au Mode Vélo, l'utilisateur peut faire du vélo facilement et en toute sécurité.

### Pied Taleo

**1C50**

Offre un déroulé de pas souple et une importante restitution d'énergie quelle que soit la vitesse de marche et une adaptation sur différents types de terrain.

## Testés et éprouvés : les composants d'un appareillage Dynion\*\*

### Manchon et adaptateurs



**21Y21**  
ClickValve



**4R57 = WR**  
Adaptateur de rotation



**4WR95 = 1**  
Ancre à couler



**6Y110**  
Manchon Skeo Sealing



**2R37**  
Adaptateur tubulaire (inclus)

### Pieds



**1C30**  
Trias



**1C50**  
Taleo



**1C58**  
Taleo Side Flex



**1C60**  
Triton



**1C68**  
Triton side flex

\*\* Tous les composants sont vendus séparément. Ces produits Ottobock aident à garantir les performances optimales de la prothèse de genou Dynion 3R85. Les orthoprothésistes doivent sélectionner les composants adaptés aux besoins de chaque patient.