



N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 140 kg

Poids du fauteuil à partir de : 107 kg

Moteurs et châssis garantis 4 ans / Batteries 1 an

- + Version propulsion / traction ou 6 roues
- + Electronique R'Net LED Light (120A)
- + Vitesse 10km/h, moteurs 300W
- + Assise électrique 45°
- + Dossier électrique 30°
- + Relève-jambes électriques ou mécaniques
- + Dossier contour
- + Largeur hors tout: 60cm
- + Appui-tête
- + Option payante batteries grande capacité (obligatoire avec lift)



Photo non contractuelle - B5 avec options

Juvo B5 One AA2

01 Modèle

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

490E75=0_AJXX_C		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
AJ13_C EA 005/007	Juvo B5 One AA2 roues arrière motrices (propulsion)	7 465,40€	7 876,00€	9161584	3 938,01€	3 938,01€
AJ13_C EA 004/007	Juvo B5 One AA2 roues avant motrices (traction)	7 465,40€	7 876,00€	9161584	3 938,01€	3 938,01€
AJ14_C EA 006/007	Juvo B5 One AA2 roues centrales motrices	7 465,40€	7 876,00€	9161584	3 938,01€	3 938,01€
ET 012	Vitesse 6 km/h	O	O			
ET 013	Vitesse 7,2 km/h	O	O			
ET 014	Vitesse 10 km/h - Poids utilis. max 100kg	O	O			
ES 002	Accroche-taxi (kit de transport en véhicule avec utilisateur)	◊	◊			

Poids de l'utilisateur

70kg 75kg 90kg 100kg 113kg 125kg 140kg Information pour le réglage des amortisseurs

Hauteur d'assise (sans le coussin d'assise)

47cm 49cm 51cm 53cm 55cm 57cm

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)





Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 15 à 54cm)
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

02 Inclus en Standard

											PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 079	R'Net LED Light (120A) + module de vérin (EU056)										◇	◇
ET 016	Moteurs performance 300W - 4 pôles										◇	◇
EC 002	Petite assise standard Largeur 38 40 42 - Profondeur 38 40 42 44 46										◇	◇
EC 003	Grande assise standard Largeur 44 46 48 - Profondeur 42 44 46 48 50										◇	◇
EC 012	Coussin assise noir standard (épaisseur 5 cm)										◇	◇
ED 034/035	Dossier avec contour Plat ou Incurvé - Dossier <u>AVEC PLAQUE</u> (réduction prof. assise de 2cm) Revêtement tissu (ED037) Simili cuir (ED038)										◇	◇
EL	Appui-tête, large (EL007) et support appui-tête multi axes, ouvert (EL002)										◇	◇
EC 025	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité -										◇	◇
ED 047	Dossier électrique 30°, rabattable sur l'assise										◇	◇
EE 023	Accoudoirs standards, réglables en hauteur mécaniquement, en continu										◇	◇
EB 003/007	Repose-jambes électriques avec palettes individuelles, aluminium (EB003/007) - NC UL<21cm										◇	◇
EB 002/007	Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles, aluminium (EB002/007) - NC UL <21cm										◇	◇
EU 071	Pantographe escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 10cm droit gauche										◇	◇
EG	Roues motrices 14" (EG001), gris (EG011), rainurées (EG013)										◇	◇
EG	Roues motrices 14" (EG001), noir (EG012), rainurées (EG013)										◇	◇
EF	Roues directrices 6"PU Perf. (EF009 - version 6 roues) - 9" pneu (EF005) - 10" pneu (EF007)										◇	◇
EF	Propulsion: sans amortisseurs à l'avant (EF002) - 6 roues: amortisseurs à l'avant (EF001)										◇	◇
EU 036	Batteries AGM Hybride 60,4Ah (C20) / 56Ah (C5)										◇	◇
EU 041	Chargeur de batteries 8A - NC EU032										◇	◇
EP 001	Ceinture standard										◇	◇
002	Coloris châssis Anthracite métallique										◇	◇
003	Coloris châssis Noir profond										◇	◇
012	Coloris châssis Bleu métallique										◇	◇
013	Coloris châssis Noir mat										◇	◇
016	Coloris châssis Gris clair métallique										◇	◇
017	Coloris châssis Jaune vif										◇	◇
018	Coloris châssis Rouge vif										◇	◇
022	Coloris châssis Blanc crème										◇	◇
023	Coloris châssis Blanc neige										◇	◇
SBK	Coloris châssis Couleurs spéciales										255,92€	270,00€



03 Options payantes

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 032 EA 008	Batteries grande capacité Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20), livrées avec chargeur EU044 Longueur châssis +6cm environ - Largeur châssis +2cm environ (EA008)	1 228,44€	1 296,00€
Assise contour			
	Assise contour plat (ép. 7 cm) (EC020) Revêtement tissu (EC022)	Assise contour incurvé (ép. 9 cm) (EC021) Simili cuir (EC023) 	236,97€ 250,00€
EC 024	Revêtement incontinence pour l'assise	47,39€	50,00€
EU 053/056	R'Net TEN° (120A) - fonctions Bluetooth et Infrarouge intégrées + module de vérin 4 fonctions Bluetooth max. Compatible Apple, Android, Windows Phone. 	1 469,19€	1 550,00€
EC 027 EA 008	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - A partir hauteur ass. 47cm Uniquement avec châssis taille 2 (EA008) et batteries grande capacité (EU032)	2 236,97€	2 360,00€
EE 024	Accoudoirs relevables non rapportés au dossier - Uniquement pour assise 42cm, 48cm, 54cm et 56cm Avec assise standard, réglage de la largeur d'assise non possible 	189,57€	200,00€
EB 010	Protections genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques - NC EB001	151,66€	160,00€
EU 057	Commande tierce personne droit gauche LPP: 9384775 - 714,26€	677,02€	714,26€
EF 006	Roues directrices 9" bandage	71,09€	75,00€
EF 008	Roues directrices 10" bandage	71,09€	75,00€
EG 002	Roues motrices 14" bandage	90,05€	95,00€
EF 001	Avec amortisseurs à l'avant (version propulsion)	76,78€	81,00€
EU 044	Chargeur de batteries 10A	258,77€	273,00€
ES 013	Préparation pour système d'arrimage DAHL	104,27€	110,00€
ES 021	Kit éclairage 	521,33€	550,00€
EF 021	Monte-trottoirs	388,63€	410,00€

Couleurs de châssis payantes:

004	Bleu glace	142,18€	150,00€
005	Orange métallique	142,18€	150,00€
009	Pourpre métallique	142,18€	150,00€
014	Rouge cardinal	142,18€	150,00€
021	Vert pomme métallique	142,18€	150,00€
027	Gris titane	142,18€	150,00€
037	Rose RAL 4010	142,18€	150,00€



Maj 17/06/24

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.