

Taleo Adjust 1C56.

À retourner à votre service commercial par e-mail à : pret-ortho@ottobock.fr

Client

N° de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
Orthoprothésiste	

Adresse de livraison (si différente de l'adresse du client)

N° de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
ID Patient	

Sélection de la rigidité du pied en fonction

1. du poids du corps, du niveau d'activité

Poids corporel (kg)	Niveau d'impact normal	Niveau d'impact élevé
Jusqu'à 51	1	2
52 à 58	2	3
59 à 67	3	4
68 à 77	4	5
78 à 88	5	6
89 à 100	6	7
101 à 115	7	-

2. de la taille du pied

Rigidité	Taille du pied							
	1	2	3	4	5	6	7	
22	aucune restriction					-	-	
23	aucune restriction					-	-	
24	aucune restriction					-	-	
25	aucune restriction					-	-	
26	aucune restriction					-	-	
27	-	-						
28	-	-						

Exemple de demande de prêt :

1C56=R26-4-P/4

Veillez compléter votre demande de prêt :

Réf. article	Côté	Taille	Rigidité	Couleur
1C56	=		-	P /
	Côté	Taille (cm)	Rigidité	Couleur
	R Droit L Gauche	22, 23... 28	1, 2... 5	4 Beige 15 Marron clair



Le prêt comprend le pied 1C56, l'enveloppe de pied 2C8 avec plaque de jonction, le jeu de coins talonniers 2F50 (comprenant trois degrés de dureté différents) et une chaussette Spectra noire.

Date d'essai souhaitée :

Date de fin d'essai :

Durée maximale d'essai : 50 jours à date d'expédition figurante sur le bon de livraison.

Les stocks étant limités, un délai d'attente est à prévoir.

Merci de prendre soin du matériel de prêt. Veuillez nous renvoyer l'intégralité des pièces.

Date

Lieu

Signature