

28U33

## WalkOn Lateral.

WalkOn Lateral relève le pied et stabilise l'articulation de cheville.

### Indications

Pied tombant, sans ou avec spasticité modérée, causé par :

- Paralysie péronière
- AVC
- Lésion cérébrale
- Sclérose en plaques
- Atrophie neuromusculaire
- Infirmité motrice cérébrale

Les indications doivent être déterminées par le médecin.

### Avantages

- Importante restitution d'énergie.
- Déroulé du pas physiologique, même à différentes vitesses et sous différentes charges.
- Stabilise l'articulation de cheville.
- Accroît la longueur des pas en renforçant le dynamisme musculaire.
- Permet de transférer le poids sur l'avant-pied lors de la montée d'escaliers et lorsque l'utilisateur s'accroupit.
- Limite la flexion plantaire et la supination en cas d'association avec une chaussure stable.
- Design fin et léger.
- La sangle amovible et lavable maximise le confort ; le sens de serrage de la sangle peut être modifié si nécessaire.
- Durabilité optimisée : taille adulte testée pour résister à deux millions de cycles de marche, taille enfant testée pour un million de cycles.
- Matériau pré-imprégné en fibre de carbone pour une restitution d'énergie élevée.
- Disponible en tailles adulte et enfant (junior).
- Pour les orthèses junior : l'orthèse peut être combinée à d'autres orthèses de pied/suropédieuse dynamiques si cela permet de mieux répondre aux besoins biomécaniques.
- Les orthèses junior sont fournies dans un sac de sport au motif Tabaluga.



## Caractéristiques techniques

### 28U33\* WalkOn Lateral

Référence	Côté	Taille de chaussure	Hauteur du tibia
28U33=L36-39	Gauche (L)	36-39	32,5 cm
28U33=R36-39	Droit (R)		
28U33=L39-42	Gauche (L)	39-42	35 cm
28U33=R39-42	Droit (R)		
28U33=L42-45	Gauche (L)	42-45	37 cm
28U33=R42-45	Droit (R)		
28U33=L45-48	Gauche (L)	45-48	39 cm
28U33=R45-48	Droit (R)		



### 28U33\* WalkOn Lateral Junior

Référence	Côté	Taille de chaussure	Hauteur du tibia
28U33=L24-27	Gauche (L)	24-27	20,5 cm
28U33=R24-27	Droit (R)		
28U33=L27-30	Gauche (L)	27-30	24 cm
28U33=R27-30	Droit (R)		
28U33=L30-33	Gauche (L)	30-33	27 cm
28U33=R30-33	Droit (R)		
28U33=L33-36	Gauche (L)	33-36	29,5 cm
28U33=R33-36	Droit (R)		



### Kits d'essai WalkOn

Les kits d'essai *WalkOn* facilitent la sélection de l'orthèse adéquate : ils aident à sélectionner rapidement le modèle le mieux adapté au patient. Les kits d'essai suivants sont disponibles pour *WalkOn Lateral* et *WalkOn Lateral Junior* :

Référence	Kit d'essai pour	Tailles disponibles
28T6	28U33 <i>WalkOn Lateral</i>	R36-39, R42-45, L36-39, L42-45
28T16	28U33 <i>WalkOn Lateral junior</i>	R24-27, R27-30, R30-33, R33-36, L24-27, L27-30, L30-33, L33-36

Information destinée aux professionnels de santé. Fabricant Ottobock SE & Co. KGaA.  
Dispositif médical de classe I pris en charge par les organismes d'assurance maladie sous la référence 7160913. Lire attentivement la notice d'utilisation.