

**ottobock.**

# Zenit R

L'émotion à l'état pur

## “ L'émotion à l'état pur ”

Le Zenit R est destiné à tous ceux qui veulent repousser leurs limites, et qui souhaitent que le fauteuil reflète leur personnalité. Les qualités, le comportement et la légèreté de ce fauteuil à châssis rigide permettent à l'utilisateur de retrouver la liberté et le plaisir d'une vie active pleine et entière.


Finition CLT



Finition Aluminium



Son design novateur et les matériaux premium utilisés en font un produit à l'avantgarde des dernières tendances.



- 1 : Finition carbone
- 2 : Palette repose-pieds pliable
- 3 : Fourche brevetée
- 4 : Dossier rabattable sur l'assise

- 5 : Palier de roue arrière soudé
- 6 : Repose-pieds tube soudé
- 7 : Design personnalisé
- 8 : Dossier Baxx

#### Caractéristiques techniques

Modèle	Zenit R Aluminium / Carbone / CLT
Longueur totale	64 - 104 cm
Largeur totale	49,5 - 71 cm
Hauteur totale	62 - 100 cm
Largeur d'assise	32 - 46 cm
Profondeur d'assise	36 - 50 cm
Hauteur d'assise avant	38 - 54 cm
Hauteur d'assise arrière	37 - 50 cm

Modèle	Zenit R Aluminium / Carbone / CLT
Hauteur de dossier	25 - 50 cm
Longueur des jambes (UL)	28 - 51 cm
Angle châssis avant	75° / 85°
Poids max utilisateur	120 kg (100 kg CLT)
Poids du fauteuil	à partir de 8,5 kg (7,4 kg CLT)
Poids transport sans les roues	à partir de 6 kg (4,9 kg CLT)

#### Ottobock France

4 rue de la Réunion CS 90011  
 91978 Courtaboeuf Cedex France  
 T +33 (0) 1 69 18 88 30 • F +33 (0) 1 69 07 18 02  
 information@ottobock.fr • www.ottobock.fr

Fabricant Ottobock Healthcare. Lire attentivement la notice d'utilisation.  
 Information destinée au grand public.

Quality for life