

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 125 kg

Poids du fauteuil à partir de : 11,6 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium, croisillon 3 branches
- + Hauteur de dossier réglable
- + Palier de roues arrière réglable sur 48 positions
- + Toile d'assise standard noire
- + Toile de dossier réglable en tension
- + Roues Infinity Ultra-légère
- + Version CV: potences escamotables, repose-pieds escamotables intérieur et extérieur, angulation potence 70°
- + Version CS: potences fixes, palette monobloc aluminium réglable en inclinaison, angulation potence 80°
- + Crash testé norme ISO 7176-19



Motus 2.0 CS/CV

01 Modèle

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
480F61=2_AA02_C : version CV						
480F61=2_AA03_C : version CS						
MD 01/09	Motus dossier fixe, toile réglable en tension	1 516,59€	1 600,00€	9161549	558,99€	558,99€
MD 10	Motus dossier inclinable 30° et rabattable sur l'assise Toile réglable en tension	1 706,16€	1 800,00€	9161555	603,65€	603,65€
MD 11	Motus dossier cassant, toile réglable en tension	1 706,16€	1 800,00€	9161561	603,65€	603,65€
	Gouttière hémiplegique	188,62€	199,00€	9362302	119,39€	
	Potences fixes (CS)					
	Potences escamotables (CV)					


02 Assise

Largeur d'assise en cm (SB)	35,5	38	40,5	43	45,5	48										
Prof. d'assise en cm (ST)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54						
Hauteur d'assise avant en cm	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Hauteur d'assise arrière en cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

➤ Hauteur assise avant en cm

		PLAGE DE RÉGLAGE
FOURCHE LONGUE	4"	46 - 53 cm
	5"	47 - 54 cm
	5,5"	44 - 54 cm
	6"	44 - 55 cm
	7"	45 - 55 cm
FOURCHE COURTE	4"	38 - 46 cm
	5"	40 - 46 cm
	5,5"	42 - 47 cm
	6"	42 - 47 cm
	7"	44 - 49 cm

➤ Position roue arrière



➤ Incompatibilités de positions

ME 02 NC avec une profondeur d'assise de 36/38/40 cm et une position horizontale C et D

ME 05 NC avec la combinaison des freins MG80, une hauteur d'assise arrière de 36 à 38 cm et une position horizontale D

Toiles d'assise

MC 13 Standard

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇

Coussins d'assise

MC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)
MC 29	Livo (épaisseur 5 cm) - Largeur assise à partir de 43cm
MC 02	Cubic Foam (épaisseur 5 cm)
MC 05	EvoLight (épaisseur 6 cm)
MC 30	EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Largeur assise à partir de 43cm

CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
		99,53€	105,00€
		86,26€	91,00€
9362377	34,90€	131,75€	139,00€
		227,49€	240,00€
		315,64€	333,00€

03 Dossier

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

Hauteur de dossier en cm

MD 01	Dossier fixe tube droit - Toile noire - Uniquement avec toile de dossier réglable en tension MD03 Réglable de : 30 32,5 35 37,5 40 Réglable de : 35 37,5 40 42,5 45 Réglable de : 40 42,5 45 47,5 50
MD 09	Dossier fixe à courbure lombaire 8° - Toile noire - Uniquement avec toile de dossier réglable en tension MD03 Réglable de : 35 37,5 40 Réglable de : 40 42,5 45 Réglable de : 45 47,5 50
MD 10	Dossier inclinable à 30° et rabattable, poignées standards longues incluses Uniquement avec toile de dossier réglable en tension MD03 et largeur assise de 35,5 à 48cm NC ME02 / ME04 43 48
MD 11	Dossier cassant, toile de dossier réglable en tension MD03 42,5 45 47,5 50



Poignées

MD 50	Standards, courtes - NC combinaison MG80, MD09 et hauteur dossier <40cm
MD 51	Standards, longues - Incluses avec dossier inclinable NC combinaison MG80, MD09 et hauteur dossier <40cm
MD 52	Télescopiques, longues
MD 53	Télescopiques, courtes - NC MG80
MD 55	Longues amovibles, rapportées au dossier, réglables en hauteur
MD 56	Pliables et rabattables - A partir hauteur de dossier 40cm
MD 45	Poignées longues amovibles, pour dossier Baxx

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
○	○
121,33€	128,00€
121,33€	128,00€
140,28€	148,00€
111,85€	118,00€
156,40€	165,00€



Accessoires de dossier

MD 58	Barre stabilisatrice de dossier - incluse avec MD10 Dossier inclinable, Si MD10 Dossier inclinable, compatible avec MD51 et MD52 Si MD01 ou MD09 Dossier fixe, uniquement avec MD55
-------	---

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
86,26€	91,00€

Toiles de dossier

MD 44	Dossier Baxx
MD 80	Toile de dossier élargie + 2cm
MD 81	Toile de dossier élargie + 4cm

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
Joindre la FDM Baxx	
18,96€	20,00€
18,96€	20,00€

04 Protège-vêtement / Garde-boue / Accoudoirs

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ME 01/20	Protège-vêtement aluminium de la couleur du châssis		O	O
ME 02/20	Garde-boue aluminium, de la couleur du châssis - NC MD10		◊	◊
ME 04	Garde-boue en carbone - NC MD10		369,67€	390,00€
ME 05/20	Accoudoirs crantés relevables, manchettes courtes réglables en hauteur, de la couleur du châssis - Hauteur mini 21cm - maxi 24cm Longueur 21,8cm - NC ME60		279,62€	295,00€
ME 06/20	Accoudoirs crantés relevables, manchettes longues réglables en hauteur, de la couleur du châssis - Hauteur mini 20cm - maxi 30cm Longueur 31,8cm - NC ME60		279,62€	295,00€
ME 17/20	Accoudoirs crantés relevables, manchettes longues réglables en hauteur et en profondeur, de la couleur du châssis - Hauteur mini 21cm - maxi 30cm Longueur 30cm		324,17€	342,00€
ME 11	Accoudoirs amovibles, enfichables, réglables en hauteur, couleur noire Hauteur mini 21cm - maxi 30cm Longueur 30cm		O	O
ME 50	long	extra long	273,93€	289,00€
ME 60	Tablette thérapeutique - Compatible avec ME17 et ME11		272,04€	287,00€



05 Potences et Palettes

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Longueur des tubes de potence (sans le coussin d'assise)

MB 40	Court (réglage de 34 à 41 cm)
MB 41	Medium (réglage de 41 à 51 cm)
MB 42	Long (réglage de 47 à 55 cm)

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
O	O
◊	◊
O	O

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 34 à 55cm)
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

Version Motus CS

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 03	Palette monobloc aluminium, réglable en inclinaison, profondeur 16cm		◇	◇
MB 09	Palette repose-pieds séparés en aluminium		85,31€	90,00€
MB 200	Palette relevable standard - Uniquement avec MB03		o	o
MB 201	Palette relevable et escamotable vers la gauche - Uniquement avec MB03	📷	98,58€	104,00€
MB 202	Palette relevable et escamotable vers la droite - Uniquement avec MB03		98,58€	104,00€



Version Motus CV

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 10	Repose-pieds séparés, composites, réglables en inclinaison, profondeur 16cm UL 36cm minimum		📷	◇	◇
MB 09	Repose-pieds séparés, aluminium, réglables en inclinaison, profondeur 16cm, UL 36cm mini			◇	◇
MB 03	Palette monobloc aluminium, réglable en inclinaison, profondeur 16cm			o	o
	Potences 80°, sans adduction pour repose-pieds - 2 x 481B160=SV005			217,06€	229,00€
MB 21	Repose-moignon droit (livré avec repose-pieds gauche)			181,04€	191,00€
MB 22	Repose-moignon gauche (livré avec repose-pieds droit)			181,04€	191,00€
MB 23	Repose-moignon la paire (compatible avec repose-pieds)			362,09€	382,00€
MB 25	Repose-jambes relevables, la paire	9362331*2	105,76€*2	200,49€	211,52€
MB 26	Repose-jambes relevables, droit (livré avec repose-pieds gauche)	9362331	105,76€	100,25€	105,76€
MB 27	Repose-jambes relevables, gauche (livré avec repose-pieds droit)	9362331	105,76€	100,25€	105,76€



06

Roues motrices

◇ : configuration standard
o : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 02	24"		◇	◇
Carrossage	0° 2° 3° 4°			
Position horizontale de la roue arrière	A B C D			



Jantes arrière

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 06	Paroies creuses		◇	◇
MG 15	Infinity ultra-légères - NC MG34	📷	o	o
MG 80	Roues arrière à démontage rapide avec frein tambour NC carrossage		481,52€	508,00€



Flasques

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 90	Flasques, transparent	121,33€	128,00€

Pneus

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 30	Standards crantés 1 3/8"	∅	∅
MG 31	Striés Schwalbe RightRun 1"	o	o
MG 34	Bandages 1 3/8" - NC MG15	o	o
MG 37	Schwalbe Marathon Plus Evo 1"	59,72€	63,00€
MG 200	Schwalbe One 1"	155,45€	164,00€
MG 341	PU (bandages) 1", noir	47,39€	50,00€

Mains courantes

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 52	Aluminium anodisé, grand diamètre	∅	∅
MG 54	Aluminium plastifié, grand diamètre	129,86€	137,00€
MG 56	Inox poli, grand diamètre	67,30€	71,00€
MG 65	Gekko, noir anodisé	431,28€	455,00€

Accessoires de roues arrière

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 87	Pompe 14 bars	104,27€	110,00€
MG 88	Pompe Airman électrique	200,00€	211,00€

07

Roues directrices

∅ : configuration standard
o : options sans supplément de prix

		DIMENSIONS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MF 30	4" bandages, noir	100 x 32 mm	o	o
MF 31	5" bandages, noir	125 x 32 mm	o	o
MF 04	5.5" bandages, larges souples	140 x 40 mm	o	o
MF 32	6" bandages, noir	150 x 33 mm	o	o
MF 08	7" bandages - NC prof 36 et 38cm et version CS	180 x 45 mm	o	o

08 Freins

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MH 01	Freins à pousser - NC prof assise <40cm, roues 24" et position B, C, D		◇	◇
MH 11	Freins à tirer		O	O
MH 06	Freins utilisateur et accompagnateur		321,33€	339,00€
MH 05	Freins ciseaux - Uniquement version CS et carrossage 0°		159,24€	168,00€
MH 10	Rallonges de leviers de freins emboîtables		45,50€	48,00€



09 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 51	Aide au basculement pour accompagnateur, droit - NC MA57 et MA55		57,82€	61,00€
MA 52	Aide au basculement pour accompagnateur, gauche - NC MA58 et MA56		57,82€	61,00€
MA 55	Anti-bascule, droit - NC MA51		121,33€	128,00€
MA 56	Anti-bascule, gauche - NC MA52		121,33€	128,00€
MA 57	Porte canne, droit - NC MA51		76,78€	81,00€
MA 58	Porte canne, gauche - NC MA52		76,78€	81,00€
MZ 51	Ceinture avec boucle en métal		71,09€	75,00€
MZ 52	Kit outillage		53,08€	56,00€
MZ 59	Pochette pour téléphone portable		24,64€	26,00€
MZ 58	Sac pour les roues motrices		101,42€	107,00€
MZ 89	Protection pour axes à démontage rapide		10,43€	11,00€
MZ 92	Wheelblades		366,82€	387,00€
MZ 93	Sac à dos		51,18€	54,00€
	Appui-tête, tige et kit de montage (LPP 9362294 - 63,41€)		330,81€	349,00€





10 Coloris de châssis

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
002	Anthracite métallique	O	O	010	Bleu électrique (sur version CV potences noires)	O	O
012	Bleu métallique	O	O	014	Rouge cardinal	O	O
016	Gris clair métallique	O	O	021	Vert pomme métallique	O	O
023	Blanc neige RAL 9016	O	O	048	Noir mat	O	O

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



MD 10 Dossier inclinable à 30° et rabattable



MD 11 Dossier cassant



MC 29 Coussin d'assise Livo



MC 30 Coussin d'assise EvoFlair



MD 55 Poignées longues amovibles




MD 56 Poignées pliables et rabattables



MD 58 Barre stabilisatrice



ME 02 Garde-boue aluminium



ME 04 Garde-boue carbone



ME 17 Accoudoirs crantés, manchettes longues



ME 11 Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur



ME 50 Accoudoirs tube, réglables en hauteur



ME 60 Tablette thérapeutique



MB 03 Palette monobloc aluminium, réglable en inclinaison



MB 201 Palette standard



MB 10 Repose-pieds séparés, composites, réglable en inclinaison



MB 22 Repose-moignon



MB 25 Repose-jambes relevables, la paire



MG 15 Infinity ultra légères



MH 01 Freins à pousser



MH 05 Freins ciseaux



MH 10 Rallonges de leviers de freins emboîtables



MA 51 Aide au basculement



MA 57 Porte canne



MZ 58 Sac pour les roues motrices



MZ 59 Pochette pour téléphone portable



MZ 89 Protection pour axes à démontage rapide



MZ 92 Wheelblades



MZ 93 Sac à dos