

Runner 1E91 personnalisé - Formulaire de commande

A retourner à votre service commercial par e-mail à : commande-ortho@ottobock.fr

Adresse de facturation		Adresse de livraison (si différente)	
N° de client	<input type="text"/>	N° commande	<input type="text"/>
Société	<input type="text"/>	Société	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	Adresse	<input type="text"/>
Code postal/Ville	<input type="text"/>	Code postal/Ville	<input type="text"/>
Orthoprothésiste	<input type="text"/>		

Le délai de livraison est de huit semaines environ.

Ce produit est fabriqué de manière personnalisé sur la base de vos spécifications :


1E91=SPRCUSTOM (la forme correspond à la version de la série 1E91) avec :

Rigidité intermédiaire : 1,5 2,5 3,5 4,5

1E91=SPRCUSTOM avec :

Raccourcissement de 30 mm de la lame au niveau de la zone de raccordement


Rigidité : 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



1E91=SPRCUSTOM avec :

Raccourcissement de 30 mm de la lame au niveau de la zone de raccordement ;
extension de 60 mm dans la zone de l'avant-pied

Rigidité : 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



REMARQUE : l'extension de l'avant-pied accroît la hauteur structurale du pied de 35 mm. Cette modification de la zone de l'avant-pied ne permet pas d'utiliser les semelles 2Z540 et 2Z541.

Instructions :

.....

.....

.....

Date Lieu Signature