

DEVIS

COMMANDE



N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 140 kg / 160 kg

Poids du fauteuil à partir de : 94 kg

Moteurs et châssis garantis 4 ans / Batteries 1 an

- + Electronique VR2 (3 fonctions électriques max)
- + Vitesse 10km/h, moteurs 300W, batteries 60,4Ah
- + Accoudoirs réglables en haut. et en prof.
- + Assise standard avec coussin et repose-pieds
- + Inclinaison d'assise et de dossier mécanique
- + Largeur hors tout: 58cm
- + Roues av. 9" ou 10", roues motrices 14"
- + Amortisseurs arrière
- + Garde-boue roues motrices



Juvo B4 AA1

01

Modèle

◊ : configuration standard
 ○ : options sans supplément de prix

490E75=1_AJ01_C	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
Juvo B4 AA1 roues arrière motrices (propulsion) 3 fonctions électriques max et éclairage possible	3 306,11€	3 487,95€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
ET 012 Vitesse 6 km/h	○	○			
ET 013 Vitesse 7,2 km/h	○	○			
ET 014 Vitesse 10 km/h	◊	◊			
ES 002 Accroche-taxi (kit de transport en véhicule avec utilisateur) NC dossier actif Baxx - Poids utilis. max 140kg	◊	◊			

Motorisation

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ET 016 Performance 300W - 4 pôles	○	○
EW 002 Extension de garantie à 4 ans sur les moteurs	◊	◊

Poids de l'utilisateur

75kg 100kg 113kg 125kg 140kg 160kg Information pour le réglage des amortisseurs

02 Assise et dossier

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

Assise standard

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EC 002	Petite assise standard	○	○
EC 003	Grande assise standard	○	○
EC 004	Assise standard XL - Poids utilis. max 160kg 	208,53€	220,00€



Profondeur	Largeur Petite Assise			Largeur Grande Assise			Largeur Assise XL			
	38 cm*	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
42 cm										
44 cm										
46 cm										
48 cm										
50 cm										

Choix non possible *EL022 Rembourrage pour protégé-vêtements. Obligatoire avec petite assise standard et largeur 38cm

Assise VAS - Assise réglable Vario

Dossier réglable en tension, plaque d'assise réglable et coussin standard

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EC 005	Assise VAS - NC EC028 	521,33€	550,00€
ED 048	Poignée de poussée	67,30€	71,00€



Profondeur	Largeur Assise VAS							
	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
38 cm								
40 cm								
42 cm								
44 cm								
46 cm								
48 cm								
50 cm								
52 cm								
54 cm								
56 cm								
58 cm								

Hauteur assise en cm (sans le coussin d'assise)


Choix non possible

Roues	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3
Hauteur d'assise en cm	42.5		45		46	47.5		48.5	50	
Assise standard	●	●	●	●		●	●		●	●
Assise VAS			●	●		●	●		●	●
Assise standard	●	●	●	●		●	●		●	●
Assise standard					●			●		
Assise VAS					●			●		
Assise standard					●			●		
Assise VAS					●			●		


Coussins d'assise

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EC 012	Coussin assise noir standard (épaisseur 5 cm)	0	0
EC 013	Avec housse pour incontinence (épaisseur 5 cm)	92,89€	98,00€
EC 034	Livo (épaisseur 5 cm) - Poids utilis. max 125kg	108,06€	114,00€
EC 035	EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Poids utilis. max 200kg	310,90€	328,00€
EC 014	Terra (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	283,41€	299,00€
EC 015	Terra Aquos (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	325,12€	343,00€
EC 016	Terra Flair (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	583,89€	616,00€
EC 018	Cloud (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 250kg	782,94€	826,00€

Coussins d'Assise contour

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EC 020	Assise contour plat (épaisseur 7 cm) 	206,64€	218,00€
EC 021	Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm)	206,64€	218,00€
	Finition coussin assise contour au choix:		
EC 022	Revêtement tissu 	0	0
EC 023	Simili cuir 	0	0
EC 024	Revêtement incontinence	40,76€	43,00€

Coussins de Dossier contour

ED 033	Toile de dossier réglable en tension	0	0
ED 034	Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier <u>AVEC PLAQUE</u> , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm	284,36€	300,00€
ED 035	Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier <u>AVEC PLAQUE</u> , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm 	284,36€	300,00€
ED 050	Dossier avec contour plat - Réglable <u>PAR SANGLES</u> réglable en tension Compatible uniquement avec assise VAS largeur 40, 44, 50, 54cm	321,33€	339,00€
ED 051	Dossier avec contour incurvé - Réglable <u>PAR SANGLES</u> réglable en tension Compatible uniquement avec assise VAS largeur 40, 44, 50, 54cm	321,33€	339,00€
	Finition coussin dossier contour au choix:		
ED 037	Revêtement tissu	0	0
ED 038	Simili cuir	0	0
ED 039	Coussins latéraux - Uniquement avec ED035, ED050 et ED051	81,52€	86,00€
ED 040	Support lombaire	62,56€	66,00€



Dossier de positionnement Baxx

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ED 036	Dossier de positionnement Baxx Version dossier haut AFT (maintien latéral et postérieur du dos) - Fixation 4 points Poids utilis. max 113kg - Réduction prof. 2cm - Uniquement avec assise VAS - NC largeur ass. 54cm	834,12€	880,00€
ED 041	Hauteur dossier haute - 46cm	0	0
ED 042	Hauteur dossier extra haute - 51cm	0	0
ED 043	Galbe actif - 6cm	0	0
ED 044	Galbe profond - 10cm	0	0
ED 045	Galbe extra profond - 15cm	0	0



Teintes dossier Baxx

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ED 005	Orange métallique	0	0	ED 009	Pourpre métallique	0	0
ED 010	Bleu électrique	0	0	ED 013	Noir mat	0	0
ED 014	Rouge cardinal	0	0	ED 021	Vert pomme métallique	0	0
ED 023	Blanc neige	0	0				

Appui-tête et support

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
GAMME CARE LINE			
EL 006	Appui-tête, petit	76,78€	81,00€
EL 007	Appui-tête, large	76,78€	81,00€
EL 013	Appui-nuque, petit	76,78€	81,00€
EL 014	Appui-nuque, large	76,78€	81,00€
EL 015	Appui-tête en X, petit	88,15€	93,00€
EL 016	Appui-tête en X, large	88,15€	93,00€
EL 001	Support appui-tête Col de cygne	144,08€	152,00€
EL 002	Support appui-tête Multi axes, ouvert	155,45€	164,00€
EL 003	Support appui-tête Multi axes, droit	155,45€	164,00€
GAMME ADVANCED LINE			
EL 033	Comfort Plus, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	503,32€	531,00€
EL 034	Comfort Plus, taille M + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	513,74€	542,00€
EL 035	Comfort Plus, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	525,12€	554,00€
EL 036	Combo 3 parties, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	687,20€	725,00€
EL 037	Combo 3 parties, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	698,58€	737,00€
EL 038	UniLink, extension 50mm pour support appui-tête UniLink	68,25€	72,00€



Réglage assise et dossier

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
	Inclinaison d'assise mécanique 0°/3°/6°		0	0
EC 025	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité		758,29€	800,00€
EC 026	Lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - NC EU051		2 085,31€	2 200,00€
EC 027	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - NC EU051		2 274,88€	2 400,00€
EC 028	Bascule d'assise électrique à 20° NC assise VAS et inclinaison -3°/6°/9°		625,59€	660,00€
ED 046	Dossier mécanique, rabattable sur l'assise Avec assise standard (0/10/20/30°; -9/1/11/21°) et assise VAS (-5/0/10/20/30°)		◇	◇
ED 047	Dossier électrique, rabattable sur l'assise Avec assise standard et assise VAS		663,51€	700,00€



03 Accoudoirs

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EE 023	Standards, réglables en hauteur mécaniquement, en continu		◇	◇
EE 024	Relevables non rapportés au dossier - NC EC028 Uniquement pour assise 42cm, 48cm, 54cm et 56cm Avec assise standard, réglage de la largeur d'assise non possible		189,57€	200,00€
EL 021	Couvre manchettes court		83,41€	88,00€
EL 022	Rembourrage pour protège-vêtements Obligatoire avec petite assise standard et largeur 38cm		62,56€	66,00€



04 Repose-pieds / Repose-jambes

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EB 001/012	Repose-pieds avec palettes individuelles, plastiques Poids utilis. max 140kg		◇	◇
EB 001/007	Repose-pieds avec palettes individuelles, aluminium		237,91€	251,00€
EB 002/007	Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm		868,25€	916,00€
EB 003/007	Repose-jambes électriques individuels avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm - NC EU051 VR2		1 185,78€	1 251,00€
EB 004/007	Repose-jambes électriques en simultané avec palettes individuelles, aluminium NC UL < 21cm		1 185,78€	1 251,00€
EB 001/009	Palettes monobloc, aluminium NC UL < 17cm		200,95€	212,00€
EB 010	Protections genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques - NC EB001		181,04€	191,00€



Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 15 à 54cm)
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

05 Commandes électroniques

◇ : configuration standard

O : options sans supplément de prix

Boîtier de commande				PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 051	VR2 (90A) avec 3 fonctions électriques max et éclairage possible: repose-jambes électriques en simultané (EB004), dossier électrique, assise électrique NC EC027 (lift) / NC EB003 (repose-jambes individuels) Uniquement avec un poids utilis. max <120kg			◇	◇
EU 058/ 056	R'Net Led Light (90A) Obligatoire avec repose-jambes électriques individuels (EB003) et lift (EC027)			920,38€	971,00€
EU 052 EU 056	R'Net TEN° (90A) - fonctions Bluetooth et Infrarouge intégrées 4 fonctions Bluetooth max. Compatible Apple, Android, Windows Phone. Obligatoire avec repose-jambes électriques individuels (EB003) et lift (EC027)			1 397,16€	1 474,00€
	Ergo tétra pour R'Net TEN° - 493U75=ST188			46,45€	49,00€
EU 057	Commande tierce personne	droit	gauche	9384775	714,26€
				677,02€	714,26€
EU 095	Chauffe-mains (protection transparente pour protéger la main côté boîtier de commande)			1 138,39€	1 201,00€




Teintes boîtier TEN°		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		
EU 005	Orange métallique	O	O	EU 009	Pourpre métallique	O	O
EU 010	Bleu électrique	O	O	EU 013	Noir mat	O	O
EU 014	Rouge cardinal	O	O	EU 021	Vert pomme métallique	O	O
EU 023	Blanc neige	O	O				

Boutons Piko		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 067	Diamètre 50mm rouge / noir	290,05€	306,00€
EU 068	Diamètre 30mm rouge / noir	290,05€	306,00€

Pantographe (escamotage du boîtier de commande)			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 071	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 10cm		◇	◇
EU 072	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 18cm		103,32€	109,00€
Côté de montage du pantographe	Droit	Gauche	O	O

Accessoires de joystick			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 080	Embout de joystick en U pour tétraplégique (longueur de main 7090mm)		134,60€	142,00€
EU 081	Stick S80 (tige de 80mm de hauteur)		81,52€	86,00€
EU 082	Soft ball (revêtement noir)		134,60€	142,00€
EU 083	Embout de balle de golf, petit (diamètre 43mm)		92,89€	98,00€
EU 084	Embout de balle de golf, grand (diamètre 48mm)		92,89€	98,00€
EU 085	Soft ball colorée (diamètre 30mm, 4 pièces)		92,89€	98,00€



Modules pour commandes spéciales R'Net TEN°

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 054	Omni module (écran LCD) pour commandes spéciales		1 345,02€	1 419,00€
EU 073	Support standard pour EU054 - NC ES012		76,78€	81,00€
EU 074	Support type Col de cygne pour EU054 - NC ES012		227,49€	240,00€
EU 075	Support type Col de cygne pour tablette, pour EU054		196,21€	207,00€





Contrôles spéciaux Mo-Vis

Contrôles spéciaux Mo-Vis sans écran Omni - Options non montées

Voir FDM Commandes Mo-Vis

06 Roues motrices

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EG 001	14" pneu		O	O
EG 002	14" bandage		92,89€	98,00€
EG 011	Gris		O	O
EG 012	Noir		O	O
EG 013	Rainurés - Compatible uniquement avec EG011		O	O
EG 014	Crampons		O	O
EG 015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons - Compatible uniquement avec EG011		O	O




07 Roues directrices

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EF 005	9" pneu		O	O
EF 006	9" bandage		72,04€	76,00€
EF 007	10" pneu - NC EF001		O	O
EF 008	10" bandage- NC EF001		72,04€	76,00€
EF 001	Avec amortisseurs		212,32€	224,00€
EF 002	Sans amortisseurs		O	O
EF 020	Verrouillage des roues directionnelles		206,64€	218,00€
EF 023	Stabilisation de trajectoire électrique (Gyro) - NC ET001 et EU032 - Uniquement avec R'Net TEN°		536,49€	566,00€

08 Batteries





◇ : configuration standard
 ○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 036	Batteries AGM Hybride 60,4 Ah (C20) / 56 Ah (C5)	◇	◇
EU 032 EU 044	Batteries Gel 74 Ah (C20) / 63 Ah (C5), inclus chargeur de batteries 10A, sans ventilateur, prise 3 broches	610,43€	644,00€
EU 041	Chargeur de batteries 8A 	◇	◇



09 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard
 ○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EA 010	Garde-boue roues motrices 	◇	◇
EA 011	Garde-boue roues directionnelles	72,04€	76,00€
ES 013	Préparation pour système d'arrimage DAHL - Poids utilis max 140kg - NC EC028 	155,45€	164,00€
ES 021	Kit éclairage	521,33€	550,00€
ET 002	Prise alimentation externe 12V - Type allume cigare, montage à droite	362,09€	382,00€
ET 003	Prise alimentation externe 24V - Type allume cigare, montage à droite	155,45€	164,00€
ET 004	Prise alimentation externe 5V - Type USB, montage à droite	164,93€	174,00€
EF 021	Monte-trottoirs 	362,09€	382,00€
ES 003	Pochette pour téléphone portable	40,76€	43,00€
ES 004	Porte-bagage 	258,77€	273,00€
ES 005	Porte-canne	92,89€	98,00€
ES 006	Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) - NC ES012	134,60€	142,00€
ES 007	Kit outil	52,13€	55,00€
ES 010	Porte-bouteille	31,28€	33,00€
ES 011	Pompe électrique rechargeable Airman	186,73€	197,00€
ET 001	Klaxon externe	402,84€	425,00€
ES 023	Crochet/ support sac à dos pour assise standard et VAS - Poids max supporté 10kg	80,57€	85,00€
ES 012	Tablette thérapeutique escamotable, côté opposé au joystick - NC ES006	465,40€	491,00€





10 Coloris de châssis


◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
005	Orange métallique	O	O	009	Pourpre métallique	O	O
010	Bleu électrique	O	O	013	Noir mat	O	O
014	Rouge cardinal	O	O	021	Vert pomme métallique	O	O
023	Blanc neige RAL 9016	O	O				

11 Ceintures et harnais

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

							PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
EP 001	Standard						◇	◇	
EP 020	2 points, avec enrouleur, boucle métallique						186,73€	197,00€	
EP 002	2 points, rembourrée, boucle métallique						144,08€	152,00€	
EP 003	2 points, rembourrée, boucle plastique						134,60€	142,00€	
EP	Harnais dynamique	EP 005	taille S	EP 006	taille M	EP 007	taille L	175,36€	185,00€
EP	Harnais thoracique	EP 008	taille S	EP 009	taille M	EP 010	taille L	175,36€	185,00€
EP 011	Harnais thoracique Slimline (sangle fine)	EP 011	taille S	EP 012	taille M	EP 013	taille L	175,36€	185,00€
EP	Harnais épaule	EP 014	taille S	EP 015	taille M	EP 016	taille L	185,78€	196,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



EC 002/003/004 Assise standard



EC 005 Assise VAS



EC 020/ ED 034 Coussins assise et dossier avec contour plat



EC 022 Coussins avec revêtement tissu



EC 023 Coussins avec revêtement simili cuir



EC 021/ ED 035 Coussins assise et dossier avec contour incurvé



ED 036 Dossier de positionnement Baxx



EL 006/007 Appui-tête petit/ large



EL 013/014 Appui-nuque



EL 015/016 Appui-tête en X



EC 025 Bascule d'assise électrique à 45°



EC 026 Lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm



ED 047 Dossier électrique, rabattable sur l'assise



EE 024 Accoudoirs releasables non rapportés au dossier



EB 001 Repose-pieds avec palettes individuelles



EB 002 Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles



EB 003 Repose-jambes électriques avec palettes individuelles



EB 012 Palettes plastiques



EB 007 Palettes aluminium




EU 051 Electronique VR2




EU 058 R'Net Led Light



EU 052 R'Net TEN°



EU 057 Commande tierce personne



EU 080 Embout de joystick en U pour tétraplégique



EU 081 Stick S80



EU 082 Soft Ball (revêtement noir)



EU 083 Embout de balle de golf, petit



EU 084 Embout de balle de golf, grand



EU 085 Soft ball colorée



EU 054 Omni module (écran LCD) pour commandes spéciales




EG 013 Roues motrices rainurées



EG 014 Roues motrices crampons



EU 041 Chargeur de batteries 8A



EA 010 Garde-boue roues motrices




ES 013 Préparation pour système d'arrimage DAHL



ES 021 Kit éclairage



ET 002/003/004 Prise alimentation externe 12V, 24V ou USB



EF 021 Monte-trottoirs



ES 003 Pochette pour téléphone portable



ES 004 Porte-bagage



ES 010 Porte-bouteille



EP 001 Ceinture standard

EP 002 Ceinture 2 points,
rembourrée, boucle métalliqueEP 003 Ceinture 2 points,
rembourrée, boucle plastiqueEP 0005/ 006/ 007
Harnais dynamiqueEP 008/ 009/ 010
Harnais thoraciqueEP 011/ 012/ 013
Harnais thoracique SlimlineEP 014/ 015/ 016
Harnais épaule