

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 75 kg

Poids du fauteuil à partir de : 94 kg

Moteurs et châssis garantis 4 ans / Batteries 1 an

- + Electronique VR2 (3 fonctions électriques max)
- + Vitesse 10km/h, moteurs 300W, batteries 60,4Ah
- + Accoudoirs réglables en haut. et en prof.
- + Assise Junior avec coussin et repose-pieds
- + Inclinaison d'assise et de dossier mécanique
- + Largeur hors tout: 58cm
- + Roues av. 9" ou 10", roues motrices 14"
- + Amortisseurs arrière
- + Garde-boue roues motrices



# Juvo B4 Junior AA1

01

## Modèle

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

490E75=1_AJ03_C		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
	Juvo B4 Junior AA1 roues arrière motrices (propulsion) 3 fonctions électriques max et éclairage possible	3 306,11€	3 487,95€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
ET 012	Vitesse 6 km/h	○	○			
ET 013	Vitesse 7,2 km/h	○	○			
ET 014	Vitesse 10 km/h	◇	◇			
ES 002	Accroche-taxi (kit de transport en véhicule avec utilisateur)	◇	◇			

### Motorisation

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ET 016	Performance 300W - 4 pôles	○	○
EW 002	Extension de garantie à 4 ans sur les moteurs	◇	◇

### Poids de l'utilisateur

70kg 75kg Information pour le réglage des amortisseurs

## 02 Assise et dossier

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

### Assise standard

EC 001 Assise standard Junior



PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
0	0



Profondeur	Largeur Assise Standard Junior			
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm
34 cm				
36 cm				
38 cm				
40 cm				

### Hauteur assise en cm (sans le coussin d'assise)

Roues	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3
Hauteur d'assise en cm	40		42.5		45		46	47.5		48.5	50	
Assise standard			●	●	●	●		●	●		●	●
Assise standard	●		●	●	●	●		●	●		●	●
Assise standard							●			●		
Assise standard							●			●		

1.2: 9 pouces sans amortisseurs 1.3: 9 pouces + amortisseurs ou 10 pouces  
Hauteur assise 45cm: NC fourches suspendues

Choix non possible

### Coussins d'assise

EC 012 Coussin assise noir standard (épaisseur 5 cm)

EC 013 Avec housse pour incontinence (épaisseur 5 cm)

EC 034 Livo (épaisseur 5 cm) - Poids utilis. max 125kg

EC 035 EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Poids utilis. max 200kg

EC 014 Terra (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg

EC 015 Terra Aquos (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg

EC 016 Terra Flair (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg

EC 018 Cloud (épaisseur 10 cm)



PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
0	0
90,05€	95,00€
105,21€	111,00€
301,42€	318,00€
274,88€	290,00€
315,64€	333,00€
566,82€	598,00€
760,19€	802,00€

### Dossier

ED 033 Toile de dossier réglable en tension



PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
0	0

**Appui-tête et support**

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<b>GAMME CARE LINE</b>				
EL 006	Appui-tête, petit		74,88€	79,00€
EL 013	Appui-nuque, petit		74,88€	79,00€
EL 014	Appui-nuque, large		74,88€	79,00€
EL 015	Appui-tête en X, petit		85,31€	90,00€
EL 016	Appui-tête en X, large		85,31€	90,00€
EL 001	Support appui-tête Col de cygne		140,28€	148,00€
EL 002	Support appui-tête Multi axes, ouvert		150,71€	159,00€
EL 003	Support appui-tête Multi axes, droit		150,71€	159,00€
<b>GAMME ADVANCED LINE</b>				
EL 033	Comfort Plus, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		488,15€	515,00€
EL 034	Comfort Plus, taille M + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		498,58€	526,00€
EL 035	Comfort Plus, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		509,95€	538,00€
EL 036	Combo 3 parties, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		667,30€	704,00€
EL 037	Combo 3 parties, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		677,72€	715,00€
EL 038	UniLink, extension 50mm pour support appui-tête UniLink		66,35€	70,00€



**Réglage assise et dossier**

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
	Inclinaison d'assise mécanique 0°/ 3°/ 6°		o	o
EC 025	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité		893,84€	943,00€
EC 026	Lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - NC EU051		2 210,43€	2 332,00€
EC 027	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - NC EU051		2 361,14€	2 491,00€
EC 028	Bascule d'assise électrique à 20° NC assise VAS et inclinaison -3°/ 6°/ 9°		622,75€	657,00€
ED 046	Dossier mécanique, rabattable sur l'assise Avec assise standard (0/ 10/ 20/ 30°; -9/ 1/ 11/ 21°)		◇	◇
ED 047	Dossier électrique, rabattable sur l'assise		692,89€	731,00€



**03**

**Accoudoirs**

◇ : configuration standard  
o : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EE 023	Standards, réglables en hauteur mécaniquement, en continu		◇	◇
EL 021	Couvre manchettes court		80,57€	85,00€
EL 022	Rembourrage pour protège-vêtements		60,66€	64,00€

## 04 Repose-pieds / Repose-jambes

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EB 001/012	Repose-pieds avec palettes individuelles, plastiques, potences incluses	📷	◇	◇
EB 001/007	Repose-pieds avec palettes individuelles, aluminium, potences incluses		231,28€	244,00€
EB 002/007	Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles, aluminium - NC UL < 21cm	📷	843,60€	890,00€
EB 003/007	Repose-jambes électriques individuels avec palettes individuelles, aluminium NC UL < 21cm - NC EU051 VR2		1 607,58€	1 696,00€
EB 004/007	Repose-jambes électriques en simultané avec palettes individuelles, aluminium NC UL < 21cm		1 607,58€	1 696,00€
18999.002	Système Easy Push (escamotage des repose-jambes électriques et mécaniques)		805,69€	850,00€
EB 001/009	Palettes monobloc, aluminium, potences incluses - NC UL < 17cm		195,26€	206,00€
EB 010	Protections genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques - NC EB001		181,04€	191,00€



### Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm ..... (réglage possible de 15 à 54cm)  
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. .... cm

## 05 Commandes électroniques

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

Boîtier de commande			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 051	VR2 (90A) avec 3 fonctions électriques max et éclairage possible - NC EC027 (lift) Repose-jambes électriques en simultané (EB004) compatibles avec 3 fonctions électriques + VR2 Uniquement avec un poids utilis. max <120kg - NC EB003 (repose-jambes individuels)	📷	◇	◇
EU 058 EU 056	R'Net Led Light (90A)	📷	893,84€	943,00€
EU 052 EU 056	R'Net TEN° (90A) - fonctions Bluetooth et Infrarouge intégrées 4 fonctions Bluetooth max. Compatible Apple, Android, Windows Phone.		1 356,40€	1 431,00€
	Ergo tétra pour R'Net TEN° - 493U75=5T188		45,49€	48,00€
EU 057	Commande tierce personne gauche droite Uniquement à gauche si module de vérin EU056		9384775 714,26€	677,02€ 714,26€
EU 095	Chauffe-mains (protection transparente pour protéger la main côté boîtier de commande)		1 105,21€	1 166,00€



### Teintes boîtier TEN°

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 005	Orange métallique	O	EU 009	Pourpre métallique	O
EU 010	Bleu électrique	O	EU 013	Noir mat	O
EU 014	Rouge cardinal	O	EU 021	Vert pomme métallique	O
EU 023	Blanc neige	O			

### Boutons Piko

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 067	Diamètre 50mm rouge / noir	281,52€	297,00€
EU 068	Diamètre 30mm rouge / noir	281,52€	297,00€

### Pantographe (escamotage du boîtier de commande)

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 071	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 10cm	◇	◇
EU 072	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 18cm	100,47€	106,00€
Côté de montage du pantographe	Droit      Gauche	0	0

### Accessoires de joystick

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 080	Embout de joystick en U pour tétraplégique (longueur de main 70 .....90mm)	130,81€	138,00€
EU 081	Stick S80 (tige de 80mm de hauteur)	80,57€	85,00€
EU 082	Soft ball (revêtement noir)	130,81€	138,00€
EU 083	Embout de balle de golf, petit (diamètre 43mm)	90,05€	95,00€
EU 084	Embout de balle de golf, grand (diamètre 48mm)	90,05€	95,00€
EU 085	Soft ball colorée (diamètre 30mm, 4 pièces)	90,05€	95,00€



### Modules pour commandes spéciales R'Net TEN°

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 054	Omni module (écran LCD) pour commandes spéciales	1 306,16€	1 378,00€



### Support pour Omni module (uniquement avec EU054)

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 073	Standard - NC ES012	74,88€	79,00€
EU 074	Type Col de cygne - NC ES012	220,85€	233,00€
EU 075	Type Col de cygne pour tablette	190,52€	201,00€

### Contrôles spéciaux Mo-Vis

Contrôles spéciaux Mo-Vis sans écran Omni - Options non montées	Voir FDM Commandes Mo-Vis
---	---------------------------

## 06 Roues motrices

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix


			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EG 001	14" pneu		○	○
EG 002	14" bandage		90,05€	95,00€
EG 011	Gris		○	○
EG 012	Noir		○	○
EG 013	Rainurés - Compatible uniquement avec EG011	📷	○	○
EG 014	Crampons	📷	○	○
EG 015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons - Compatible uniquement avec EG011		○	○



## 07 Roues directrices

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EF 005	9" pneu		○	○
EF 006	9" bandage		70,14€	74,00€
EF 007	10" pneu - NC EF001		○	○
EF 008	10" bandage- NC EF001		70,14€	74,00€
EF 001	Avec amortisseurs		205,69€	217,00€
EF 002	Sans amortisseurs		○	○
EF 020	Verrouillage des roues directionnelles		200,95€	212,00€
EF 023	Stabilisation de trajectoire électrique (Gyro) - NC ET001 - Uniquement avec R'Net TEN°		522,27€	551,00€



## 08 Batteries

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix





			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 036	Batteries AGM Hybride 60,4 Ah (C20) / 56 Ah (C5)		◇	◇
EU 032 EU 044	Batteries Gel 74Ah(C20)/63Ah(C5), inclus chargeur de batteries 10A, sans ventilateur, prise 3 broches		592,42€	625,00€
EU 041	Chargeur de batteries 8A	📷	◇	◇



09

## Accessoires de châssis

◇ : configuration standard  
 O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EA 010	Garde-boue roues motrices		◇	◇
EA 011	Garde-boue roues directionnelles		70,14€	74,00€
ES 013	Préparation pour système d'arrimage DAHL - NC EC028		150,71€	159,00€
ES 021	Kit éclairage		521,33€	550,00€
ET 002	Prise alimentation externe 12V - Type allume cigare, montage à droite		351,66€	371,00€
ET 003	Prise alimentation externe 24V - Type allume cigare, montage à droite		150,71€	159,00€
ET 004	Prise alimentation externe 5V - Type USB, montage à droite		160,19€	169,00€
EF 021	Monte-trottoirs		351,66€	371,00€
ES 003	Pochette pour téléphone portable		39,81€	42,00€
ES 004	Porte-bagage		251,18€	265,00€
ES 005	Porte-canne		90,05€	95,00€
ES 006	Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) - NC ES012		130,81€	138,00€
ES 007	Kit outil		50,24€	53,00€
ES 010	Porte-bouteille		30,33€	32,00€
ES 011	Pompe électrique rechargeable Airman		181,04€	191,00€
ET 001	Klaxon externe		391,47€	413,00€
ES 012	Tablette thérapeutique escamotable, côté opposé au joystick - NC ES006		452,13€	477,00€



10

## Coloris de châssis

◇ : configuration standard  
 O : options sans supplément de prix


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
005	Orange métallique	O	O	009	Pourpre métallique	O	O
010	Bleu électrique	O	O	013	Noir mat	O	O
014	Rouge cardinal	O	O	021	Vert pomme métallique	O	O
023	Blanc neige RAL 9016	O	O				

11

# Ceintures et harnais

◇ : configuration standard  
 O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EP 001	Standard	◇	◇
EP 002	2 points, rembourrée, boucle métallique	140,28€	148,00€
EP 003	2 points, rembourrée, boucle plastique	130,81€	138,00€
EP	Harnais dynamique EP 005 taille S EP 006 taille M EP 007 taille L	170,62€	180,00€
EP	Harnais thoracique EP 008 taille S EP 009 taille M EP 010 taille L	170,62€	180,00€
EP 011	Harnais thoracique Slimline (sangle fine) EP 011 taille S EP 012 taille M EP 013 taille L	170,62€	180,00€
EP	Harnais épaule EP 014 taille S EP 015 taille M EP 016 taille L	180,09€	190,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.





EC 001 Assise standard



EL 006 Appui-tête petit



EL 013/014 Appui-nuque



EL 015/016 Appui-tête en X



EC 025 Bascule d'assise électrique à 45°



EC 026 Lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm



ED 047 Dossier électrique, rabattable sur l'assise



EB 001 Repose-pieds avec palettes individuelles



EB 002 Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles



EB 003 Repose-jambes électriques avec palettes individuelles



EB 012 Palettes plastiques



EB 007 Palettes aluminium




EU 051 Electronique VR2




EU 058 R'Net Led Light



EU 052 R'Net TEN°



EU 057 Commande tierce personne



EU 080 Embout de joystick en U pour tétraplégique



EU 081 Stick S80



EU 082 Soft Ball (revêtement noir)



EU 083 Embout de balle de golf, petit



EU 084 Embout de balle de golf, grand



EU 085 Soft ball colorée



EU 054 Omni module (écran LCD) pour commandes spéciales




EG 013 Roues motrices rainurées



EG 014 Roues motrices crampons



EU 041 Chargeur de batteries 8A



EA 010 Garde-boue roues motrices



ES 013 Préparation pour système d'arrimage DAHL



ES 021 Kit éclairage



ET 002/003/004 Prise alimentation externe 12V, 24V ou USB



EF 021 Monte-trottoirs



ES 003 Pochette pour téléphone portable



ES 004 Porte-bagage



ES 010 Porte-bouteille



EP 001 Ceinture standard



EP 002 Ceinture 2 points, rembourrée, boucle métallique



EP 003 Ceinture 2 points, rembourrée, boucle plastique



EP 0005/ 006/ 007 Harnais dynamique



EP 008/ 009/ 010 Harnais thoracique



EP 011/ 012/ 013  
Harnais thoracique Slimline



EP 014/ 015/ 016  
Harnais épaule