

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 140 kg

Poids du fauteuil à partir de : 11,8 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium
- + Hauteur de dossier réglable
- + Palier de roues arrière réglable sur 48 positions
- + Toile d'assise standard noire
- + Toile de dossier réglable en tension
- + Version CV: potences escamotables, repose-pieds escamotables intérieur et extérieur
- + Version CS: potences fixes, palette monobloc aluminium réglable en inclinaison
- + Crash testé norme ISO 7176-19



# Motus 2.0 Hémi

## 01 Modèle

480F61=2_AA04_C		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
MD 01/09	Motus dossier fixe, toile réglable en tension	2 189,57€	2 310,00€	9161549	558,99€	558,99€
MD 10	Motus dossier inclinable 30° et rabattable sur l'assise Toile réglable en tension	2 540,28€	2 680,00€	9161555	603,65€	603,65€
MD 11	Motus dossier cassant, toile réglable en tension	2 540,28€	2 680,00€	9161561	603,65€	603,65€
	Gouttière hémiplégique	113,17€	119,39€	9362302	119,39€	
MG 83	Double main courante droite gauche NC largeur assise > 50,5cm - NC Carrossage	◇	◇	9362360	271,23€	
MA 63	Déport de fourches	◇	◇			
	Potences fixes (CS)	◇	◇			
	Potences escamotables (CV)	◇	◇			



## 02 Assise

Largeur d'assise en cm (SB)	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	40,5 à 48: poids max 125kg <48: croisillon 3 branches - >48: double croisillon						
Prof. d'assise en cm (ST)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54						
Hauteur d'assise avant en cm	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Hauteur d'assise arrière en cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

➤ Hauteur assise avant en cm

		PLAGE DE RÉGLAGE
FOURCHE LONGUE	4"	46 - 53 cm
	5"	47 - 54 cm
	5,5"	44 - 54 cm
	6"	44 - 55 cm
	7"	45 - 55 cm
FOURCHE COURTE	4"	38 - 46 cm
	5"	40 - 46 cm
	5,5"	42 - 47 cm
	6"	42 - 47 cm
	7"	44 - 49 cm

➤ Position roue arrière



### Toiles d'assise

MC 13 Standard

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇

### Coussins d'assise

MC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)
MC 29	Livo (épaisseur 5 cm) - Largeur assise à partir de 43cm
MC 02	Cubic Foam (épaisseur 5 cm)
MC 05	EvoLight (épaisseur 6 cm)
MC 30	EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Largeur assise à partir de 43cm

CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
		99,53€	105,00€
		86,26€	91,00€
9362377	34,90€	131,75€	139,00€
		227,49€	240,00€
		315,64€	333,00€

## 03 Dossier

◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

### Hauteur de dossier en cm

MD 01	Dossier fixe tube droit - Toile noire - Uniquement avec toile de dossier réglable en tension MD03 Réglable de : 30 32,5 35 37,5 40 Réglable de : 35 37,5 40 42,5 45 Réglable de : 40 42,5 45 47,5 50
MD 09	Dossier fixe à courbure lombaire 8° - Toile noire - Uniquement avec toile de dossier réglable en tension MD03 Réglable de : 35 37,5 40 Réglable de : 40 42,5 45 Réglable de : 45 47,5 50
MD 10	Dossier inclinable à 30° et rabattable, poignées standards longues incluses Uniquement avec toile de dossier réglable en tension MD03 et largeur assise de 35,5 à 48cm NC ME02 / ME04 - Poids max utilisateur 125kg 43 48
MD 11	Dossier cassant, toile de dossier réglable en tension MD03 42,5 45 47,5 50



### Poignées

MD 50	Standards, courtes - NC combinaison MG80, MD09 et hauteur dossier <40cm
MD 51	Standards, longues - Incluses avec dossier inclinable NC combinaison MG80, MD09 et hauteur dossier <40cm
MD 52	Télescopiques, longues
MD 53	Télescopiques, courtes - NC MG80
MD 55	Longues amovibles, rapportées au dossier, réglables en hauteur
MD 56	Pliables et rabattables - A partir hauteur de dossier 40cm - Poids max utilisateur 125kg
MD 45	Poignées longues amovibles, pour dossier Baxx

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
○	○
121,33€	128,00€
121,33€	128,00€
140,28€	148,00€
111,85€	118,00€
156,40€	165,00€



**Accessoires de dossier**

MD 58	Barre stabilisatrice de dossier - incluse avec MD10 Dossier inclinable, Si MD10 Dossier inclinable, compatible avec MD51 et MD52 Si MD01 ou MD09 Dossier fixe, uniquement avec MD55
-------	---

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
86,26€	91,00€

**Toiles de dossier**

MD 44	Dossier Baxx
MD 80	Toile de dossier élargie + 2cm
MD 81	Toile de dossier élargie + 4cm

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
Joindre la FDM Baxx	
18,96€	20,00€
18,96€	20,00€

**04 Protège-vêtement / Garde-boue / Accoudoirs**

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		
ME 01/20	Protège-vêtement aluminium de la couleur du châssis		○	○		
ME 02/20	Garde-boue aluminium de la couleur du châssis - NC MD10		◇	◇		
ME 04	Garde-boue en carbone - NC MD10		369,67€	390,00€		
ME 05/20	Accoudoirs crantés relevables, manchettes courtes réglables en hauteur, de la couleur du châssis - Hauteur mini 21cm - maxi 24cm Longueur 24cm - NC ME60		279,62€	295,00€		
ME 17/20	Accoudoirs crantés relevables, manchettes longues réglables en hauteur et en profondeur, de la couleur du châssis - Hauteur mini 21cm - maxi 30cm Longueur 30cm		324,17€	342,00€		
ME 11	Accoudoirs amovibles, enfichables, réglables en hauteur, couleur noire Hauteur mini 21cm - maxi 30cm Longueur 30cm		○	○		
ME 50	long	extra long	273,93€	289,00€		
ME 61	Rotateur élévateur réversible	droit gauche	9362302	119,39€	113,17€	119,39€
ME 70	Manchette hémi gauche		9362302	119,39€	113,17€	119,39€
ME 71	Manchette hémi droite		9362302	119,39€	113,17€	119,39€
ME 60	Tablette thérapeutique - Compatible avec ME17 et ME11		9362319	76,84 €	272,04€	287,00€



Pour toutes gouttières ou appui-mains supplémentaires, se reporter à la FDM Accoudoirs et appui-mains 2024

**05 Potences et Palettes**

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

**Longueur des tubes de potence (sans le coussin d'assise)**

MB 40	Court (réglage de 34 à 41 cm)
MB 41	Medium (réglage de 41 à 51 cm)
MB 42	Long (réglage de 47 à 55 cm)

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
○	○
◇	◇
○	○

**Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)**

Longueur de tibia (UL) en cm ..... (réglage possible de 34 à 55cm)  
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. .... cm

**Version Motus CS**

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 03	Palette monobloc aluminium, réglable en inclinaison, profondeur 16cm		◇	◇
MB 200	Palettes plastiques séparées relevables		○	○
MB 201	Palette relevable et escamotable vers la gauche	📷	98,58€	104,00€
MB 202	Palette relevable et escamotable vers la droite		98,58€	104,00€



**Version Motus CV**

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 10	Repose-pieds séparés, composites, réglables en inclinaison, profondeur 16cm UL 36cm minimum			◇	◇
MB 09	Repose-pieds séparés, aluminium, réglables en inclinaison, profondeur 16cm, UL 36cm mini			◇	◇
MB 21	Repose-moignon droit (livré avec repose-pieds gauche)			181,04€	191,00€
MB 22	Repose-moignon gauche (livré avec repose-pieds droit)			181,04€	191,00€
MB 23	Repose-moignon la paire (compatible avec repose-pieds)			362,09€	382,00€
MB 25	Repose-jambes relevables, la paire	9362331*2	105,76€*2	200,49€	211,52€
MB 26	Repose-jambes relevables, droit (livré avec repose-pieds gauche)	9362331	105,76€	100,25€	105,76€
MB 27	Repose-jambes relevables, gauche (livré avec repose-pieds droit)	9362331	105,76€	100,25€	105,76€



06

**Roues motrices**

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 02	24"		◇	◇
Carrossage	0° 2° 3° 4°	- NC MG83 Double main courante		
Position horizontale de la roue arrière	A B C D			

**Jantes arrière**

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 06	Paroies creuses		◇	◇
MG 15	Infinity ultra-légères - NC MG34	📷	○	○
MG 80	Roues arrière à démontage rapide avec frein tambour NC carrossage - NC MG83		481,52€	508,00€



**Flasques**

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 90	Flasques, transparent		121,33€	128,00€

**Pneus**

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 30	Standards crantés 1 3/8"	∅	∅
MG 31	Striés Schwalbe RightRun 1" - NC MG83	o	o
MG 34	Bandages 1 3/8" - NC MG15	o	o
MG 37	Schwalbe Marathon Plus Evo 1" - NC MG83	59,72€	63,00€
MG 200	Schwalbe One 1"	155,45€	164,00€
MG 341	PU (bandages) 1", noir - NC MG83	47,39€	50,00€

**Mains courantes**

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 83	Double main courante droite gauche NC largeur assise 35,5 cm et largeur > 50,5cm	9362360	271,23€	∅	∅
MG 52	Aluminium anodisé, grand diamètre - NC MG83			∅	∅
MG 54	Aluminium plastifié, grand diamètre - NC MG83			129,86€	137,00€
MG 56	Inox poli, grand diamètre - NC MG83			67,30€	71,00€
MG 65	Gekko, noir anodisé- NC MG83			431,28€	455,00€

**Accessoires de roues arrière**

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 87	Pompe 14 bars	104,27€	110,00€
MG 88	Pompe Airman électrique	200,00€	211,00€

07

**Roues directrices**


∅ : configuration standard  
o : options sans supplément de prix

		DIMENSIONS	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MF 30	4" bandages, noir	100 x 32 mm	o	o
MF 31	5" bandages, noir	125 x 32 mm	o	o
MF 04	5.5" bandages, larges souples	140 x 40 mm	o	o
MF 32	6" bandages, noir	150 x 33 mm	o	o
MF 08	7" bandages - NC prof 36 et 38cm et version CS	180 x 45 mm	o	o

## 08 Freins

◊ : configuration standard  
 O : options sans supplément de prix




			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MH 01	Freins à pousser - NC prof assise <40cm, roues 24" et position B, C, D		◊	◊
MH 11	Freins à tirer		O	O
MH 06	Freins utilisateur et accompagnateur		321,33€	339,00€
MH 05	Freins ciseaux - Uniquement version CS et carrossage 0°		159,24€	168,00€
MH 08	Freins hémi à commande unilatérale droit		119,43€	126,00€
MH 09	Freins hémi à commande unilatérale gauche		119,43€	126,00€
MH 10	Rallonges de leviers de freins emboîtables		45,50€	48,00€



## 09 Accessoires de châssis

◊ : configuration standard  
 O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 51	Aide au basculement pour accompagnateur, droit - NC MA57 et MA55		57,82€	61,00€
MA 52	Aide au basculement pour accompagnateur, gauche - NC MA58 et MA56		57,82€	61,00€
MA 55	Anti-bascule, droit - NC MA51		121,33€	128,00€
MA 56	Anti-bascule, gauche - NC MA52		121,33€	128,00€
MA 57	Porte canne, droit - NC MA51		76,78€	81,00€
MA 58	Porte canne, gauche - NC MA52		76,78€	81,00€
MZ 51	Ceinture avec boucle en métal		71,09€	75,00€
MZ 52	Kit outillage		53,08€	56,00€
MZ 59	Pochette pour téléphone portable		24,64€	26,00€
MZ 58	Sac pour les roues motrices		101,42€	107,00€
MZ 89	Protection pour axes à démontage rapide		10,43€	11,00€
MZ 92	Wheelblades		366,82€	387,00€
MZ 93	Sac à dos		51,18€	54,00€

## 10 Coloris de châssis

◊ : configuration standard  
 O : options sans supplément de prix

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		
002	Anthracite métallique	O	O	010	Bleu électrique (sur version CV potences noires)	O	O
012	Bleu métallique	O	O	014	Rouge cardinal	O	O
016	Gris clair métallique	O	O	021	Vert pomme métallique	O	O
023	Blanc neige RAL 9016	O	O	048	Noir Mat	O	O

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.





MD 10 Dossier inclinable à 30° et rabattable



MD 11 Dossier cassant



MC 29 Coussin d'assise Livo



MC 30 Coussin d'assise EvoFlair



MD 55 Poignées longues amovibles




MD 56 Poignées pliables et rabattables



MD 58 Barre stabilisatrice



ME 02 Garde-boue aluminium



ME 04 Garde-boue carbone



ME 17 Accoudoirs crantés, manchettes longues



ME 11 Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur



ME 50 Accoudoirs tube, réglables en hauteur



ME 60 Tablette thérapeutique



ME 61 Rotateur élévateur réversible



MB 03 Palette monobloc aluminium, réglable en inclinaison



MB 201 Palette standard



MB 10 Repose-pieds séparés, composites, régl. en inclinaison



MB 22 Repose-moignon



MB 25 Repose-jambes relevables, la paire



MG 15 Infinity ultra légères





MH 01 Freins à pousser



MH 05 Freins ciseaux



MH 10 Rallonges de leviers de freins emboîtables



MA 51 Aide au basculement



MA 57 Porte canne



MZ 58 Sac pour les roues motrices



MZ 59 Pochette pour téléphone portable



MZ 89 Protection pour axes à démontage rapide



MZ 92 Wheelblades



MZ 93 Sac à dos