

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Poids à partir de : 7,4 kg sans batterie (poids batterie 1,5 kg)

Garantie 2 ans - Batterie 1 an

- + Roue motorisée montée à l'avant du fauteuil
- + Montage avec ou sans guidon
- + Batterie lithium 36V (4 Ah), moteurs 750W
- + Roue 10"
- + Freins électroniques EBS (contrôleur), freins à disque (avec guidon)
- + Marche AR (avec guidon) et régulateur de vitesse
- + Inclus kit de connection (contrôleur et système de connection avant)
- + Dimensions: L 15cm x H 34cm x P 31cm
- + Autonomie 20km env (sous conditions)
- + Vitesse 6, 10 ou 15km/h
- + Tenue en pente 6° (10%), système LED intégrées



Klaxon Twist

Version avant

01

Modèle

◇ : configuration standard
 ○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493T164=SV213	Klaxon Twist, vitesse 6km/h (montage avec contrôleur)		
493T164=SV203	Klaxon Twist, vitesse 6km/h - montage avec guidon (guidon en supplément)	5 876,78€	6 200,00€
493T164=SV202	Klaxon Twist, vitesse 10km/h - montage avec guidon (guidon en supplément)		
493T164=SV200	Klaxon Twist, vitesse 15km/h - montage avec guidon (guidon en supplément)		
493S164=ST201	Sac de transport pour la roue uniquement	165,88€	175,00€
493S164=ST044	Sac de transport pour la roue et les accessoires	222,75€	235,00€

Batteries

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493U164=ST201	Batterie 36V, 4 Ah - Autonomie 20km environ (sous conditions) - Poids 1,5kg	◇	◇
493U164=ST201	Batterie 36V, 4 Ah supplémentaire - Autonomie 20km environ (sous conditions) - Poids 1,5kg	748,82€	790,00€

Options

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493U164=SK202	Contrôleur - Montage à droite - non réversible	◇	◇
493U164=SK203	Contrôleur - Montage à gauche - non réversible	◇	◇
493A164=SV201	Guidon pliant et amovible - Poids 2,3kg	369,67€	390,00€
493A164=ST202	Système de liaison avant - taille unique	◇	◇

Bagues de serrage et réducteur

Référence du fauteuil à équiper:


Marque:


Modèle:

Si fauteuil Ottobock à équiper de la roue motorisée, joindre la fiche de mesure du nouveau fauteuil à équiper.


Modèle fauteuil Ottobock	Diamètre tube du châssis	Type de châssis	Références bague de serrage * 2	Références réducteur * 1
Avantgarde 4 DV - Avantgarde 4 DS	25,4 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST003	-
Avantgarde XXL	25,4 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST003	-
Start M1 - Start M2	25,4 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST003	-
Motus 2.0 CS - Motus 2.0 CV	25,4 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST003	-
Zenit - Zenit R	30 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST016	
Ventus	30 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST016	

Choisir les bagues de serrage (K) (2 quantités par fauteuil) et le réducteur (R) (1 set par fauteuil) en fonction du diamètre du tube de châssis et du type de châssis:

Référence	Qté	Type	Diamètre tube, tube rond du châssis	Type de châssis	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493A164=ST005	2	K	34 mm - 36 mm	Droit, parallèle 	◇	◇
493A164=ST004	2	K	31 mm - 33,4 mm		◇	◇
493A164=ST016	2	K	29 mm - 30,9 mm		◇	◇
493A164=ST004	2	K	27 mm - 28,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST010	1	R			◇	◇
493A164=ST003	2	K	24,4 mm - 26,4 mm		◇	◇
493A164=ST003	2	K	23 mm - 23,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST009	1	R			◇	◇
493A164=ST003	2	K	21 mm - 22,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST013	1	R			◇	◇
493A164=ST003	2	K	19 mm - 20,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST011	1	R			◇	◇
493A164=ST003	2	K	17 mm - 18,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST012	1	R			◇	◇

Référence	Qté	Type	Diamètre tube, tube rond du châssis	Type de châssis	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493A164=ST017	2	K	35,4 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST002	2	K	31 mm - 33,4 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST002	2	K	29 mm - 30,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST014	1	R				
493A164=ST002	2	K	27 mm - 28,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST010	1	R				
493A164=ST001	2	K	24,4 mm - 26,4 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST001	2	K	23 mm - 23,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST009	1	R				
493A164=ST001	2	K	21 mm - 22,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST013	1	R				
493A164=ST001	2	K	19 mm - 20,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST011	1	R				
493A164=ST001	2	K	17 mm - 18,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST012	1	R				
493A164=ST006	2	K	largeur 25mm x hauteur 35mm	Tube ovale du châssis pour fauteuil Progeo	50,24€	53,00€
493A164=ST007	2	K	largeur 27mm x hauteur 33mm	Tube ovale du châssis pour fauteuil Sunrise	50,24€	53,00€

03 Traverse et goupille de verrouillage

Référence	Qté	Distance entre les tubes de châssis lorsque les bagues de serrage sont placées		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493A164=SV025	1	480 mm - 540 mm		59,72€	63,00€
493A164=SV024	1	361 mm - 480 mm		◇	◇
493A164=SV023	1	291 mm - 360 mm		◇	◇
493A164=SV022	1	271 mm - 290 mm		◇	◇
493A164=SV021	1	230 mm - 270 mm		◇	◇
<input checked="" type="checkbox"/> 493A164=ST015	2	Goupille de verrouillage		◇	◇

Montage

Pré-montage et pré-réglage de la roue par Ottobock (hors options) + frais de réexpédition

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC TVA 20%
356,66€	428,00€

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous. Nous réservons la compatibilité des pièces vu que nous n'avons pas toujours les dimensions du fauteuil concerné.

Décharge de responsabilité - A compléter et à signer par l'utilisateur

Nous vous informons qu'au delà de 6km/h, l'utilisation de la roue motorisée Klaxon Twist n'est autorisée sur les voies publiques que si vous avez contracté une police d'assurance.

Lors de vos voyages dans d'autres pays, vérifiez toujours la législation du pays de destination pour l'utilisation sur les voies publiques.

Vous confirmez par la présente:

- avoir pris connaissance des informations ci-dessus,

Date :

Nom et prénom de l'utilisateur:

Signature:



Roue Twist



Batterie 36V, 4 Ah



Chargeur de batterie



Poignée de la batterie



Contrôleur



Contrôleur pour tierce personne



Système LED intégrées



Roue tourne à 360°



Montage à l'avant SANS guidon



Montage à l'avant AVEC guidon



Guidon pliant et amovible



Système de liaison avant