

ottobock.

La gamme kidevo.
Catalogue des options.



Rien n'est impossible.

Cette gamme de fauteuils évolutifs s'adapte individuellement et spécifiquement aux besoins de l'enfant pour évoluer avec sa morphologie pendant toute sa croissance.

Grâce au centre de gravité réglable, à l'ajustement de la largeur et de la profondeur d'assise, aux systèmes d'assise et de dossier sur mesure, l'enfant bénéficie d'une conduite optimale pour évoluer sereinement dans son environnement.

Ces fauteuils se caractérisent par une manoeuvrabilité aisée et une personnalisation complète grâce à une large gamme d'options et de couleurs.

SOMMAIRE

La famille kidevo	4
Dimensions individuelles	6
Inclinaison d'assise	8
Solutions d'assise	10
Options de positionnement	13
Accoudoirs et poignées	16
Tablettes thérapeutiques	17
Positionnement de la tête	18
Soutien du dos	20
Positionnement des jambes et des pieds ..	25
Pneus et accessoires	26
Freins	28
Accessoires	31
Couleurs de châssis	33





La famille kidevo. En un coup d'œil.



kidevo mini

Réf. 480A167=20000
LPP 9153538

Modèle de base

- Châssis
- Plaque d'assise
- Plaque de dossier
- Frein à pression
- Pneus à air ou PU
- Mains courantes, aluminium

Le modèle *kidevo mini* est le fauteuil roulant idéal pour les premières années de l'enfant (largeur/profondeur d'assise dès 16 cm). Compact et léger (à partir de 7 kg), il est spécialement conçu pour les utilisateurs actifs. L'enfant peut se déplacer en s'auto propulsant ou bien être poussé par un accompagnant lors des promenades.

Le *kidevo mini* est fait sur mesure pour un ajustement parfait et une évolution avec l'enfant. Il est ajustable en largeur, en profondeur et également en hauteur.



kidevo mini_t

Réf. 480A167=30000
LPP 9153538

Modèle de base

- Châssis
- Plaque d'assise
- Plaque de dossier
- Inclinaison de l'assise par commande au pied
- Frein à pression
- Pneus à air ou PU
- Mains courantes, aluminium

Une combinaison parfaite entre un fauteuil roulant actif et un fauteuil roulant avec inclinaison d'assise pour les enfants à partir d'environ 12 mois, pour la transition de la passivité de la poussette vers une vie active et mobile. Il est conçu de manière à ce que l'enfant soit assis confortablement, soutenu de manière optimale et puisse découvrir le monde en toute sécurité.

L'inclinaison est intuitive et facile à utiliser avec le pied. L'absence de vérin à gaz permet d'économiser du poids et d'obtenir une inclinaison importante de 5 degrés vers l'avant et jusqu'à 40 degrés vers l'arrière. Le centre de gravité du fauteuil roulant n'est pas influencé par l'inclinaison, ce qui permet de garantir une grande stabilité au basculement.



kidevo prime

Réf. 480A167=00000

LPP en cours d'homologation

Modèle de base

- Châssis
- Plaque d'assise
- Tube dorsal fixe + adaptateur
- Frein à pression
- Pneus à air ou PU
- Mains courantes, aluminium

Le kidevo prime est un modèle polyvalent, adapté aux enfants à partir de 2-3 ans ainsi qu'aux jeunes adultes.

Modulaire, il peut être rapidement démonté pour faciliter son transport en véhicule.

Le kidevo prime est fait sur mesure pour un ajustement parfait et une évolution avec l'enfant.

Il est ajustable en largeur, en profondeur et également en hauteur.



kidevo prime_t

Réf. 480A167=10000

LPP 9153538

Modèle de base


- Châssis
- Plaque d'assise
- Tube dorsal fixe + adaptateur
- Inclinaison de l'assise par commande au pied
- Frein à pression
- Pneus à air ou PU
- Mains courantes, aluminium

Le kidevo prime_t est doté en standard d'un système d'inclinaison d'assise révolutionnaire avec ajustement automatique du centre de gravité. Il est possible d'avoir une inclinaison de 10 degrés vers l'avant et de 50 degrés vers l'arrière.

Le réglage de l'inclinaison d'assise permet à l'enfant d'avoir des positions différentes et ainsi réduire les zones de pression.

Le kidevo prime_t offre une complète liberté à l'enfant: liberté optimale d'inclinaison, de mobilité, de confort et liberté individuelle.

Dimensions individuelles. Pour un confort maximal.



Prise de mesures

- 1 Largeur des hanches
- 2 Espace supplémentaire de chaque côté de la hanche
- 3 Profondeur d'assise
- 4 Hauteur d'assise
- 5 Hauteur des accoudoirs
- 6 Longueur réelle du segment jambier
- 7 Hauteur du dossier



Inclinaison d'assise. *kidevo mini_t et prime_t.*

Sur les modèles *mini_t* et *prime_t*, l'inclinaison d'assise peut être modifiée facilement et confortablement à l'aide de la pédale. Il est possible de décider individuellement lors de la configuration du fauteuil roulant si les accoudoirs doivent accompagner cette inclinaison ou s'ils restent fixes.

Garde-boue avec ou sans accoudoirs à inclinaison simultanée

En cas de garde-boue à inclinaison simultanée, la tablette thérapeutique est également inclinée. Ainsi, les genoux de l'enfant ne touchent pas la tablette thérapeutique pendant l'inclinaison. Les garde-boue peuvent toutefois limiter la zone d'inclinaison d'assise.

Garde-boue avec ou sans accoudoirs fixes

Aucune tablette thérapeutique ne s'inclinera et les genoux peuvent donc toucher la tablette lors de l'inclinaison. La zone d'inclinaison d'assise n'est pas limitée.





Solutions d'assise.

kidevo prime et prime_t.

Les assises des modèles *prime* et *prime_t* sont montées de manière fixe sur une **plaque d'assise**.

Options du siège (prix indicatif TTC)

- Housse de siège
 - Tissu d'espacement - à partir de 76€
 - Tissu platilon - à partir de 76€
 - Tissu éponge - à partir de 69€
- Protection pour incontinence - à partir de 83€
- Siège avec revêtement en mousse à mémoire de forme - à partir de 99€
- Différentes longueurs de cuisse - à partir de 55€
- Rembourrage latéral (sur mesure) - à partir de 208€
- Couche intermédiaire supplémentaire (mousse PE) - à partir de 107€



Siège anatomique




Siège ergonomique



Siège au galbe profond



Selle



Embase pour siège

Produit	Prix indicatif TTC
1 Siège anatomique	à partir de 175€
2 Siège ergonomique	à partir de 228€
3 Siège au galbe profond	à partir de 228€
4 Selle	à partir de 716€
5 Embase pour siège	gratuit



Solutions d'assise.

kidevo mini et mini_t.

Les assises des modèles *mini* et *mini_t* sont fixées par du **Velcro**.

Options du siège

- Housse de siège
 - Tissu d'espacement - à partir de 76€
 - Tissu platilon - à partir de 76€
 - Tissu éponge - à partir de 69€
- Protection pour incontinence - à partir de 83€
- Siège avec revêtement en mousse à mémoire de forme - à partir de 99€



Siège anatomique



Siège ergonomique



Siège au galbe profond




Selle




Aucun coussin d'assise

Produit	Prix indicatif TTC
1 Siège anatomique	à partir de 175€
2 Siège ergonomique	à partir de 228€
3 Siège au galbe profond	à partir de 230€
4 Siège-selle	à partir de 639€
5 Aucun coussin d'assise	gratuit

Options de positionnement.



Cale d'abduction,
amovible



Rouleau d'abduction,
amovible



Supports d'adduction
fixes




Supports d'adduction à
largeur et inclinaison
réglables


Produit	Prix indicatif TTC
1 Cale d'abduction, amovible	à partir de 240€
2 Rouleau d'abduction, amovible	à partir de 209€
3 Supports d'adduction fixes	à partir de 141€
4 Support d'adduction à largeur et inclinaison réglables	à partir de 282€




Options de positionnement.




Sangle d'épaule




Sangle thoracique et d'épaules




Baudrier modèle Y




Baudrier modèle T




Ceinture de bassin 2 points, rembourrée




Ceinture de bassin 4 points, rembourrée




Sangle sternale




Bande de montage fixe




Bande de montage flexible



Fermeture à clic standard



Fermeture ceint. automatique



Fermeture à clic, recouverte de tissu

Produit	Prix indicatif TTC
1 Sangle d'épaule	à partir de 140€
2 Sangle thoracique et d'épaules	à partir de 140€
3 Baudrier modèle Y	à partir de 159€
4 Baudrier modèle T	à partir de 151€
5 Ceinture de bassin 2 points, rembourrée	
• Fermeture à clic standard	à partir de 88€
• Fermeture ceint. automatique	à partir de 114€
• Fermeture à clic, recouverte de tissu	à partir de 133€
6 Ceinture de bassin 4 points, rembourrée	
• Fermeture à clic standard	à partir de 117€
• Fermeture ceint. automatique	à partir de 144€
• Fermeture à clic, recouverte de tissu	à partir de 162€
7 Sangle sternale	
• Fermeture à clic standard	à partir de 138€
• Fermeture ceint. automatique	à partir de 190€
• Fermeture à clic, recouverte de tissu	à partir de 206€

Accoudoirs et Poignées.


kidevo prime et prime_t.



Accoudoirs standards ajustables en hauteur



Accoudoirs rallongés ajustables en hauteur



Accoudoirs standards courbes, fixes




Poignées de transfert à hauteur de l'accoudoir




Poignées de transfert à hauteur du siège

Produit	Prix indicatif TTC
1 Accoudoirs standards	à partir de 116€
2 Accoudoirs rallongés ajustables en hauteur	à partir de 308€
3 Accoudoirs standards, courbes, fixes	gratuit
4 Poignées de transfert à hauteur de l'accoudoir	à partir de 130€
5 Poignées de transfert à hauteur du siège	à partir de 157€


Tablettes thérapeutiques.




Tablette thérapeutique



Tablette thérapeutique avec rembourrage abdominal




Tablette thérapeutique avec rembourrage abdominal, étendu




Tablette thérapeutique avec rembourrage de coude



Support de tablette thérapeutique enfichable verticalement



Support de tablette thérapeutique, amovible horizontalement



Support de tablette thérapeutique, rabattable horizontalement

Produit	Prix indicatif TTC
1 Tablette thérapeutique	à partir de 69€
2 Tablette thérapeutique avec rembourrage abdominal	à partir de 69€
3 Tablette thérapeutique avec rembourrage abdominal, étendu	à partir de 127€
4 Tablette thérapeutique avec rembourrage de coude	à partir de 104€
5 Support de tablette thérapeutique enfichable verticalement	à partir de 378€
6 Support de tablette thérapeutique, amovible horizontalement	à partir de 355€
7 Support de tablette thérapeutique, rabattable horizontalement	à partir de 378€

Positionnement de la tête.



Modèle standard



Modèle coudé




Modèle anatomique




Modèle latéral




Modèle en forme de X



Support d'appuie-tête



Support d'appuie-tête
avec support de
ceinture



Système de
protraction

Produit	Prix indicatif TTC
1 Modèle standard	à partir de 46€
2 Modèle coudé	à partir de 135€
3 Modèle anatomique	à partir de 76€
4 Modèle latéral	à partir de 76€
5 Modèle en forme de X	à partir de 92€
6 Support d'appuie-tête	à partir de 230€
7 Support d'appuie-tête avec support de ceinture	à partir de 304€
8 Système de protraction	à partir de 365€

Les modèles de positionnement pour la tête sont validés pour le TPMR.



Soutien du dos.

kidevo prime et prime_t.



Sans dossier




Dossier monobloc



Dossier monobloc
avec pelotes latérales



Dossier au galbe
profond




Dossier 2 parties avec
pelotes PU



Tube de dossier
standard, fixe



Tube de dossier
amovible



Tube de dossier à
ressorts, amovible



Tube dossier à inclinaison
réglable, amovible



Tube de dossier 10°,
amovible



Barre de poussée à
inclinaison réglable



Barre de poussée
rigide



Barre de poussée à
inclinaison réglable

Dossier monobloc

Inclinaison du dossier
réglable

Tube de dossier
amovible


Tube de dossier à
ressorts

Produit	Tissu d'espacement	Platilon	Similicuir
1 Sans dossier	gratuit	gratuit	gratuit
2 Dossier monobloc	à partir de 284€	à partir de 311€	à partir de 311€
3 Dossier monobloc avec pelotes latérales	à partir de 308€	à partir de 335€	à partir de 335€
4 Dossier au galbe profond	à partir de 308€	à partir de 335€	à partir de 335€
5 Dossier 2 parties avec pelotes PU	à partir de 360€	à partir de 387€	à partir de 387€

Produit	Prix indicatif TTC
6 Tube de dossier standard, fixe	gratuit
7 Tube de dossier amovible	à partir de 205€
8 Tube de dossier à ressorts, amovible	à partir de 985€
9 Tube dossier à inclinaison réglable, amovible	à partir de 769€
10 Tube de dossier 10°, amovible	à partir de 212€
11 Barre de poussée à inclinaison réglable	à partir de 212€
12 Barre de poussé rigide	à partir de 147€

Soutien du dos.

kidevo mini et mini_t.



1
Sans coussin de dossier



2
Dossier monobloc



3
Dossier au galbe profond



4
Pelotes latérales sur dossier monobloc



5
Barre de poussée à 1 main



6
Barre de poussée à 2 mains

Produit	Tissu d'espacement	Platilon	Similicuir
1 Sans coussin de dossier	gratuit	gratuit	gratuit
2 Dossier monobloc	à partir de 284€	à partir de 311€	à partir de 311€
3 Dossier au galbe profond	à partir de 308€	à partir de 335€	à partir de 335€

Produit	Taille XS	Taille S	Taille M
4 Pelotes latérales sur dossier monobloc	à partir de 127€	à partir de 127€	à partir de 143€

Produit	Prix indicatif TTC
5 Barre de poussée 1 main	à partir de 193€
6 Barre de poussée à 2 mains	à partir de 240€





	Prix indicatif TTC	kidevo prime	kidevo prime_t	kidevo mini & mini_t
1 Palette monobloc, standard	à partir de 307€	•		
2 Palette monobloc, standard	à partir de 450€ (+bordure talonnière)		•	
3 Palette monobloc, standard	à partir de 433€ (+bordure talonnière)			•
4 Systèmes de palettes à ressorts	à partir de 878€	•	•	
5 Plaque mollet	à partir de 143€	•	•	
6 Plaque mollet avec guidage latéral	à partir de 195€	•	•	
7 Bordure talonnière	à partir de 146€	•		
8 Roulettes déflectrices au niveau des angles de palette	à partir de 57€	•	•	•
9 Rehausse de palette	à partir de 115€	•	•	•
10 Fixation de pied avec velcro	à partir de 50€	•	•	•
11 Fixation de pied avec courroie crantée	à partir de 112€	•	•	•
12 Fixation de cheville	à partir de 197€	•	•	•
13 Rembourrage palette	à partir de 123€	•	•	•
14 Rembourrage tube talonnier	à partir de 80€	•		
15 Protection périphérique au niveau des angles	à partir de 93€	•	•	•
16 Protection périphérique au niveau des angles et de la face avant	à partir de 143€	•	•	•

Positionnement des jambes et des pieds.



1
Palette monobloc,
standard



2
Palette monobloc,
standard



3
Palette monobloc,
standard



4
Systèmes de palettes
à ressorts



5
Plaque pour mollet



6
Plaque mollet avec
guidage latéral



7
Bordure talonnière



8
Roulettes déflectrices
au niveau des angles
de palette



9
Rehausse de palette



10
Fixation de pied avec
velcro



11
Fixation de pied avec
courroie crantée



12
Fixation de cheville



13
Rembourrage palette



14
Rembourrage tube
talonnier



15
Protection péri-
phérique au niveau
des angles



16
Protection péri-
phérique au niveau
des angles et
de la face avant

Pneus et accessoires.



Pneus à air



Pneus en PU,
caoutchouc plein



Pneus Outdoor



Entraînement à 1 main



Mains courantes
Ergo Grip



Mains courantes,
aluminium



Protège-rayons,
transparent



Protège-rayons
avec motif



Bord
protège-vêtements



Revêtement de roue



Stabilisation de la
roue directrice



Dispositif d'aide
à la direction

Mains courantes
Ergo-Grip

Freins à tambour

Protège-rayons,
transparentt


Mélange de
caoutchouc durable

Produit	Prix indicatif TTC
1 Pneu à air	gratuit
2 Pneu en PU, caoutchouc plein	gratuit
3 Pneu Outdoor	à partir de 113€
4 Entraînement à 1 main	à partir de 960€
5 Mains courantes Ergo Grip	à partir de 216€
6 Mains courante, aluminium	à partir de 267€
7 Protège-rayons, transparent	à partir de 195€
8 Protège-rayons avec motif	à partir de 250€
9 Bord protège-vêtements	à partir de 290€ (selon modèle et taille)
10 Revêtement de roue	à partir de 940€
11 Stabilisation de la roue directrice	à partir de 262€
12 Dispositif d'aide à la direction	à partir de 262€


Freins.




Frein à pression



Frein à tambour



Frein à tambour avec commande au pied



Combinaison frein à tambour



Frein à pression pour accompagnateur



Frein à pression pour enfant et accompagnateur

Produit	Prix indicatif TTC
1 Frein à pression	gratuit
2 Frein à tambour	à partir de 197€
3 Frein à tambour avec commande au pied	à partir de 230€

Produit	par main (enfant), par pied (accompagnateur)	par main (accompagnateur), par pied (accompagnateur)	par main (enfant et accompagnateur), par pied (accompagnateur)
4 Combinaison frein à tambour	à partir de 465€	à partir de 308€	à partir de 522€

Produit	Prix indicatif TTC
5 Frein à pression pour accompagnateur	à partir de 212€
6 Frein à pression pour enfant et accompagnateur	à partir de 305€



Protège-rayons
avec motif

Freins à tambour



Accessoires.



Toit pare-soleil



Crochet pour sac



Porte-bouteille/
gobelet



Mud Cruiser



Produit	Prix indicatif TTC
1 Toit pare-soleil + Adaptateur	à partir de 1170€
2 Crochet pour sac	à partir de 35€
3 Porte-bouteille/gobelet	à partir de 19€
4 Mud Cruiser	à partir de 790€


Mud Cruiser, aide à la direction et à la poussée

Couleurs de châssis.
Brillant ou mat.





- 1** Jaune soufre (brillant ou mat)
- 2** Jaune zinc (brillant ou mat)
- 3** Jaune melon (brillant)
- 4** Orange pur (mat)
- 5** Rose clair (brillant)
- 6** Rouge signalisation (brillant ou mat)
- 7** Telemagenta (brillant)
- 8** Violet de sécurité (brillant)
- 9** Lilas bleu (brillant)
- 10** Bleu ciel (brillant)
- 11** Bleu saphir (mat)
- 12** Bleu de sécurité (mat)
- 13** Bleu pastel (mat)
- 14** Bleu turquoise (brillant)
- 15** Vert turquoise (brillant)
- 16** Vert jaune (brillant ou mat)
- 17** Blanc signalisation (brillant ou mat)
- 18** Gris clair (mat)
- 19** Gris foncé (brillant)
- 20** Gris ardoise (mat)
- 21** Noir intense (brillant ou mat)



Des différences de couleur dues aux techniques d'impression sont possibles.



Ottobock France
4 rue de la Réunion CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex France
T +33 (0) 1 69 18 88 30 • F +33 (0) 1 69 07 18 02
information@ottobock.fr • www.ottobock.fr

Fabricant Veldink4kids - Distributeur Ottobock Healthcare. Lire attentivement la notice d'utilisation.
Information destinée au grand public.