

# Harmony P4

## Confort et gestion du volume.

La technologie à double valve a permis d'augmenter considérablement la puissance de la pompe Harmony P4. Les utilisateurs obtiennent après quelques pas seulement, un vide optimal. Harmony P4 se décline selon deux modes de fixation: une bague de stratification intégrée (4R180, 4R181) et un système modulaire avec adaptateur 4 trous (4R182 et 4R183).

### Combinaisons de produits recommandées avec Harmony P4 :

Manchons en polyuréthane

- Uneo 3D 6Y512
- Uneo Unique 6Y400 (manchon sur mesure)

Gaines de protection pour une étanchéité maximale

- ProFlex Plus 453A30 / 453A40

### Avantages

- Réduction des variations de volume : la dépressurisation active stabilise le volume du moignon.
- Amélioration de la sécurité : la dépressurisation est conservée même lorsque le niveau d'activité est élevé, la prothèse reste ainsi solidement fixée au moignon.
- Meilleur contrôle : les mouvements de la prothèse sont réduits, ce qui permet à l'utilisateur un contrôle optimal de son pied prothétique.
- Augmentation de la proprioception : l'utilisateur perçoit mieux la nature du sol.
- Réduction des zones de pression et de frottement : la réduction des mouvements entre l'emboîture et le moignon améliore la trophicité et l'état de la peau.



Caractéristiques techniques	Harmony P4	Harmony P4 HD	Harmony P4 modulaire	Harmony P4 HD modulaire
Référence	4R180	4R181	4R182	4R183
Niveau de mobilité	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Matériau	Aluminium	Aluminium/titane/acier	Aluminium	Aluminium/titane/acier
Raccord distal	Pyramide	Pyramide	Pyramide	Pyramide
Raccord proximal	Bague de stratification	Bague de stratification	Adaptateur 4 trous	Adaptateur 4 trous
Hauteur du système	132 mm	132 mm	143 mm	143 mm
Poids	465 g	590 g	545 g	665 g
Poids de l'utilisateur	50 - 100 kg	50 - 150 kg	50 - 100 kg	50 - 150 kg