

## 4R11 Quickchange.

Une multitude d'options en un seul geste.

Grâce à l'adaptateur *Quickchange* 4R11, les utilisateurs, adultes comme enfants, sont en mesure d'interchanger eux-mêmes de l'emboîture les composants distaux de leur prothèse, en un seul geste. Résultat : plus de facilité à s'habiller et se déshabiller, plus de confort en position assise, et plus de possibilités de combinaisons pied/genou, y compris pour les composants adaptés à la pratique sportive.

### Caractéristiques produit

- Grande flexibilité d'appareillage grâce aux quatre options de connexion : raccord pyramidal, récepteur pyramidal, filetage et filetage pour système modulaire enfant.
- Quel que soit l'utilisateur concerné, l'adaptateur est facile et rapide à manipuler : le mécanisme de verrouillage nécessite qu'une rotation, tandis que les symboles du verrou et de la flèche permettent à la personne de déterminer aisément dans quel sens l'adaptateur s'ouvre et se ferme.
- Avec le 4X907=1, il est possible de réduire le récepteur pyramidal de l'élément de base, ce qui permet d'utiliser l'adaptateur Quickchange avec le système modulaire pour enfants.
- Résistant à l'eau douce, salée et chlorée.

### Caractéristiques techniques

				
Référence	4R11=P-1-3	4R11=R-1-3	4R11=ST-1-3	4R11=ST-2-3
Composé de	4R11=P-1-1 4R11=R-3-2	4R11=R-1-1 4R11=R-3-2	4R11=ST-1-1 4R11=R-3-2	4R11=ST-2-1 4R11=R-3-2
Application	Adultes/enfants : TT, DG, TF DDH : adultes seulement			
Niveau de mobilité	1 - 4			
Poids maximum du corps	150 kg			
Poids maximum du corps pour le sport	125 kg			
Hauteur du système	44 mm	55 mm	41 mm	41 mm/43 mm avec 4X907=1
Poids	370 g	370 g	330 g	325 g
Connexion	Raccord pyramidal/ récepteur pyramidal	Récepteur pyramidal/ récepteur pyramidal	Filetage/ récepteur pyramidal	Filetage pour système modulaire enfants/ récepteur pyramidal



## 4R11 Quickchange.

À retourner à votre service commercial par e-mail à : [commande-ortho@ottobock.fr](mailto:commande-ortho@ottobock.fr)

### Client

N° de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
Orthoprothésiste	

### Adresse de livraison (si différente de l'adresse du client)

N° de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
ID Patient	

### Ensemble (1 élément de connexion et 1 élément de base)

Quantité	Réf. article	Description	
	4R11=P-1-3	Ensemble Quickchange avec raccord pyramidal	
	4R11=R-1-3	Ensemble Quickchange avec récepteur pyramidal	
	4R11=ST-1-3	Ensemble Quickchange avec filetage	
	4R11=ST-2-3	Ensemble Quickchange avec filetage pour système modulaire enfants	

### Pièces et accessoires

Quantité	Réf. article	Description	
	4R11=R-3-2	Élément de base avec récepteur pyramidal	
	4R11=P-1-1	Élément de connexion avec raccord pyramidal	
	4R11=R-1-1	Élément de connexion avec récepteur pyramidal	
	4R11=ST-1-1	Élément de connexion avec filetage	
	4R11=ST-2-1	Élément de connexion avec filetage pour système modulaire enfants	
	4X907=1	Réducteur de récepteur pyramidal pour système modulaire enfants	

### Exemples d'application

Retrait facile des composants de la prothèse sous l'emboîture pour plus de confort en position assise / pour changer de vêtements plus aisément (1 ensemble)



Remplacement d'une prothèse classique par une prothèse de sport (1 ensemble + 1 élément de base supplémentaire)



Changement entre deux emboîtures (1 ensemble + 1 élément de connexion supplémentaire)

