

Poids maximum utilisateur : 50 kg taille 1 / 75 kg taille 2

Poids du châssis à partir de : 10kg taille 1 / 12kg taille 2

Garantie 2 ans

- + Châssis multi positions d'intérieur pour assise Kimba Neo ou corset siège
- + Disponible en 2 tailles
- + Réglage de l'inclinaison du châssis par vérin pneumatique (500 N) de -5° à +35°
- + Réglage de la hauteur du châssis par vérin pneumatique (1200 N) - min 19cm, max 56cm
- + 4 roues (75mm) dont 2 roues arrière avec freins
- + Pliable pour faciliter le transport
- + Barre de poussée, ajustable en angle
- + Couleur du châssis: blanc



Photo non contractuelle

N° CLIENT


TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Kimba Home

01 Modèle

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
470G71=90001	Kimba Home Taille 1 - largeur 540mm Possibilité adaptation assise Kimba Neo taille 1	1 327,01€	1 400,00€	6288522	140,63€
470G71=90002	Kimba Home Taille 2 - largeur 640mm Possibilité adaptation assise Kimba Neo taille 2	1 327,01€	1 400,00€		

02 Accessoires

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
471A71=SK910	Anti-bascule ajustable en hauteur 	461,61€	487,00€
HR32548300	Interface d'assise pour corset siège taille 1	225,59€	238,00€
HR32648300	Interface d'assise pour corset siège taille 2	236,02€	249,00€
HR32582700-000	Repose-pieds pour interface d'assise, taille 1	426,54€	450,00€
HR32692700-000	Repose-pieds pour interface d'assise, taille 2	574,41€	606,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



Équipement de série



Pédale au pied pour réglage de la hauteur du châssis



Roue avec freins



Réglage de l'inclinaison du châssis



Réglage de la hauteur du châssis




Pliable pour faciliter le transport et le rangement



Barre de poussée ajustable en angle



Barre de poussée avec poignée de réglage de l'inclinaison du châssis



471A71=SK910 Anti-bascule ajustable en hauteur



HR32582700-000 Interface d'assise pour corset siège



HR32692700-000 Repose-pieds pour interface d'assise