

Caleo 3D 6Y95

Confort et durabilité

Le manchon a un impact considérable sur l'efficacité d'un appareillage prothétique. Les manchons Caleo en copolymère sont plébiscités par de nombreux utilisateurs pour leurs propriétés nourrissantes et protectrices.

Un nouveau modèle vient aujourd'hui étoffer la gamme Caleo : le manchon Caleo 3D 6Y95, particulièrement adapté aux exigences des utilisateurs grâce à sa nouvelle conception.

Avantages :

- Le matériau est épais (6 mm) à l'avant pour plus de protection, et plus fin (3 mm) à l'arrière afin de favoriser la flexion du genou.
- Une huile minérale de qualité médicale est diffusée pour nourrir la peau sèche et sensible du moignon.
- La nouvelle formule améliorée du gel thermoformable procure durabilité et confort.
- Une zone de flexion au niveau du genou maximise la souplesse tout en réduisant les contraintes sur la rotule.
- Le textile mono-élastique prévient le pistonnage et permet de s'affranchir de la matrice distale.
- La cupule distale 3D s'adapte à l'anatomie du moignon.
- Disponible avec ou sans accrochage distal.



Caractéristiques techniques

Référence	6Y95=L6*				6Y95=C6*				
Niveau d'amputation	transtibiale (TT)				transtibiale (TT)				
Accrochage distal	avec				sans				
Revêtement textile	avec				avec				
Épaisseur du matériau	6 mm (avant), 3 mm (arrière)				6 mm (avant), 3 mm (arrière)				
Emboîture	conception spécifique ou emboîture de contact total				conception spécifique ou emboîture de contact total				
Matrice	intégrée au textile				intégrée au textile				
	4 cm depuis partie distale		30 cm depuis partie distale		4 cm depuis partie distale		30 cm depuis partie distale		
	min	max	min	max	min	max	min	max	
Tailles	S	150	260	S	200	330	S	150	260
(circonférence distale)	M	180	310	M	230	410	M	180	310
	MP	200	310	MP	330	560	MP	200	310
	L	230	350	L	360	560	L	230	350
	LP	280	430	LP	400	630	LP	280	430
	XL	330	500	XL	430	690	XL	330	500
Exemple de commande	6Y95=L6-M				6Y95=C6-M				

Information destinée aux professionnels de santé.
Fabricant Otto Bock Healthcare.
Dispositif médical de classe I pris en charge par les organismes d'assurance maladie sous la référence V16X604.
Lire attentivement la notice d'utilisation.

Otto Bock France · 4 rue de la Réunion CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex · Tél. 01.69.18.88.30 ·
Fax 01.69.18.06.17 · information@ottobock.fr · www.ottobock.fr