

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 140 kg

Poids du fauteuil à partir de : 8,7 kg (DS) / 9 kg (DV)

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium de haute qualité
- + Châssis avant droit ou avec adduction
- + Palettes monobloc ou séparées
- + Toile de dossier réglable en tension avec pochette
- + Protège-vêtement en aluminium
- + Roues active à démontage rapide
- + Freins actifs 4.0



# Avantgarde 4 DS/DV

01

## Modèle

◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

| 480F160=0_AA01_C |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC | CODE LPP | MONTANT LPP | PCH     |
|------------------|--|----------------|-----------------|----------|-------------|---------|
| MD 01            | Avantgarde dossier fixe  | 2 796,21€      | 2 950,00€       |          |             |         |
| MD 09            | Avantgarde dossier fixe avec courbure lombaire   | 2 796,21€      | 2 950,00€       | 9161549  | 558,99€     | 558,99€ |
| MD 12            | Avantgarde dossier fixe soudé avec angulation<br>0° -5° -10° -15°<br>Non homologué pour utilisation en véhicule adapté | 3 222,75€      | 3 400,00€       |          |             |         |
| MD 10            | Avantgarde dossier inclinable avec outils par plage de 6°  | 2 928,91€      | 3 090,00€       | 9161555  | 603,65€     | 603,65€ |
| FS               | Châssis en abduction   | Nous consulter |                 |          |             |         |

### Type de châssis avant

|        |   | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------|---|----------------|-----------------|
| MA 000 | DV potences escamotables                      | ○              | ○               |
| MA 01  | DS potences fixes - angulation de potence 70° | ○              | ○               |
| MA 03  | DS potences fixes - angulation de potence 80° | ○              | ○               |



## Choix des fourches\* ( SANS entretoise)

En fonction des hauteurs d'assise avant

| FOURCHES | POSITION DE LA ROUE | 3"    | 4" | 5"    | 5,5" | 6"    |
|----------|---------------------|-------|----|-------|------|-------|
| COURTES  | 1                   | 38/39 |    |       |      |       |
|          | 2                   | 40    | 41 |       |      |       |
| STANDARD | 1                   |       | 42 | 43    |      |       |
|          | 2                   | 41    | 43 | 44    | 45   | 45/46 |
|          | 3                   | 43    | 45 | 45/46 | 46   | 47    |
| LONGUES  | 1                   |       | 46 | 47    | 47   | 48    |
|          | 2                   | 44    | 47 | 48    | 49   | 49    |
|          | 3                   | 46    | 49 | 49    | 50   | 51    |


\* Non modifiable

## Choix des fourches\* ( AVEC entretoise)

En fonction des hauteurs d'assise avant

| FOURCHES | POSITION DE LA ROUE | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6"    |
|----------|---------------------|----|----|----|------|-------|
| COURTES  | 1                   | 42 |    |    |      |       |
|          | 2                   |    | 44 |    |      |       |
| STANDARD | 1                   |    |    |    |      |       |
|          | 2                   | 45 |    |    | 48   |       |
|          | 3                   |    | 48 |    |      | 50    |
| LONGUES  | 1                   |    |    | 50 | 51   |       |
|          | 2                   | 47 | 50 | 51 | 52   | 52/53 |
|          | 3                   |    |    | 52 | 53   | 54    |

\* Non modifiable



## Hauteur assise arrière

Equipement standard

|              |     | PLAGE DE RÉGLAGE |
|--------------|-----|------------------|
| TAILLE ROUES | 22" | 36 - 47 cm       |
|              | 24" | 38 - 49 cm       |
| ARRIÈRE      | 25" | 40 - 51 cm       |


## Hauteur assise arrière

Avec déport de fourches (version Hemi)

| POSITION DE L'AXE | TAILLE ROUES ARRIÈRES |       |       |
|-------------------|-----------------------|-------|-------|
|                   | 22"                   | 24"   | 25"   |
| 1                 | 37 cm                 | 39 cm | 40 cm |
| 2                 | 40 cm                 | 42 cm | 42 cm |
| 3                 | 42 cm                 | 44 cm | 45 cm |
| 4                 | 46 cm                 | 46 cm | 48 cm |
| 5                 | 47 cm                 | 49 cm | 50 cm |

## Position horizontale de la roue arrière

À partir de la position E, la platine de réglage doit être retournée.



Position horiz. de la roue arrière\* A B C D E F G - NC voir en fin de fiche de mesure  
\*Palier non soudé

**Toiles de dossier**

|       |   | CODE LPP | MONTANT LPP | PRIX PUBLIC HT      | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|---|----------|-------------|---------------------|-----------------|
| MD 05 | Réglable en tension, nid d'abeille, respirante et thermoformée Livré avec poche arrière de dossier NC largeur assise 52cm | 9362377  | 34,90€      | 0                   | 0               |
| MD 03 | Réglable en tension, microaérée en nylon Livré avec poche arrière de dossier  |          |             | 49,29€              | 52,00€          |
| MD 18 | Ultra légère - NC MD10  |          |             | 38,86€              | 41,00€          |
| MD 06 | Sans toile de dossier   |          |             | 0                   | 0               |
| MD 80 | Toile de dossier élargie + 2cm  |          |             | 18,96€              | 20,00€          |
| MD 81 | Toile de dossier élargie + 4cm  |          |             | 18,96€              | 20,00€          |
| MD 44 | Dossier Baxx  |          |             | Joindre la FDM Baxx |                 |



**Poignées**

|       |   | POIDS | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|---|-------|----------------|-----------------|
| MD 50 | Standards, courtes - NC MD09 (dossier à courbure lombaire) si hauteur dossier < 40cm              |       | 0              | 0               |
| MD 51 | Standards, longues NC MD09 (dossier à courbure lombaire) si hauteur dossier < 40cm                | +128g | 0              | 0               |
| MD 52 | Telescopiques, longues - NC MD10  | +178g | 184,83€        | 195,00€         |
| MD 55 | Poignées longues amovibles, rapportées au dossier, réglables en hauteur et escamotables - NC MD18 | +530g | 219,91€        | 232,00€         |
| MD 56 | Poignées rabattables - Poids utilis. max 125kg - NC MD10 et MD09                                  | +108g | 153,55€        | 162,00€         |
| MD 45 | Poignées longues amovibles, pour dossier Baxx   |       | 185,78€        | 196,00€         |
| MD 59 | Sans poignées - NC MG80, MD10, MH06   | -258g | 0              | 0               |



**Accessoires de dossier**

|       |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|--|----------------|-----------------|
| MD 58 | Barre stabilisatrice de dossier - Uniquement avec poignées MD55 - NC largeur assise < 42cm | 199,05€        | 210,00€         |

04

**Protège-vêtements / Accoudoirs**

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

|       |  | POIDS | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|--|-------|----------------|-----------------|
| ME 01 | Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène                              |       | 0              | 0               |
| ME 02 | Garde-boue aluminium standard avec protection néoprène                                     | +186g | 64,45€         | 68,00€          |
| ME 04 | Garde-boue en carbone  | -126g | 369,67€        | 390,00€         |
| ME 05 | Accoudoirs aluminium relevables à manchettes courtes, longueur 219mm, réglables en hauteur | +352g | 246,45€        | 260,00€         |
| ME 06 | Accoudoirs aluminium relevables à manchettes longues, longueur 319mm, réglables en hauteur | +536g | 246,45€        | 260,00€         |



**Accessoires pour protégé-vêtements / Acc.**

| CODE LPP | MONTANT LPP  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |         |         |
|----------|--|----------------|-----------------|---------|---------|
| ME 50    | Accoudoirs longs - NC MA114, MG86, ME05, ME06  | 246,45€        | 260,00€         |         |         |
| ME 50    | Accoudoirs tubes extra haut, longueur 350mm - NC MA114, MG86, ME05, ME06<br>Réglables de 300 à 340mm | 246,45€        | 260,00€         |         |         |
| ME 60    | Tablette thérapeutique - Uniquement avec ME05 et ME06  | 9362319        | 76,84 €         | 246,45€ | 260,00€ |
| ME 66    | Demi tablette thérapeutique<br>Droite      Gauche  |                |                 | 236,97€ | 250,00€ |
| ME 61    | Rotateur élévateur réversible, côté droit<br>NC ME60. Uniquement avec ME05 et ME06                   | 9362302        | 119,39 €        | 113,17€ | 119,39€ |
| ME 71    | Manchette hémi droite - Seulement avec ME61  |                |                 |         |         |
| ME 62    | Rotateur élévateur réversible, côté gauche<br>NC ME60. Uniquement avec ME05 et ME06                  |                |                 |         |         |
| ME 70    | Manchette hémi gauche - Seulement avec ME62  |                |                 |         |         |

**05 Potences et Palettes**

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

**Longueur des tubes de potence (sans le coussin d'assise)**

|                                     | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| MB 40 Court (réglage de 30 à 43 cm) | O              | O               |
| MB 41 Moyen (réglage de 35 à 48 cm) | O              | O               |
| MB 42 Long (réglage de 40 à 53 cm)  | O              | O               |

**Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)**

Longueur de tibia (UL) en cm ..... (réglage possible de 16 à 55cm)  
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. .... cm

**Version DV - Potences escamotables**

|   | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|---|----------------|-----------------|
| MA 000 DV potences escamotables  | O              | O               |
| MA 14 Potences droites, 0 cm adduction  | O              | O               |
| MA 15 Potences droites, 2 cm adduction  | O              | O               |



**Repose-moignon**

|              | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------------|----------------|-----------------|
| MB 21 Droit  | 123,22€        | 130,00€         |
| MB 22 Gauche | 123,22€        | 130,00€         |

**Palettes**

|                      |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|----------------------|--|----------------|-----------------|
| MB 000<br>MB 100/160 | Palette monobloc, profondeur 14cm en aluminium<br>UL 30 à 51cm | 0              | 0               |
| MB 000<br>MB 150     | Palette monobloc pour petite longueur de tibia                 | 139,34€        | 147,00€         |
| MB 010<br>MB 100/160 | Double palette séparée, profondeur 16cm en aluminium           | 0              | 0               |
| MB 010<br>MB 100/170 | Double palette séparée, profondeur 16cm en composite           | 0              | 0               |



**Relève-jambes**

|                 | CODE LPP    | MONTANT LPP | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| MB 25<br>MB 170 | 2 x 9362331 | 2 x 105,76€ | 200,49€        | 211,52€         |
| MB 26<br>MB 170 | 9362331     | 105,76€     | 100,25€        | 105,76€         |
| MB 27<br>MB 170 | 9362331     | 105,76€     | 100,25€        | 105,76€         |



**Version DS - Potences fixes**

|       |                                  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| MA 01 | Angulation de potences 70°       | 0              | 0               |
| MA 03 | Angulation de potences 80°       | 0              | 0               |
| MA 14 | Potences droites, 0 cm adduction | 0              | 0               |
| MA 15 | Potences droites, 2 cm adduction | 0              | 0               |



**Palettes**

|                          |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|
| MB 000/100<br>MB 160/200 | Palette monobloc, profondeur 14cm en aluminium, relevable<br>UL 30 à 51cm          | 0              | 0               |
| MB 000/100<br>MB 160/201 | Palette monobloc, profondeur 14cm en aluminium, pivotante à gauche<br>UL 30 à 51cm | 50,24€         | 53,00€          |
| MB 000/100<br>MB 160/202 | Palette monobloc, profondeur 14cm en aluminium, pivotante à droite<br>UL 30 à 51cm | 50,24€         | 53,00€          |
| MB 000/120               | Palette monobloc tube - NC UL < 30 cm  | 124,17€        | 131,00€         |
| MB 000/150               | Palette monobloc pour petite longueur de tibia                                     | 139,34€        | 147,00€         |
| MB 70                    | Verrouillage pour palette monobloc   | 72,04€         | 76,00€          |
| MB 010<br>MB 100/160     | Double palette séparée, profondeur 16cm en aluminium                               | 0              | 0               |
| MB 010<br>MB 100/170     | Double palette séparée, profondeur 16cm en composite                               | 0              | 0               |
| MB 74                    | Recouvrement pour palette monobloc tube - Uniquement avec MB120                    | 36,97€         | 39,00€          |



|                                     |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|
| MG 01                               | 22"  | O              | O               |
| MG 02                               | 24"  | O              | O               |
| MG 00                               | 25"  | O              | O               |
| Carrossage fixe                     | 0° 2° 3° 4°  |                |                 |
| Position horiz. de la roue arrière* | A B C D E F G - NC voir en fin de fiche de mesure<br>*Palier non soudé |                |                 |

|   |   | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|---|---|----------------|-----------------|
| <b>Prolongation d'empattement avec adaptation frein incluse</b> |   |                |                 |
| MG 86   | Extra longue - NC MA114, MA55, MA56 et MA50   | 263,51€        | 278,00€         |
| MG 46   | Sans prolongation d'empattement<br>NC combinaison MA000, ST36cm, roues AV 5,5", roues AR 24"/ 25" | O              | O               |

|  |   | POIDS  | 22" | 24" | 25" | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--|---|--------|-----|-----|-----|----------------|-----------------|
| MG 06  | Creuses anti-déjantage  |        | •   | •   | •   | O              | O               |
| MG 10  | Spinergy SPOX   | -360g  |     | •   |     | 596,21€        | 629,00€         |
| MG 11  | Spinergy LX   | -400g  |     | •   |     | 749,76€        | 791,00€         |
| MG 12  | Spinergy LX Blade, rayons noirs                                   | -660g  |     | •   |     | 834,12€        | 880,00€         |
| MG 12  | Spinergy LX Blade, rayons blancs                                  | -660g  |     | •   |     | 834,12€        | 880,00€         |
| MG 15  | Infinity ultra-légères NC MG34 et MG30                            | -720g  | •   | •   | •   | O              | O               |
| MG 150   | Infinity ultra-légères couleur Poids utilis. max 140kg NC MG34    | -720g  |     | •   |     | 268,25€        | 283,00€         |
| <b>Kit couleur jantes + fourches pour Infinity Ultra-légères couleur à choisir ci-dessous:</b> |   |        |     |     |     |                |                 |
|  | Orange métallique   |        |     | •   |     | O              | O               |
|  | Bleu électrique   |        |     | •   |     | O              | O               |
|  | Rouge cardinal  |        |     | •   |     | O              | O               |
|  | Vert pomme métallique   |        |     | •   |     | O              | O               |
| MG 80  | Roues arrière à démontage rapide avec frein tambour NC Carrossage | +1540g | •   | •   |     | 481,52€        | 508,00€         |
| MG 83  | Double main courante Droit Gauche<br>LPP 9362360 - 271,23€        | +3022g |     | •   |     | 732,70€        | 773,00€         |



### Type de propulsion

|              |   | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------------|---|----------------|-----------------|
|              | Standard  | 0              | 0               |
| <b>MB 50</b> | Podale pour personne hémiparétique (déport de fourches) | 0              | 0               |

### Palier de roues arrière

|               |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|---------------|--|----------------|-----------------|
| <b>MA 113</b> | Palier de roues arrière multiposition  | 0              | 0               |
| <b>MA 114</b> | Palier de roues arrière soudé - MD12 obligatoire - NC accoudoirs et accoudoirs tubes  | 251,18€        | 265,00€         |



### Flasques

|               |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|---------------|--|----------------|-----------------|
| <b>MG 90</b>  | Flasques, transparent<br>Uniquement avec MG15 et MG150 ou en combinaison MG80 et ME05/06   | 121,33€        | 128,00€         |
| <b>MG 100</b> | Flasques, Graphic<br>Uniquement avec MG15 et MG150 ou en combinaison MG80 et ME05/06  | 203,79€        | 215,00€         |
| <b>MG 101</b> | Flasques, Miracle - NC combinaison roues AR 22", MG80, ME01, ME02, ME04  |                |                 |
| <b>MG 102</b> | Flasques, Network - NC combinaison roues AR 22", MG80, ME01, ME02, ME04  |                |                 |
| <b>MG 103</b> | Flasques, Robots - NC combinaison roues AR 22", MG80, ME01, ME02, ME04   |                |                 |
| <b>MG 104</b> | Flasques, Spectrum - NC combinaison roues AR 22", MG80, ME01, ME02, ME04            |                |                 |



### Pneus

|               |   | POIDS | 22" | 24" | 25" | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|---------------|---|-------|-----|-----|-----|----------------|-----------------|
| <b>MG 30</b>  | Pneus 1 3/8" - NC MG15                    |       |     | •   |     | 0              | 0               |
| <b>MG 31</b>  | Pneus Schwalbe RightRun 1"                | -542g | •   | •   | •   | 0              | 0               |
| <b>MG 34</b>  | Bandages 1"<br>NC MG15, MG150, MG22       | -198g |     | •   |     | 0              | 0               |
| <b>MG 37</b>  | Pneus Marathon Plus 1"<br>anti-crevaisson | -168g | •   | •   | •   | 92,89€         | 98,00€          |
| <b>MG 200</b> | Schwalbe ONE 1"                           | -768g |     | •   |     | 132,70€        | 140,00€         |


### Mains courantes - NC MG83

|              |  | POIDS | 22" | 24" | 25" | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|--------------|--|-------|-----|-----|-----|----------------|-----------------|
| <b>MG 50</b> | Aluminium noir  |       | •   | •   | •   | 0              | 0               |
| <b>MG 52</b> | Aluminium anodisé, grand diamètre  | -40g  | •   | •   | •   | 0              | 0               |
| <b>MG 53</b> | Aluminium anodisé, petit diamètre  | -120g | •   | •   |     | 0              | 0               |
| <b>MG 54</b> | Aluminium plastifié  | +500g | •   | •   | •   | 129,86€        | 137,00€         |



### Mains courantes - NC MG83

|       |   | POIDS | 22" | 24" | 25" | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|---|-------|-----|-----|-----|----------------|-----------------|
| MG 56 | Inox poli, grand diamètre   | +620g | •   | •   | •   | 67,30€         | 71,00€          |
| MG 57 | Inox poli, petit diamètre   | +580g | •   | •   |     | 67,30€         | 71,00€          |
| MG 65 | Gekko, noir anodisé  | +580g |     | •   | •   | 287,20€        | 303,00€         |
| MG 63 | Curve L (aluminium anodisé)   | +200g |     | •   | •   | 333,65€        | 352,00€         |
| MG 64 | Curve L Grip  | +840g |     | •   | •   | 363,03€        | 383,00€         |



### Montage des mains courantes

|       |               |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|---------------|--|----------------|-----------------|
| MG 70 | Etroit - 15mm |  | 0              | 0               |
| MG 71 | Large - 25mm  |  | 0              | 0               |

### Système d'axes à démontage rapide

|       |  | POIDS | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|--|-------|----------------|-----------------|
| MG 27 | Axes à démontage rapide  |       | 0              | 0               |
| MG 28 | Axes à démontage rapide pour tétraplégique<br>NC MG15, MG150, MG22, MG83, MG80, MG12  | +158g | 139,34€        | 147,00€         |



### Accessoires de roues arrière

|       |                         |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| MG 87 | Pompe 14 bars           |  | 104,27€        | 110,00€         |
| MG 88 | Pompe Airman électrique |  | 200,00€        | 211,00€         |

### Amortisseurs arrière Shock absorber - NC MA114 et MG83

|       |   |  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|---|--|----------------|-----------------|
| MG 97 | Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg)    |  |                |                 |
| MG 98 | Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg) |  | 445,50€        | 470,00€         |
| MG 99 | Amortisseurs durs (de 101 kg à 140 kg)  |  |                |                 |

## 07

## Roues directrices

◊ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

|       |                   | DIMENSIONS  | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| MF 01 | 3" skater         | 70 x 25 mm  | 0              | 0               |
| MF 30 | 4" bandages, noir | 100 x 30 mm | 0              | 0               |

|       |   |  |             |         |         |
|-------|---|--|-------------|---------|---------|
| MF 35 | 4" softroll, jantes aluminium                                   |  | 100 x 30 mm | 174,41€ | 184,00€ |
| MF 31 | 5" bandages, noir   |  | 125 x 32 mm | 0       | 0       |
| MF 36 | 5" softroll, jantes aluminium                                   |  | 126 x 32 mm | 174,41€ | 184,00€ |
| MF 04 | 5.5" bandages, gris   |  | 140 x 45 mm | 0       | 0       |
| MF 05 | 6" pneumatiques, gris - NC combinaison ST 36cm et MA000         |  | 150 x 30 mm | 0       | 0       |
| MF 32 | 6" bandages, noir - NC combinaison ST 36cm et MA000             |  | 150 x 36 mm | 0       | 0       |
| MF 37 | 6" softroll, jantes aluminium - NC combinaison ST 36cm et MA000 |  | 150 x 32 mm | 174,41€ | 184,00€ |



Axe de fourches

MF 90 Fourches à vis

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
| 0              | 0               |

08 Freins

◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

|       |   |  | POIDS | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|---|--|-------|----------------|-----------------|
| MH 01 | Freins actifs 4.0, poignées courtes   |  |       | 0              | 0               |
| MH 30 | Freins actifs 4.0, poignées longues   |  |       | 0              | 0               |
| MH 05 | Freins ciseaux<br>NC ME04, MG80, NC combinaison hauteur AR>44cm et roues 22"              |  | -32g  | 159,24€        | 168,00€         |
| MH 06 | Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur<br>NC MA114, MG80, MG34, MG37 |  | +470g | 321,33€        | 339,00€         |
| MH 08 | Freins hémi à commande unilatérale, droit<br>NC MG34, MG37                                |  | +180g | 301,42€        | 318,00€         |
| MH 09 | Freins hémi à commande unilatérale, gauche<br>NC MG34, MG37                               |  | +180g | 301,42€        | 318,00€         |
| MH 10 | Rallonges de leviers de freins fixes  |  |       | 31,28€         | 33,00€          |
| MH 21 | Rallonges de leviers de freins emboîtables - NC MH05, MH08, MH09                          |  |       | 78,67€         | 83,00€          |



09 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

|       |  |  | POIDS | PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC |
|-------|--|--|-------|----------------|-----------------|
| MA 50 | Roulettes de transit la paire - (pour passages étroits)<br>NC MA55, MA56 |  | +800g | 167,77€        | 177,00€         |
| MA 51 | Aide au basculement pour accompagnateur, droit<br>NC MA114               |  | +243g | 67,30€         | 71,00€          |
| MA 52 | Aide au basculement pour accompagnateur, gauche<br>NC MA114              |  | +243g | 67,30€         | 71,00€          |
| MA 55 | Anti-bascule escamotable, droit<br>NC MA50, NC MA114                     |  | +634g | 91,00€         | 96,00€          |



|       |   |   |         |         |
|-------|---|---|---------|---------|
| MA 56 | Anti-basculé escamotable, gauche<br>NC MA50, NC MA114 | +634g   | 91,00€  | 96,00€  |
| MA 57 | Porte canne, droit<br>NC MA51, MA114                  |  +303g | 72,99€  | 77,00€  |
| MA 58 | Porte canne, gauche<br>NC MA52, MA114                 | +303g   | 72,99€  | 77,00€  |
| MA 60 | Protections de châssis    longues    courtes          | +70g  | 61,61€  | 65,00€  |
| MZ 51 | Ceinture avec boucle en métal                         |   | 80,57€  | 85,00€  |
| MZ 59 | Pochette pour téléphone portable                      |   | 37,91€  | 40,00€  |
| MZ 58 | Sac pour les roues motrices                           |   | 101,42€ | 107,00€ |
| MZ 65 | Eclairage   |   | 36,02€  | 38,00€  |
| MZ 89 | Protection pour axes à démontage rapide               |   | 10,43€  | 11,00€  |
| MZ 92 | Wheelblades   |   | 366,82€ | 387,00€ |
| MZ 93 | Sac à dos   |   | 51,18€  | 54,00€  |



10

## Coloris de châssis

◊ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

|     | PRIX PUBLIC HT       | PRIX PUBLIC TTC |          | PRIX PUBLIC HT  | PRIX PUBLIC TTC       |          |          |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---|-----------------------|----------|----------|
| 001 | Gris clair           | O               | 0        | 002   | Anthracite métallique | O        | 0        |
| 003 | Noir profond         | O               | 0        | 004   | Bleu glace            | O        | 0        |
| 005 | Orange métallique    | O               | 0        | 009   | Pourpre métallique    | O        | 0        |
| 010 | Bleu électrique      | O               | 0        | 012   | Bleu métallique       | O        | 0        |
| 014 | Rouge cardinal       | O               | 0        | 021   | Vert pomme métallique | O        | 0        |
| 023 | Blanc neige RAL 9016 | O               | 0        | 027   | Gris titane           | O        | 0        |
| 032 | Pur métal bleu       | 350,71 €        | 370,00 € | 033   | Pur métal vert        | 350,71 € | 370,00 € |
| 034 | Pur métal bronze     | 350,71 €        | 370,00 € | 035   | Pur métal rouge       | 350,71 € | 370,00 € |
| 048 | Noir mat             | O               | 0        | Les couleurs Pur Metal sont incompatibles avec MG150. |                       |          |          |

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



MA 100 Croisillon simple



MA 101 Croisillon double



MC 15 Toile d'assise business avec 2 poches



MC 18 Toile d'assise ultra légère



MC 02 Coussin Cubic Foam



MC 05 Coussin Evolight



MC 20 Coussin Terra



MC 21 Coussin Terra Aquos



MC 22 Coussin Terra Flair



MC 23 Coussin Cloud



MD 05 Toile de dossier réglable en tension, nid d'abeille



MD 18 Toile de dossier ultra légère



MD 44 Dossier Baxx



MD 50 Poignées standards courtes



MD 55 Poignées longues amovibles



MD 56 Poignées rabattables



MD 58 Barre stabilisatrice de dossier



ME 02 Garde-boue aluminium



ME 04 Garde-boue carbone



ME 05/06 Accoudoirs aluminium réglables en hauteur



MA 000 Potences escamotables



MB 000 Palette monobloc



MB 25 Relève-jambes la paire



MB 27 Relève-jambes gauche



MA 01 Angulation de potence 70°



MB 120 Palette monobloc tube



MG 06 Jantes creuses anti-déjantage



MG 10 Spinergy SPOX



MG 11 Spinergy LX



MG 12 Spinergy LX Blade, rayons noirs



MG 12 Spinergy LX Blade, rayons blancs



MG 15 Infinity ultra-légères



MG 150 Infinity ultra-légères couleur




MG 83 Double main courante



MA 114 Palier de roues arrière soudé



MG 100 Flasques Graphic



MG 101 Flasques Miracle



MG 102 Flasques Network



MG 103 Flasques Robots



MG 104 Flasques Spectrum



MG 31 Pneus Schwalbe RightRun 1"



MG 37 Pneus Marathon Plus 1 3/8" anti-crevaisson



MG 200 Pneus Schwalbe ONE 1"



MG 50 Mains courantes aluminium noir



MG 52/53 Mains courantes aluminium anodisé



MG 54 Mains courantes aluminium plastifié



MG 56/57 Mains courantes inox poli



MG 63 Mains courantes Curve L



MG 64 Mains courantes Curve L Grip



MG 65 Mains courantes Gekko



MG 28 Axes à démontage rapide pour tétraplégique




MF 01 Roues 3" skater



MF 30 Roues 4" bandages, noir



MF 35/36/37 Roues softroll



MF 04 Roues 5,5" bandages



MF 05 Roues 6" pneumatiques



MH 01 Freins standards 4.0



MH 05 Freins ciseaux



MH 10 Rallonge de leviers de freins fixes



MA 51/52 Aide au basculement



MA 55/56 Anti-basculé  
escamotable



MA 57/58 Porte-canne



MZ 59 Pochette pour téléphone  
portable



MZ 58 Sac pour les roues  
motrices



MZ 65 Eclairage



MZ 89 Protection pour axes à  
démontage rapide



MZ 92 Wheelblades



MZ 93 Sac à dos

=> Position horizontale de la roue arrière (palier non soudé)  
A partir de la position E, la platine de réglage doit être retournée.

Position A: NC MA111, MA112 et MA114

Position C:

NC combinaison MA000, ST<38cm, roues AV 6"  
NC combinaison MA000, ST=36cm, roues AV 5,5", roues AR 22"  
NC combinaison MA000, ST<38cm, roues AR 22"  
NC combinaison MA000, ST<40cm, roues AR 24"  
NC combinaison MA000, ST<42cm, roues AR 25"

Position E:

NC combinaison MA000, ST<42cm, roues AV 5,5"/ 6", roues AR 24"/ 25"  
NC combinaison MA03, ST<42cm, roues AV 5", roues AR 24"/ 25"  
NC combinaison roues AV 5,5"/6" et roues AR 24"/ 25"  
NC combinaison MA03, ST<42cm, roues AV 5,5"/6", roues AR 22"

Position G:

NC combinaison MA000, ST<40cm, roues AR 22"  
NC combinaison MA000, ST<42cm, roues AR 24"  
NC combinaison MA000, ST<44cm, roues AR 25"  
NC combinaison MA000, ST<44cm, roues AV 5,5", roues AR 24"  
NC combinaison MA000, ST<46cm, roues AV 6", roues AR 24"/ 25"  
NC combinaison MA03, ST<42cm, roues AV 5", roues AR 24"/ 25"

=> Poignées

MD50: NC MG80 / NC hauteur dossier <30cm / NC combinaison hauteur dossier <40cm et MD09 / NC MH06 / NC combinaison hauteur dossier 30cm et MD18

MD56:

NC MG80/ NC MD10/ NC hauteur dossier <30cm/ NC combinaison hauteur dossier <40cm et MD09/ NC MH06/ NC combinaison hauteur dossier 30cm et MD18

=> Protège-vêtements/Accoudoirs

ME01: NC MA111, MA112/ NC MH06/ NC MH08, MH09  
NC combinaison carrossage 3° et 4° et MH05  
NC combinaison hauteur de dossier <30cm et MD55  
NC combinaison ST<40cm, roues AR 24" / 25", position F et G  
NC combinaison MA000, ST 36cm, roues AV 5,5" et 6", Roues AR22"

ME02: NC MA111, MA112/ NC MH06/ NC MH08, MH09  
NC combinaison carrossage 3° et 4° et MH05  
NC combinaison hauteur de dossier <30cm et MD55  
NC combinaison ST36-38cm, hauteur assise arrière >41cm, roues AR22"  
NC combinaison ST<40cm, roues AR 24" et 25", position F et G  
NC combinaison MA000, ST36cm, roues AV 5,5" et 6", Roues AR 22"

ME04: NC MH06/ NC MH08, MH09  
NC combinaison carrossage 3° et 4° et MH05  
NC combinaison hauteur de dossier <30cm et MD55  
NC combinaison ST36-38cm, hauteur assise arrière >41cm, roues AR22"  
NC combinaison ST<40cm, roues AR 24" et 25", position F et G  
NC combinaison MA000, ST36cm, roues AV 5,5" et 6", Roues AR 22"

ME05: NC MA111, MA112/ NC MA114  
NC combinaison MG80, MG30, shock absorber

ME06: NC MA111, MA112/ NC MA114  
NC combinaison MG80, MG30, shock absorber

Position B: NC combinaison MA000, ST<38cm, roues AV 5,5" et roues AR 24" et 25"  
NC combinaison MA000, roues AV 6" et ST<38cm

Position D:

NC combinaison MA000, ST<38cm, roues AR 22"  
NC combinaison MA000, ST<40cm, roues AR 24"  
NC combinaison MA000, ST<42cm, roues AR 25"  
NC combinaison MA03, ST<42cm, roues AV 6"  
NC combinaison MA03, ST<42cm, roues AV 5", roues AR 24" et 25"

Position F:

NC combinaison MA000, ST<40cm, roues AR 22"  
NC combinaison MA000, ST<44cm, roues AR 24"  
NC combinaison MA000, ST<44cm, roues AV 5,5", roues AR 24"  
NC combinaison MA000, ST<46cm, roues AV 6", roues AR 24"/ 25"

NC roues AV 5,5"/6", roues AR 24"/ 25"  
NC combinaison MA03, ST<42cm, roues AV 5,5"/6", roues AR 22"  
NC combinaison MA03, ST<42cm, roues AV 5", roues AR 24"  
NC combinaison ST<40cm, roues AR 24"  
NC combinaison ST<42cm, roues AR 25"

=> Repose-pieds

MB010: NC MA111, MA112  
NC combinaison MA03, roues AV 6", Position C à G

MB25/ MB26/ MB27: NC MA111, MA112, MA01, MA03, MA15, SB<38cm

=> Finition repose-pieds

MB100: NC MA111, MA112  
NC combinaison MA000, MA15, UL<32cm

MB120: NC UL< 30cm, uniquement avec MB000

MB150: NC MA111, MA112  
NC UL< 30cm, uniquement avec MB000

=> Palette

MB170: NC SB<38cm, NC MB120, MB150, NC MB000  
Possible uniquement en combinaison MA000, MA14, UL de 30 à 53cm  
Possible uniquement en combinaison MA000, MA15, UL de 35 à 42cm et UL 46 à 53cm