

# Empower 1A1-2

Apportez de la puissance à votre marche.

Empower est destiné aux personnes actives, souhaitant se déplacer dans des environnements variés et qui accordent beaucoup d'importance à la possibilité de parcourir de longues distances et de marcher à des cadences soutenues.

## Une conception ultraperformante :

- Pied prothétique commandé par microprocesseur avec adaptation en temps réel de la propulsion.
- Reproduction des fonctions musculaires perdues en **fournissant activement de l'énergie** lors du décolllement des orteils.
- **Réduction des forces exercées sur les articulations** grâce à la flexion plantaire active, qui améliore le confort et la stabilité, même dans les pentes.
- **Déroulé du pas souple** et parfaite adaptabilité au terrain grâce à la lame de base du Taleo Low Profile.
- Fonction de repos pour une apparence plus naturelle en position assise et pour soulager le moignon.
- Réduction des douleurs dans le genou et le bas du dos.
- Résistant aux éclaboussures (IP24).



More than a foot.  
A foundation.<sup>1</sup>

## Caractéristiques techniques

Niveau de mobilité	3 - 4
Poids maximum du corps	130 kg
Tailles	25 - 30 cm
Poids sans enveloppe de pied*	1950 g
Enveloppe de pied	Normale pour hauteur de talon +/- 10 mm
Couleur de l'enveloppe	Beige (4), marron clair (15)
Poids avec enveloppe de pied normale*	2145 g
Hauteur du système avec enveloppe normale*	221 mm
Amplitude de mouvement	22° (FP)

\* Taille de référence : 27 cm

<sup>1</sup> Plus qu'un pied. Une fondation.

Information destinée aux professionnels de santé. Fabricant Otto Bock Healthcare.  
Dispositif médical de classe I non pris en charge par les organismes d'assurance maladie.  
Lire attentivement la notice d'utilisation.



# Empower 1A1-2 - Formulaire de commande

A retourner à votre service commercial par e-mail à : commande-ortho@ottobock.fr ou par fax au 01.69.07.18.02

Adresse de facturation		Adresse de livraison (si différente)	
N° de client	<input type="text"/>	N° commande	<input type="text"/>
Société	<input type="text"/>	Société	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	Adresse	<input type="text"/>
Code postal/Ville	<input type="text"/>	Code postal/Ville	<input type="text"/>
Orthoprothésiste <input type="text"/>			

## Sélection de la rigidité du pied

Poids du corps	Taille du pied	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
	60 - 67 kg		3	3	3	-	-
68 - 77 kg		4	4	4	4	-	-
78 - 88 kg		5	5	5	5	5	5
89 - 100 kg		6	6	6	6	6	6
101 - 115 kg		-	7	7	7	7	7
116 - 130 kg		-	-	8*	8*	8*	8*

\* Ne pas associer cette configuration à un C-Leg 4 3C88-3 / 3C98-3.



## Information patient

Sexe  homme  femme

Poids ..... kg Taille ..... cm Taille du pied ..... cm

Côté d'amputation  gauche  droit  bilatéral

Couleur de l'enveloppe  beige  marron clair

## Appareillage

Première mise

Renouvellement

Appareillage précédent : .....

(Référence et numéro de série du pied prothétique actuel)

## Garantie

SP-1A1-2=6 (garantie 6 ans avec révision à 24 et 48 mois incluse)

## Composants optionnels

Tablette  oui  non

## Niveau de mobilité

Niveau de mobilité 3

Niveau de mobilité 4

## Niveau d'amputation

Transtibial

Transfémoral

Désarticulation du genou

## La commande inclut :

- 1A1-2 Empower
- Enveloppe 2C16\*
- Jeu de cales de talon 2F50\*
- SL=SPECTRA-SOCK-7
- Chaussette de protection Spectra noire
- Batterie 757B38 (2x)
- Chargeur double 757L38
- Alimentation électrique 757L39
- Câble d'alimentation BM-214\*

Date ..... Lieu ..... Signature .....