

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Poids du fauteuil à partir de : 11 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis rigide, configurable avec pare-choc
- + Châssis cintré 2 cm de chaque côté
- + Différents réglages: angle d'assise et de dossier, centre de gravité
- + Toile de dossier ajustable
- + Toile d'assise réglable en tension
- + Repose-pieds réglables en hauteur et en angle (mini 6cm, maxi 21cm)
- + Roulettes sport 3", carrossage 18°



# Invader Pointer

01

## Modèle

◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

480S26=00000_K		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
Invader Pointer		3 601,90€	3 800,00€	9161621	558,99€	558,99€
MA 40	Châssis court - pour prof. ass. 36 et 38cm - AFT= 43cm	○	○			
MA 41	Châssis moyen - pour prof. ass. 36 et 42cm - AFT= 48cm	○	○			
MA 42	Châssis long - pour prof. assise 36 et 48cm - AFT= 53cm	○	○			

02

## Assise

◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

Largeur d'assise en cm (SB)		34	36	38	40	42	44	46				
Prof. d'assise en cm (ST)		36	38	40	42	44	46	48				
Hauteur d'assise avant en cm (ASH)	Basse:	45	47	49		Haute:	49	51	53			
Hauteur d'assise arrière en cm (PSH)	Basse:	37	39	41	43	Haute:	43	45	47	49	51	53

### Coussins d'assise

MC 01	Coussin d'assise noir standard 5 cm
MC 08	Sans coussin

CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
9362377	34,90€	99,53€	105,00€
		0	0

## 03 Dossier

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

### Hauteur de dossier en cm

25 30 35 40

## 04 Repose-pieds

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

### Accessoires

MB 73	Rebords latéraux sur palette (largeur palette = largeur assise - 15cm)
-------	------------------------------------------------------------------------

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
66,35€	70,00€

### Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur souhaitée en cm .....

## 05 Roues motrices

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

MG 02	24" - hauteur assise arrière max 51cm
MG 03	26" - hauteur assise arrière max 53cm

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
0	0
0	0

### Flasques

MG 90	Flasques, transparent
-------	-----------------------

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
174,41€	184,00€

### Mains courantes

MG 52	Aluminium anodisé
MG 56	Acier poli
MG 58	Titane poli

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
0	0
69,19€	73,00€
352,61€	372,00€

### Montage des mains courantes

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 70	Etroit	0	0
MG 71	Large	0	0

### Pneus

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 31	Schwalbe RightRun 1"	0	0
MG 38	Tufo (sport en salle)	220,85€	233,00€
MG 39	Schwalbe SpeedAir (asymétrique)	118,48€	125,00€

## 06 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

				PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 60	Protection du châssis	T1 (30cm)	T2 (35cm)	62,56€	66,00€
MZ 58	Sac de rangement pour les roues			113,74€	120,00€

## 07 Coloris de châssis






◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
000	Aluminium	0	0	001	Gris clair	0	0
002	Anthracite métallique	0	0	003	Noir profond	0	0
004	Bleu glace	0	0	005	Orange métallique	0	0
009	Pourpre métallique	0	0	010	Bleu électrique	0	0
012	Bleu métallique	0	0	013	Noir mat	0	0
014	Rouge cardinal	0	0	018	Rouge vif	0	0
021	Vert pomme métallique	0	0	023	Blanc neige RAL 9016	0	0
027	Gris titane	0	0				

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

## ➤ Prise de mesures

- 1 - Hauteur assise arrière (PSH) = du sol jusqu'au dessus du tube de la toile d'assise
- 2 - Hauteur assise avant (ASH) = du sol jusqu'au point le plus haut du châssis avant
- 3 - Hauteur de dossier (BH) = du dessus de la toile d'assise jusqu'au dessus de la toile de dossier
- 4 - Largeur d'assise (SW) = de l'extérieur du tube d'assise à l'extérieur du tube d'assise opposé
- 5 - Profondeur d'assise (SD) = de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier
- 6 - Distance entre l'axe et le châssis avant (ATF) = du milieu de l'axe du tube arrière au milieu de la tête de fourche



Pour toutes les mesures, une tolérance de + ou - 10mm s'applique