

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Poids à partir de : 7,4 kg sans batterie (poids batterie 1,5 kg)

Garantie 2 ans - Batterie 1 an

- + Roue motorisée montée à l'arrière du fauteuil
- + Batterie lithium 36V (4 Ah), moteurs 750W
- + Roue 10"
- + Freins électroniques EBS et régulateur de vitesse
- + Inclus kit de connection (contrôleur et système de liaison arrière)
- + Dimensions: L 15cm x H 34cm x P 31cm
- + Autonomie 20km env (sous conditions)
- + Vitesse 6 km/h (possible à 10km/h)
- + Tenue en pente 6° (10%)
- + Système LED intégrées



# Klaxon Twist

## Version arrière

01

### Modèle

◇ : configuration standard

○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493T164=SV213	Klaxon Twist, vitesse 6km/h - Châssis fixe	4 928,91€	5 200,00€
493T164=SV213	Klaxon Twist, vitesse 6km/h - Châssis pliant	5 213,27€	5 500,00€
493S164=ST201	Sac de transport pour la roue uniquement	165,88€	175,00€
493S164=ST044	Sac de transport pour la roue et les accessoires	222,75€	235,00€

### Batteries

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493U164=ST201	Batterie 36V, 4 Ah - Autonomie 20km environ (sous conditions) - Poids 1,5kg	◇	◇
493U164=ST201	Batterie 36V, 4 Ah supplémentaire - Autonomie 20km environ (sous conditions) - Poids 1,5kg	748,82€	790,00€

### Contrôleur

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493U164=SK202	Contrôleur - Montage à droite - non réversible	◇	◇
493U164=SK203	Contrôleur - Montage à gauche - non réversible	◇	◇

## 02 Système pour fauteuil roulant rigide (barre de carrossage ronde)

NC Zenit R

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493A164=SV203	Système de liaison arrière (diamètre 36mm)	◇	◇
493A164=ST205	Réducteur, diamètre 35mm	◇	◇
493A164=ST206	Réducteur, diamètre 32mm	◇	◇
493A164=ST207	Réducteur, diamètre 30mm (Ventus)	◇	◇
493A164=ST208	Réducteur, diamètre 28mm	◇	◇
493A164=ST209	Réducteur, diamètre 25mm	◇	◇

## 03 Système pour fauteuil roulant pliant

NC Zenit

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493A164=SV203	Système de liaison arrière	◇	◇
493A164=SV215	Traverse - distance intérieur entre les paliers 33 - 36 cm	◇	◇
493A164=SV216	Traverse - distance intérieur entre les paliers 36,1 - 39 cm	◇	◇
493A164=SV217	Traverse - distance intérieur entre les paliers 39,1 - 42 cm	◇	◇
493A164=SV218	Traverse - distance intérieur entre les paliers 42,1 - 45 cm	◇	◇
493A164=SV219	Traverse - distance intérieur entre les paliers 45,1 - 48 cm	◇	◇
493A164=SV220	Traverse - distance intérieur entre les paliers 48,1 - 51 cm	◇	◇

### Montage

Pré-montage et pré-réglage de la roue par Ottobock (hors options) + frais de réexpédition

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC TVA 20%
356,66€	428,00€

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.  
 Sous réserve de compatibilité des pièces vu que nous n'avons pas toujours les dimensions du fauteuil concerné.

Màj 23/04/24



Roue Twist



Batterie 36V, 4 Ah



Chargeur de batterie



Poignée de la batterie



Contrôleur



Contrôleur pour tierce personne



Système LED intégrées



Déconnexion de la roue



Système de liaison arrière