



ottobock.

Wingus

La mobilité sans superflu

Wingus

“ La mobilité sans superflu ”

Le Wingus est destiné aux personnes à mobilité réduite à la recherche d'un fauteuil maniable, simple d'utilisation et offrant une bonne autonomie (25 km).

Le concept du châssis suspendu le rend particulièrement confortable et innovant.

Compact (58,5 cm) et léger (57 kg), bénéficiant du dossier rabattable sur l'assise, le Wingus se range facilement dans le coffre d'une voiture.

Il dispose de garde-boue à l'arrière de série et peut aussi être doté d'un certain nombre d'options en fonction des besoins des utilisateurs : kit éclairage, panier de rangement sous l'assise, porte-bouteille, pochette pour téléphone portable...





Fonctionnalités pratiques

Palette repose-pied réglable en angle



Accoudoirs relevables



Dossier rabattable sur l'assise



Electronique nVR2 (P&G)



Confort d'assise grâce au châssis suspendu









Personnalisation du design

Parce qu'Ottobock attache un soin tout particulier au design de ses produits, un large choix d'accessoires permet de personnaliser le Wingus.



Adaptateur pour montage appui-tête



Pantographe escamotable latéralement



Panier de rangement sous l'assise



Éclairage avant unilatéral

Couleur de châssis



Noir mat



Kit éclairage



Garde-boue roues motrices de série





Personnalisation du design



Pochette pour téléphone portable



Coussin d'assise
Standard / Livo / Evoflair



Sangle de positionnement
pour les pieds



Porte-canne



Porte-bouteille

Caractéristiques techniques

Modèle	Wingus
Version	AA1 / Dossier inclinable
Electronique	nVR2 (P&G)
Vitesse	7,2 km/h – Moteurs 4 pôles
Hauteur d'obstacles franchissables	5 cm
Largeur d'assise	40 – 46 cm
Profondeur d'assise	38 - 48 cm
Inclinaison d'assise	4°
Hauteur d'assise	50 cm
Largeur totale	58,5 cm
Longueur totale	105 cm
Hauteur totale	106 cm
Inclinaison du dossier	0°/10°/20°
Longueur du segment jambier	38 - 48 cm
Poids max utilisateur	120 kg
Poids du fauteuil	À partir de 57 kg

Ottobock France

4 rue de la Réunion CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex France
T +33 (0) 1 69 18 88 30 • F +33 (0) 1 69 07 18 02
information@ottobock.fr • www.ottobock.fr

Fabricant Ottobock Healthcare. Lire attentivement la notice d'utilisation.
Information destinée au grand public.

Quality for life