

# DynamicArm

Désormais disponible en noir.

Depuis plusieurs années déjà, le DynamicArm fait figure de référence en matière d'appareillage avec des coudes myoélectriques. Une nouvelle couleur, le noir Black Edition, est désormais disponible pour ce grand classique. Le design moderne met en valeur la qualité high-tech de ce produit comptant parmi les appareillages transhuméraux haut de gamme. C'est la raison pour laquelle des gants en PVC noirs adaptés sont également prévus. Le nouveau « look high-tech » du DynamicArm est la réponse d'Ottobock à la tendance actuelle à montrer la haute technologie des appareillages prothétiques.

## Références

12K100N=45-7 ou 12K100N=50-7

12K110N=45-7 ou 12K110N=45-7

Commande également possible d'une enveloppe en carbone

13Z157=45 ou 13Z157=50

## Avantages pour l'utilisateur

- Vitesse de flexion et capacité de charges importantes
- Commande naturelle et sensible avec un positionnement précis et rapide
- Aspect attractif
- Peu de bruits, pas de bruit de fond lors de l'oscillation
- Oscillation d'aspect naturel



## Caractéristiques techniques

Poids (en fonction de la longueur de l'avant-bras) :	env. 1000g
Force de levage max. :	50N
Angle de flexion :	env. 15° à 145°
Alimentation électrique :	Accumulateur li-ion
Température de charge :	>0°
Température de service :	5° à 40°
Température de stockage et de transport dans l'emballage d'origine :	-25° à 70°

Information destinée aux professionnels de santé. Fabricant Otto Bock Healthcare.  
Dispositif médical de classe I non pris en charge par les organismes d'assurance maladie.  
Lire attentivement la notice d'utilisation.

Otto Bock France · 4 rue de la Réunion CS 90011 · 91978 Courtaboeuf Cedex  
Tél. 01.69.18.88.30 · Fax 01.69.18.06.17 · information@ottobock.fr · www.ottobock.fr