

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 130 kg

Poids du fauteuil à partir de : 14 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium
- + 1 anti-bascule intégrée
- + Toile de dossier régl. en tension 5 bandes (DF) ou toile de dossier standard (DI)
- + Accoudoirs ajustables en hauteur avec manchette 300mm
- + Repose-pieds séparés avec palettes en composite, réglables en angle
- + Croisillon 3 branches dès larg. ass. 45,5cm
- + Poignées de poussée anti-bactérienne
- + Profondeur réglable sans outils



Start M2

01 Modèle

480F74=4_RW01_C		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
MD 09	Start M2 dossier fixe avec courbure lombaire	529,85€	558,99€	9161549	558,99€
MD 10	Start M2 dossier inclinable 30° et rabattable sur l'assise avec barre stabilisatrice de dossier	572,18€	603,65€	9161555	603,65€

02 Assise

Largeur d'assise en cm	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53 (MA105 - 15€ PP TTC / 14,22€ PP HT)
	Croisillon 3 branches à partir 53cm						
Prof. d'assise en cm	43 ajustement 40,5cm et 45,5cm sans outils			48 ajustement 48cm et 50,5cm sans outils			
Longueur des jambes en cm	35 ajustement 35cm et 38cm sans outils			42 ajustement 39cm et 49cm sans outils			
Combinaison roues AV / AR	Hauteur assise avant						
	45	46	47	48	49	50	51
	6" PU / 24"						
	7" caoutchouc / 24"						
8" PU larges / 24"							

Coussins d'assise

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)	9362377	34,90€	33,08€	34,90€

03 Dossier

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 04	Toile de dossier standard (inclus avec dossier inclinable)			O	O
MD 19	Toile de dossier réglable en tension, 5 bandes (inclus avec dossier fixe)	9362377	34,90€	O	O
MD 58	Barre stabilisatrice de dossier (inclus avec dossier inclinable)			70,14€	74,00€

04 Accoudoirs

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ME 01	Accoudoirs arrondis et relevables avec manchette de 300mm, montage long (manchette en avant)		O	O
ME 05	Accoudoirs arrondis et relevables avec manchette de 300mm, réglables en hauteur, sans outils		79,62€	84,00€
ME06	Accoudoirs arrondis et relevables avec manchette de 365mm, montage long (manchette en avant) - ME01 inclus		38,86€	41,00€

05 Repose-pieds / Repose-jambes

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 10	Repose-pieds séparés avec palette composite réglable en angle			◇	◇
MB 27 MB 26	Repose-jambes la paire (sans compensation de longueur) Poids utilis. max 125kg	2x 9362331	2x 105,76€	246,45€	260,00€
MB 22	Repose-moignon gauche avec potence standard à droite			220,85€	233,00€
MB 21	Repose-moignon droit avec potence standard à gauche			220,85€	233,00€
MB 78	Talonnères (la paire) - non montées			24,64€	26,00€

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm: 35 (réglage possible de 35 à 38cm) 42 (réglage possible de 39 à 49cm)
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

06 Roues motrices

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 35	Pneus 1 3/8" bandage	◇	◇
MG 30	Pneus Pneumatic 1 3/8"	70,14€	74,00€
MG 86	Prolongation d'empattement	70,14€	74,00€
MG 90	Flasques Transparent	200,95€	212,00€

07 Freins

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MH 10	Rallonges de leviers de freins emboîtables	39,81€	42,00€

08 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 103	Anti-bascule escamotable, individuelle, incluse 1 incluse avec dossier fixe, 2 incluses avec dossier inclinable			◇	◇
MA 103	Anti-bascule escamotable, individuelle, supplémentaire			14,22€	15,00€
MA 57	Porte-canne droit			35,07€	37,00€
MA 58	Porte-canne gauche			35,07€	37,00€
MZ 97	Appui-tête complet avec kit de montage horizontal et vertical Non monté	9362294	63,41€	261,61€	276,00€
MZ 96	Ceinture de sécurité avec boucle plastique - non montée			30,33€	32,00€

09 Coloris de châssis

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
002	Anthracite métallique	○	○

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.