

# Manchon sur-mesure TF. Uneo Unique 6Y430 & Skeo Unique 6Y730.

À retourner à votre service commercial par e-mail à : [commande-ortho@ottobock.fr](mailto:commande-ortho@ottobock.fr)

**Client**

Numéro de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
Orthoprothésiste	

**Adresse de livraison** (si différente de l'adresse du client)

Numéro de client	
Société	
Rue	
Code postal	Ville
ID Patient	

**Important**

Ce formulaire doit être complété dans son intégralité, les informations manquantes peuvent retarder votre commande.  
À retourner à votre service commercial par e-mail à : [commande-ortho@ottobock.fr](mailto:commande-ortho@ottobock.fr). La fabrication du manchon ainsi que sa livraison ne pourront débuter qu'après nous avoir transmis ce bon dûment complété.

**Informations sur l'amputation**

- Gauche     Droite  
 TF     DDG     Autre .....

**Produit sélectionné**

- Uneo Unique (Polyuréthane)  
 Skeo Unique (Silicone)

**Information sur le manchon**

- Nouveau manchon  
 Renouvellement (Numéro de série : .....

Le moule est conservé sur fichier pendant 2 ans à compter de la date de commande précédente.

**Système de suspension**

- Oui\* :  Plongeur     KISS  
 Non

\* Pour les manchons avec système de suspension, veuillez sélectionner un revêtement textile extérieur.

**Revêtement extérieur textile**

- Sans revêtement  
 Revêtement partiel  
 Hauteur du recouvrement : ..... mm  
 Revêtement complet  
 Couleur du textile :  
 Gris foncé     Gris     Chair

Pour les manchons avec revêtement textile, l'épaisseur de la paroi augmente de 1 mm.

**Épaisseur de la paroi**

- Dégressive\*  
 Uniforme     4 mm     5 mm     6 mm

\* Longueur résiduelle minimale des membres de 20 cm vers le haut.  
 \* Uneo Unique : 6 mm extrémité distale-interligne articulaire et 3 mm en proximal.  
 \* Skeo Unique : 4,5 mm extrémité distale-interligne articulaire et 2,5 mm en proximal.  
 Tolérance de fabrication de +/-1 mm.

**Coussinet distal**

- Standard 13 mm  
 7 mm     9 mm     11 mm     15 mm  
 17 mm     19 mm     21 mm


Pour les manchons avec accrochage distal, l'épaisseur distale de la paroi augmente de 10 mm.

**Additif**

- Avec additif bactériostatique Skinguard

**Mesures**

Ajoutez des mesures si nécessaire. Merci d'indiquer l'interligne articulaire ou toute zone problématique sur le plâtre ou la fiche.



**Important**

Quelle que soit la longueur du membre, la circonférence à 50 mm de l'extrémité distale dans la direction proximale est nécessaire.

Ottobock conserve tous les droits, titres et propriétés du manchon Unique.