

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 120 kg (VR2) / 140 kg (R'Net)

Poids du fauteuil à partir de : 107 kg

Moteurs et châssis garantis 4 ans / Batteries 1 an



- + Version traction, propulsion ou 6 roues
- + Electronique VR2
- + Vitesse 10km/h, moteurs 300W
- + Kit éclairage
- + Assise standard avec coussin et repose-pieds
- + Inclinaison d'assise et de dossier mécanique
- + Dossier contour Plat ou Incurvé
- + Largeur hors tout: 60cm
- + Garde-boue
- + Option payante batteries grande capacité (obligatoire avec lift)



Juvo B5 AA1

01

Modèle

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

490E75=0_AJXX_C		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
AJ01_C	Juvo B5 AA1 roues arrière motrices (propulsion)	6 611,37€	6 975,00€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
EA 005	Roues arrière motrices (propulsion)	◇	◇			
EA 007	Châssis B5	◇	◇			
AJ02_C	Juvo B5 AA1 roues avant motrices (traction)	6 611,37€	6 975,00€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
EA 004	Roues avant motrices (traction)	◇	◇			
EA 007	Châssis B5	◇	◇			
AJ09_C	Juvo B5 AA1 roues centrales motrices	6 611,37€	6 975,00€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
EA 006	Roues centrales motrices	◇	◇			
EA 007	Châssis B5	◇	◇			
ET 012	Vitesse 6 km/h	○	○			
ET 013	Vitesse 7,2 km/h	○	○			
ET 014	Vitesse 10 km/h NC Roues avant motrices et VR2 - Poids utilis. max 100kg	○	○			
ES 002	Accroche-taxi (kit de transport en véhicule avec utilisateur) - NC dossier Recaro et dossier actif Baxx De série avec EA006 (roues centrales)	◇	◇			



Motorisation

ET 016 Performance 300W - 4 pôles

EW 002 Extension de garantie à 4 ans sur les moteurs

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
o	o
◇	◇

Poids de l'utilisateur

70kg 75kg 90kg 100kg 113kg 125kg 140kg Information pour le réglage des amortisseurs

02 Assise et dossier

◇ : configuration standard
o : options sans supplément de prix

Assise standard

EC 001 Assise standard junior

EC 002 Petite assise standard

EC 003 Grande assise standard

EC 004 Assise standard XL

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
206,64€	218,00€
o	o
o	o
206,64€	218,00€



Profondeur	Largeur Assise Junior				Largeur Petite Assise			Largeur Grande Assise			Largeur Assise XL			
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
34 cm														
36 cm														
38 cm														
40 cm														
42 cm														
44 cm														
46 cm														
48 cm														
50 cm														

Choix non possible

Assise VAS - Assise réglable Vario

EC 005 Assise VAS - Dossier réglable en tension, plaque d'assise réglable et coussin standard
EA 008 Uniquement avec châssis taille 2 (EA008) et batteries grande capacité (EU032)

ED 048 Poignée de poussée

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
578,20€	610,00€
66,35€	70,00€



Profondeur	Largeur Assise VAS								
	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
38 cm									
40 cm									
42 cm									
44 cm									
46 cm									
48 cm									
50 cm									
52 cm									
54 cm									
56 cm									
58 cm									

Hauteur assise en cm (sans le coussin d'assise)

Se reporter au tableau en fin de fiche de mesure et entourer la hauteur souhaitée


Coussins d'assise

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EC 011	Sans coussin	0	0
EC 012	Coussin assise noir standard (épaisseur 5 cm)	0	0
EC 013	Avec housse pour incontinence (épaisseur 5 cm)	90,05€	95,00€
EC 034	Livo (épaisseur 5 cm) - Poids utilis. max 125kg	108,06€	114,00€
EC 035	EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Poids utilis. max 200kg	309,95€	327,00€
EC 014	Terra (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	284,36€	300,00€
EC 015	Terra Aquos (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	326,07€	344,00€
EC 016	Terra Flair (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	584,83€	617,00€
EC 018	Cloud (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 250kg	782,94€	826,00€

Coussins d'Assise contour



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EC 020	Assise contour plat (épaisseur 7 cm) 	236,97€	250,00€
EC 021	Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm)	236,97€	250,00€
	Fnition coussin assise contour au choix:		
EC 022	Revêtement tissu 	0	0
EC 023	Simili cuir 	0	0
EC 024	Revêtement incontinence	47,39€	50,00€

Coussins de Dossier contour

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ED 032	Sans toile de dossier (à cocher si Dossier de positionnement Baxx choisi)	0	0
ED 033	Toile de dossier réglable en tension	0	0
ED 034	Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier AVEC PLAQUE , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm	0	0
ED 035	Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier AVEC PLAQUE , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm 	0	0
ED 050	Dossier avec contour plat Réglable PAR SANGLES réglable en tension - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm	56,87€	60,00€
ED 051	Dossier avec contour incurvé Réglable PAR SANGLES réglable en tension - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm	56,87€	60,00€
	Fnition coussin dossier contour au choix:		
ED 037	Revêtement tissu	0	0
ED 038	Simili cuir	0	0
ED 039	Coussins latéraux - Uniquement avec ED035, ED050 et ED051	80,57€	85,00€
ED 040	Support lombaire	60,66€	64,00€




Assise Recaro

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EC 006	Recaro N-Joy (dossier manuel uniquement)		1 886,26€	1 990,00€
EC 007	Recaro N-Joy Plus (dossier manuel, rembourrage d'ass. amovible pour installation d'un coussin anti-escarre) Réglage souhaité:cm - profondeur réglable de 38 à 56cm		3 696,68€	3 900,00€
Modules d'assise Recaro: choisissez votre combinaison assise / dossier				
ED 030	Dossier LX (dossier inclinable électriquement)		1 421,80€	1 500,00€
ED 031	Dossier LT (dossier électrique - pelotes latérales réglables)		1 421,80€	1 500,00€
EC 008	Assise F (bords plats = transferts facilités)		1 345,02€	1 419,00€
EC 009	Assise X (bords hauts, profondeur réglable manuellement)		1 345,02€	1 419,00€
EC 010	Assise W (bords plats, profondeur réglable manuellement)		1 345,02€	1 419,00€
Hauteur sol-plaque (Recaro uniquement)			52cm - NC bascule assise mécanique et électrique	57cm



Dossier de positionnement Baxx



			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ED 036	Dossier de positionnement Baxx Version dossier haut AFT (maintien latéral et postérieur du dos) - Fixation 4 points Poids utilis. max 113kg - Réduction prof. 2cm - Uniquement avec assise VAS - NC largeur ass. 54cm		817,06€	862,00€
ED 041	Hauteur dossier haute - 46cm		0	0
ED 042	Hauteur dossier extra haute - 51cm		0	0
ED 043	Galbe actif - 6cm		0	0
ED 044	Galbe profond - 10cm		0	0
ED 045	Galbe extra profond - 15cm		0	0



Teintes dossier Baxx



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ED 002	Anthracite métallique	0	0	ED 003	Noir profond	0	0
ED 004	Bleu glace	0	0	ED 005	Orange métallique	0	0
ED 009	Pourpre métallique	0	0	ED 012	Bleu métallique	0	0
ED 013	Noir mat	0	0	ED 014	Rouge cardinal	0	0
ED 016	Gris clair métallique	0	0	ED 017	Jaune vif	0	0
ED 018	Rouge vif	0	0	ED 021	Vert pomme métallique	0	0
ED 022	Blanc crème	0	0	ED 023	Blanc neige	0	0
ED 027	Gris titane	0	0	ED 029	Rose RAL 4010	0	0

Appui-tête et support

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
GAMME CARE LINE				
EL 006	Appui-tête, petit		94,79€	100,00€
EL 007	Appui-tête, large		94,79€	100,00€
EL 013	Appui-nuque, petit		76,78€	81,00€
EL 014	Appui-nuque, large		76,78€	81,00€
EL 015	Appui-tête en X, petit		88,15€	93,00€
EL 016	Appui-tête en X, large		88,15€	93,00€
EL 001	Support appui-tête Col de cygne		284,36€	300,00€
EL 002	Support appui-tête Multi axes, ouvert		284,36€	300,00€
EL 003	Support appui-tête Multi axes, droit		284,36€	300,00€
GAMME ADVANCED LINE				
EL 033	Comfort Plus, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		504,27€	532,00€
EL 034	Comfort Plus, taille M + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		513,74€	542,00€
EL 035	Comfort Plus, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		525,12€	554,00€
EL 036	Combo 3 parties, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		687,20€	725,00€
EL 037	Combo 3 parties, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)		698,58€	737,00€
EL 038	UniLink, extension 50mm pour support appui-tête UniLink		68,25€	72,00€



Réglage assise et dossier

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EC 025	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité - A partir hauteur ass. 47cm		758,29€	800,00€
EC 026 EA 008	Lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - A partir hauteur ass. 47cm Uniquement avec châssis taille 2 (EA008) et batteries grande capacité (EU032)		2 142,18€	2 260,00€
EC 027 EA 008	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - A partir hauteur ass. 47cm Uniquement avec châssis taille 2 (EA008) et batteries grande capacité (EU032)		2 521,33€	2 660,00€
EU 056	Module de vérin pour boîtier de commande R'Net - A cocher si fonctions électriques nécessaires		414,22€	437,00€
ED 046	Dossier mécanique, rabattable sur l'assise Avec assise standard (0/ 10/ 20/ 30°; -9/ 1/ 11/ 21°) et assise VAS (-5/ 0/ 10/ 20/ 30°)		◇	◇
ED 047	Dossier électrique 30°, rabattable sur l'assise Avec assise standard, assise VAS, assise Recaro sauf N'Joy		663,51€	700,00€
SBK	Dossier électrique -7° à 50° rabattable sur l'assise SBK 122019.003 (assise VAS) - SBK 20465.005 (assise standard) Prof assise < 54cm - Hauteur dossier 54cm Amplitude de réglage lors de l'utilisation combinée du dossier 50° et de l'inclinaison d'assise 45° limitée		1 811,37€	1 911,00€



03 Accoudoirs

◊ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EE 023	Standards, réglables en hauteur mécaniquement, en continu	◊	◊
EE 024	Relevables non rapportés au dossier - NC assise Junior et Recaro Uniquement pour assise 42cm, 48cm, 54cm et 56cm Avec assise standard, réglage de la largeur d'assise non possible	189,57€	200,00€
SBK	Rapportés au dossier pour assise standard - SBK 19215.006 - NC assise Junior et assise <40cm	1 345,34€	1 419,00€
SBK	Rapportés au dossier pour assise VAS - SBK 122019.002	1 759,24€	1 856,00€



04 Repose-pieds / Repose-jambes

◊ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EB 001/006	Repose-pieds avec palettes individuelles, plastiques Poids utilis. max 140kg	◊	◊
EB 001/007	Repose-pieds avec palettes individuelles, aluminium	189,57€	200,00€
EB 002/007	Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm	853,08€	900,00€
EB 003/007	Repose-jambes électriques avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm	1 800,95€	1 900,00€
EB 001/009	Palettes monobloc, aluminium NC UL < 17cm	189,57€	200,00€
EB 004/009	Repose-jambes électriques avec palette monobloc, aluminium	1 800,95€	1 900,00€
EB 010	Protections genoux pour reposer-jambes mécaniques et électriques - NC EB001	151,66€	160,00€
EB 013	Palette centrale mécanique - Réglage pied droit et gauche individuellement NC EC001- UL max 41cm avec EC027	616,11€	650,00€



Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 15 à 54cm) - Longueur 50 à 54cm NC assise Recaro
 Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

05 Commandes électroniques

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Boîtier de commande

				PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 051	VR2 (90A) avec 2 fonctions électriques max et éclairage possible Uniquement avec un poids utilis. max <120kg			◇	◇
EU 079	R'Net LED Light (120A)			796,21€	840,00€
EU 053	R'Net TEN° (120A) - fonctions Bluetooth et Infrarouge intégrées, sans fonction électrique 4 fonctions Bluetooth max. Compatible Apple, Android, Windows Phone.			1 054,98€	1 113,00€
	Ergo tétra pour R'Net TEN° - 493U75=ST188			46,45€	49,00€
EU 057	Commande tierce personne	droit	gauche	9384775	714,26€
				677,02€	714,26€



Teintes boîtier TEN°

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 002	Anthracite métallique	O	O	EU 003	Noir profond	O	O
EU 004	Bleu glace	O	O	EU 005	Orange métallique	O	O
EU 009	Pourpre métallique	O	O	EU 012	Bleu métallique	O	O
EU 013	Noir mat	O	O	EU 014	Rouge cardinal	O	O
EU 016	Gris clair métallique	O	O	EU 017	Jaune vif	O	O
EU 018	Rouge vif	O	O	EU 021	Vert pomme métallique	O	O
EU 022	Blanc crème	O	O	EU 023	Blanc neige	O	O
EU 065	Gris titane	O	O	EU 029	Rose RAL 4010	O	O

Boutons Piko


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 067	Diamètre 50mm rouge / noir	274,88€	290,00€
EU 068	Diamètre 30mm rouge / noir	274,88€	290,00€

Pantographe (escamotage du boîtier de commande)


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 071	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 10cm	◇	◇
EU 072	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 18cm	O	O
Côté de montage du pantographe	Droit	Gauche	O
			O

Accessoires de joystick

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 080	Embout de joystick en U pour tétraplégique (longueur de main 7090mm)		123,22€	130,00€
EU 081	Stick S80 (tige de 80mm de hauteur)		80,57€	85,00€
EU 082	Soft ball (revêtement noir)		137,44€	145,00€
EU 083	Embout de balle de golf, petit (diamètre 43mm)		91,94€	97,00€
EU 084	Embout de balle de golf, grand (diamètre 48mm)		91,94€	97,00€
EU 085	Soft ball colorée (diamètre 30mm, 4 pièces)		91,94€	97,00€



Modules pour commandes spéciales


			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 054	Ecran TEN° pour commandes spéciales		1 345,02€	1 419,00€
EU 055	Module entrée / sortie D50883		748,82€	790,00€
EU 094	Module sans fil Easywave radio fréquence - Uniquement avec EU055		360,19€	380,00€



Support pour écran TEN° (EU054)

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 073	Standard - NC ES012		80,57€	85,00€
EU 074	Type Col de cygne - NC ES012		229,38€	242,00€
EU 075	Type Col de cygne pour tablette		196,21€	207,00€

Contrôles spéciaux avec écran TEN° (EU054)

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 103	Commande au souffle - Uniquement avec assise Recaro		1 365,88€	1 441,00€
EU 100	Micro Joystick Omni (10g)		3 280,57€	3 461,00€
EU 101	Multi Joystick Omni (50g)		2 990,52€	3 155,00€
EU 102	All round Joystick Omni Light (120g)		2 483,41€	2 620,00€
EU 128	All round Joystick (250g)		1 552,61€	1 638,00€
EU 129	All round Heavy Duty Joystick (650g)		2 794,31€	2 948,00€
EU 104	Commande par bouton 3 boutons 4 boutons		610,43€	644,00€



Bouton Piko (uniquement avec EU104)

						PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 086	1 ^{er} Piko bouton diam. 50mm	rouge	jaune	noir	argent	156,40€	165,00€
EU 090	1 ^{er} Piko bouton diam. 30mm	rouge	jaune	noir	argent	156,40€	165,00€
EU 186	2 ^{eme} Piko bouton diam. 50mm	rouge	jaune	noir	argent	156,40€	165,00€
EU 190	2 ^{eme} Piko bouton diam. 30mm	rouge	jaune	noir	argent	156,40€	165,00€
EU 286	3 ^{eme} Piko bouton diam. 50mm	rouge	jaune	noir	argent	156,40€	165,00€
EU 290	3 ^{eme} Piko bouton diam. 30mm	rouge	jaune	noir	argent	156,40€	165,00€
EU 386	4 ^{eme} Piko bouton diam. 50mm	rouge	jaune	noir	argent	156,40€	165,00€
EU 390	4 ^{eme} Piko bouton diam. 30mm	rouge	jaune	noir	argent	156,40€	165,00€


Contrôles spéciaux Mo-Vis

Contrôles spéciaux Mo-Vis sans écran Omni - Options non montées

Voir FDM Commandes Mo-Vis



Support pour commandes spéciales Mo-Vis (uniquement avec EU100/101)
Commande au doigt à fixer dans le prolongement de l'accodoir

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 110	Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 1 micro bouton (on/off)		258,77€	273,00€
EU 111	Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 2 micro boutons (on/off et mode)		402,84€	425,00€
EU 112	Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 1 bouton Piko diam. 30mm (on/off)		268,25€	283,00€
EU 113	Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 2 boutons Piko diam. 50mm (on/off et mode)		424,64€	448,00€



Support pour joystick Mo-Vis (options montées)

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 076	Commande au menton à escamotage électrique à gauche - NC EU102, EL004, EL005	2 180,09€	2 300,00€
EU 077	Commande au menton à escamotage électrique à droite - NC EU102, EL004, EL005	2 180,09€	2 300,00€
EU 078	Support pour tablette thérapeutique - ES012 obligatoire	478,67€	505,00€

Joystick Mo-Vis type R'Net (options montées)
Se branche directement sur le bus R'Net

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 105	Micro Joystick R'Net (10g)	3 404,74€	3 592,00€
EU 106	Multi Joystick R'Net (50g)	3 208,53€	3 385,00€
EU 107	All Round Joystick Omni (250g)	2 679,62€	2 827,00€
EU 108	All Round Joystick R'Net Light (120g)	1 862,56€	1 965,00€
EU 109	All Round R'Net Heavy Duty (650g)	3 343,13€	3 527,00€



Commande sur tablette avec R'Net

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 063 ES 014	Commande TEN° sur tablette escamotable électriquement avec 1 bouton Piko inclus pour la rotation. Montage au centre de la tablette - Joystick 250g 	2 690,99€	2 839,00€
EU 063/117 ES 014	Commande TEN° sur tablette escamotable électriquement avec 1 bouton Piko inclus pour la rotation. Montage au centre de la tablette - Joystick 120g	4 139,34€	4 367,00€
ES 015	Tablette thérapeutique relevable, sans découpe, pour placement de la commande par le prestataire	548,82€	579,00€
EU 063/116	Commande TEN° pourr tablette avec joystick 250g et 1 bouton Piko inclus	1 914,69€	2 020,00€
EU 063/117	Commande TEN° pourr tablette avec joystick 120g et 1 bouton Piko inclus	3 363,03€	3 548,00€



06 Roues motrices



◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EG 001	14" pneu	O	O
EG 002	14" bandage	90,05€	95,00€
EG 011	Gris	O	O
EG 012	Noir	O	O
EG 013	Rainurés - Compatible uniquement avec EG011 	O	O
EG 014	Crampons - NC EA006 	O	O
EG 015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons	O	O



07 Roues directrices

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EF 009	6" PU Performance (roues avant et arrière pour modèle roues centrales motrices EA006)	O	O
EF 005	9" pneu	O	O
EF 006	9" bandage	71,09€	75,00€
EF 007	10" pneu	O	O
EF 008	10" bandage	71,09€	75,00€
EF 001	Avec amortisseurs (de série pour modèle roues centrales motrices EA006) 	76,78€	81,00€
EF 002	Sans amortisseurs	O	O
EF 020	Verrouillage des roues directionnelles - Uniquement pour modèles traction et propulsion 	417,06€	440,00€
EF 022	Stabilisation de trajectoire mécanique - NC EA004 et R'Net - NC EA006	208,53€	220,00€
EF 023	Stabilisation de trajectoire électrique (Gyro) - NC ET001 et EU032 - Uniquement avec R'Net TEN° De série avec modèle traction	537,44€	567,00€



08

Batteries

◊ : configuration standard

○ : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 036	Batteries AGM Hybride 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) NC combinaison poids utilis. > 100kg et EC026 - NC EC027		◊	◊
EU 032 EA 008	Batteries grande capacité Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20), livrées avec chargeur EU044 Longueur châssis +6cm environ - Largeur châssis +2cm environ (EA008)		1 228,43€	1 296,00€
EU 041	Chargeur de batteries 8A - NC EU032	📷	◊	◊
EU 044	Chargeur de batteries 10A		258,77€	273,00€



09

Accessoires de châssis

◊ : configuration standard

○ : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EA 010	Garde-boue roues motrices	📷	◊	◊
EA 011	Garde-boue roues directionnelles - Uniquement pour modèles traction et propulsion		◊	◊
ES 013	Préparation pour système d'arrimage DAHL	📷	104,27€	110,00€
ES 021	Kit éclairage		◊	◊
ET	Prise alimentation externe 12V - Type allume cigare. ET002 droite ET005 gauche		331,75€	350,00€
ET	Prise alimentation externe 24V - Type allume cigare. ET003 droite ET006 gauche		122,27€	129,00€
ET	Prise alimentation externe 5V - Type USB. ET004 droite ET007 gauche		165,88€	175,00€
EF 021	Monte-trottoirs - NC roues avant motrices	📷	388,63€	410,00€
ES 003	Pochette pour téléphone portable		40,76€	43,00€
ES 004	Porte-bagage	📷	258,77€	273,00€
ES 005	Porte-canne		92,89€	98,00€
ES 006	Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) - NC ES012		134,60€	142,00€
ES 007	Kit outil		52,13€	55,00€
ES 010	Porte-bouteille		31,28€	33,00€
ES 011	Pompe électrique rechargeable Airman		185,78€	196,00€
ET 001	Klaxon externe		388,63€	410,00€
ES 023	Crochet/ support sac à dos pour assise standard et VAS - Poids max supporté 10kg		98,58€	104,00€
ES 012	Tablette thérapeutique escamotable, côté opposé au joystick - NC ES006		465,40€	491,00€





10 Coloris de châssis

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
002	Anthracite métallique	O	O	003	Noir profond	O	O
004	Bleu glace	O	O	005	Orange métallique	O	O
009	Pourpre métallique	O	O	012	Bleu métallique	O	O
013	Noir mat	O	O	014	Rouge cardinal	O	O
016	Gris clair métallique	O	O	017	Jaune vif	O	O
018	Rouge vif	O	O	021	Vert pomme métallique	O	O
022	Blanc crème	O	O	023	Blanc neige	O	O
027	Gris titane	O	O	037	Rose RAL 4010	O	O
SBK	Couleurs spéciales	255,92€	270,00€				

11 Ceintures et harnais

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

							PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		
EP 001	Standard						◇	◇		
EP 020	2 points, avec enrouleur, boucle métallique						185,78€	196,00€		
EP 002	2 points, rembourrée, boucle métallique - NC assise Recaro						110,90€	117,00€		
EP 003	2 points, rembourrée, boucle plastique - NC assise Recaro						96,68€	102,00€		
EP	Harnais dynamique	EP 005	taille S	EP 006	taille M	EP 007	taille L		175,36€	185,00€
EP	Harnais thoracique	EP 008	taille S	EP 009	taille M	EP 010	taille L		175,36€	185,00€
EP 011	Harnais thoracique Slimline (sangle fine)	EP 011	taille S	EP 012	taille M	EP 013	taille L		175,36€	185,00€
EP	Harnais épaule	EP 014	taille S	EP 015	taille M	EP 016	taille L		185,78€	196,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



EC 001/ 002/003/004
Assise standard



EC 005 Assise VAS



EC 020/ ED 034 Coussins assise et
dossier avec contour plat



EC 022 Coussins avec revêtement
tissu



EC 023 Coussins avec revêtement
simili cuir



EC 021/ ED 035 Coussins assise et
dossier avec contour incurvé



EC 006 Assise Recaro N-Joy



ED 030 Dossier LX



ED 031 Dossier LT



EC 008 Assise F



EC 009 Assise X



EC 010 Assise W



ED 036 Dossier Baxx



EL 006/007 Appui-tête petit/ large



EL 013/014 Appui-nuque



EL 015/016 Appui-tête en X



EC 025 Bascule d'assise électrique à 45°



EC 026 Lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm



EE 024 Accoudoirs relevables non rapportés au dossier



EB 003 Repose-jambes électriques avec palettes individuelles



EB 013 Palette centrale mécanique



Palettes aluminium



EU 051 Electronique VR2




EU 079 R'Net LED Light (120A)



EU 053 R'Net TEN° (120A)



EU 057 Commande tierce personne



EU 080 Embout de joystick en U pour tétraplégique



EU 081 Stick S80



EU 082 Soft Ball (revêtement noir)



EU 083 Embout de balle de golf, petit



EU 084 Embout de balle de golf, grand



EU 085 Soft ball colorée



EU 054 Ecran TEN° pour commandes spéciales



EU 101 Multi Joystick Omni (50g)



EU 110 Support pour commandes spéciales Mo-Vis + 1 micro bouton



EU 111 Support pour commandes spéciales Mo-Vis + 2 micro boutons



EU 063 Commande TEN®
sur tablette escamotable



EG 013 Roues motrices rainurées



EG 014 Roues motrices crampons



EF 001 Roues directrices avec
amortisseurs



EF 020 Verrouillage des roues
directionnelles



EU 041 Chargeur de batteries 8A



EA 010 Garde-boue roues motrices



ES 013 Préparation pour système
d'arrimage DAHL



ES 021 Kit éclairage



ET 002/ 005 Prise alimentation
externe 12V



ET 004/ 007 Prise alimentation
externe type USB



EF 021 Monte-trottoirs



ES 003 Pochette pour téléphone
portable



ES 004 Porte bagage



ES 010 Porte-bouteille



EP 002 Ceinture 2 points,
rembourrée, boucle métallique



EP 0005/ 006/ 007
Harnais dynamique



EP 008/ 009/ 010
Harnais thoracique



EP 011/ 012/ 013
Harnais thoracique Slimline



EP 014/ 015/ 016
Harnais épaule